

©2014 Roche Diagnostics

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, ACCU-CHEK AVIVA und ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT sind Marken von Roche.



CONTINUA, die CONTINUA Logos und CONTINUA CERTIFIED sind Marken, Dienstleistungsmarken oder Gütezeichen der Continua Health Alliance. CONTINUA ist eine eingetragene Marke in einigen, aber nicht in allen Ländern, in denen dieses Produkt vertrieben wird.

Die Wortmarke *Bluetooth®* und die zugehörigen Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken wurde durch Roche lizenziert.

Alle anderen Produktnamen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim
www.accu-chek.com



Letzte Überarbeitung: 2014-02

07149344001/A

ACCU-CHEK® Insight

Roche

Gebruiksaanweisung

Accu-Chek® Aviva Insight Diabetes Manager



ACCU-CHEK®

Vertrieb Deutschland:

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, **Deutschland**
Accu-Chek Kunden Service Center
Kostenfreie Telefonnummer 0800 4466800
Montag bis Freitag: 8:00 bis 18:00 Uhr
www.accu-chek.de

Vertrieb Schweiz:

Roche Diagnostics (Schweiz) AG
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz, **Schweiz**
Hotline Diabetes Service 0800 11 00 11
gebührenfrei
info@accu-chek.ch
www.accu-chek.ch

Roche Diagnostics (Schweiz) AG
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz, **Schweiz**
Hotline Diabetes Service 0800 803 303
gebührenfrei
info@accu-chek.ch
www.accu-chek.ch

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Überblick über den Diabetes Manager | 1 |
| 1.1 | Einleitung | 1 |
| 1.2 | Informationen zu dieser Gebrauchsanweisung | 3 |
| 1.3 | Der Accu-Chek Aviva Insight Diabetes Manager auf einen Blick | 4 |
| 1.4 | Standardanzeige | 8 |
| 1.5 | Ein- und Ausschalten des Messgeräts und Optimieren der Batterieleistung | 13 |
| 1.6 | Navigation | 16 |
| 1.7 | Notizenanzeige | 21 |
| 1.8 | Verwenden der Teststreifen | 22 |
| 1.9 | Funktionsübersicht | 23 |
| 2 | Inbetriebnahme des Blutzuckermessgeräts | 25 |
| 2.1 | Bevor Sie beginnen | 25 |
| 2.2 | Laden der Batterie | 26 |
| 2.3 | Einrichtungsassistent | 31 |
| 2.4 | Ausführen des Einrichtungsassistenten | 33 |
| 2.5 | Wichtige Informationen | 40 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 3 | Blutzuckermessungen | 47 |
| 3.1 | Durchführen einer Blutzuckermessung | 47 |
| 3.2 | Hinzufügen von Informationen zu einem Blutzuckermesswert | 52 |
| 3.3 | Abgeben eines Bolus ohne Bolusvorschlag | 55 |
| 3.4 | Interpretieren von Blutzuckermesswerten | 58 |
| 3.5 | Ungewöhnliche Blutzuckermesswerte | 62 |
| 3.6 | Symptome eines zu niedrigen oder zu hohen Blutzuckerspiegels | 64 |
| 4 | Funktionskontrollen | 65 |
| 4.1 | Wann ist eine Funktionskontrolle durchzuführen? | 65 |
| 4.2 | Informationen über die Kontrolllösungen | 65 |
| 4.3 | Durchführen einer Funktionskontrolle | 66 |
| 4.4 | Ergebnisse von Funktionskontrollen außerhalb des Zielbereichs | 70 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 5 | Bolusvorschlag | 73 |
| 5.1 | Überblick | 73 |
| 5.2 | Einführende Informationen zum Bolusvorschlag | 74 |
| 5.3 | Abgeben eines Bolus mithilfe der Bolusvorschlagsfunktion | 77 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 6 | Ändern von Bolusvorschlagseinstellungen | 85 |
| 6.1 | Überblick | 85 |
| 6.2 | Konfigurieren des Bolusvorschlags | 87 |
| 6.3 | Bolusvorschlag: Einstellungen für Zeitblöcke | 93 |
| 6.4 | Bolusvorschlag: Hinzufügen eines Zeitblocks | 97 |
| 6.5 | Bolusvorschlag: Löschen von Zeitblöcken | 103 |
| 6.6 | Bolusvorschlag: Zurücksetzen aller Zeitblöcke | 113 |
| 6.7 | Prozentwerte für Gesundheitsereignisse | 118 |
| 6.8 | Einstellungen Bolusvorschlag: Blutzuckeranstieg nach Mahlzeit, Snackgröße, Wirkzeit, Verzögerung | 120 |
| 6.9 | Deaktivieren des Bolusvorschlags | 122 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 7 | Ändern der Messgeräteeinstellungen | 123 |
| 7.1 | Überblick | 123 |
| 7.2 | Datum, Uhrzeit und Zeitformat | 125 |
| 7.3 | Moduseinstellungen: Ton- und Vibrationssignal | 126 |
| 7.4 | Moduseinstellungen: Signaltöne abschalten | 128 |
| 7.5 | Grundeinstellungen der Standardanzeige | 130 |
| 7.6 | Touchscreen: Ton und Vibration | 132 |
| 7.7 | Helligkeit | 134 |
| 7.8 | Hintergrundfarbe | 136 |
| 7.9 | Sprache | 138 |
| 7.10 | Einstellungen für Zeitblöcke | 139 |
| 7.11 | Hinzufügen eines Zeitblocks | 142 |
| 7.12 | Löschen von Zeitblöcken | 147 |
| 7.13 | Zurücksetzen aller Zeitblöcke | 156 |
| 7.14 | Warngrenzwerte: Unter- und Überzuckerung | 161 |
| 7.15 | Insulinschritt | 163 |
| 7.16 | Maximale Bolusmenge | 164 |
| 7.17 | Kohlenhydrateinheit | 166 |

8 Ausgabe von Erinnerungen über das Messgerät 167

| | | |
|-----|---|-----|
| 8.1 | Überblick | 167 |
| 8.2 | Erinnerung an Blutzuckermessung: Nach Mahlzeit | 170 |
| 8.3 | Erinnerung an Blutzuckermessung: Nach hohem Blutzuckermesswert | 172 |
| 8.4 | Erinnerung an Blutzuckermessung: Nach niedrigem Blutzuckermesswert | 174 |
| 8.5 | Erinnerung an Arztbesuch | 176 |
| 8.6 | Erinnerung an Labortest | 178 |
| 8.7 | Benutzerdefinierte Erinnerung | 180 |
| 8.8 | Wecker-Erinnerung | 183 |
| 8.9 | Erinnerung an Medikament | 187 |

9 Verbindung 191

| | | |
|-----|---|-----|
| 9.1 | Überblick | 191 |
| 9.2 | Verbinden des Messgeräts mit einem PC über ein USB-Kabel | 192 |
| 9.3 | Ändern der Einstellungen für die Verbindung über ein USB-Kabel | 196 |

10 Reise-Einstellungen 199

| | | |
|------|---------------------------|-----|
| 10.1 | Überblick | 199 |
| 10.2 | Einschalten des Flugmodus | 200 |
| 10.3 | Ausschalten des Flugmodus | 201 |

11 Meine Daten 203

| | | |
|------|-------------------------------|-----|
| 11.1 | Überblick | 203 |
| 11.2 | Tagebuch | 204 |
| 11.3 | Gesamtverlauf | 218 |
| 11.4 | Wochenverlauf | 224 |
| 11.5 | Tagesverlauf | 231 |
| 11.6 | Zielbereichsdaten | 237 |
| 11.7 | BZ-Durchschnittswerte-Tabelle | 242 |

12 Pflege und Wartung 247

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 12.1 Überblick | 247 |
| 12.2 Laden der Batterie | 247 |
| 12.3 Energiespartipps | 248 |
| 12.4 Wechseln der Batterie | 248 |
| 12.5 Reinigen des Messgeräts | 251 |
| 12.6 Touchscreen-Kalibrierung | 253 |
| 12.7 Funktionstest des Messgeräts | 255 |

13 Fehlerbehebung 259

| | |
|----------------------------------|-----|
| 13.1 Überblick | 259 |
| 13.2 Fehlerbehebung am Messgerät | 260 |

14 Technische Daten 277

| | |
|--|-----|
| 14.1 Produkteinschränkungen | 277 |
| 14.2 Spezifikationen | 277 |
| 14.3 Hinweise zur Produktsicherheit | 281 |
| 14.4 Entsorgen des Messgeräts | 281 |
| 14.5 Symbolerklärungen | 282 |
| 14.6 Liste der Symbole | 283 |
| 14.7 Garantie | 291 |
| 14.8 Nachkauf von Verbrauchsmaterialien | 291 |
| 14.9 Hinweise für medizinisches Fachpersonal | 291 |
| 14.10 Informationen zum Messgerät | 292 |
| 14.11 Fehlerprotokoll | 293 |
| 14.12 Funksignal (HF) | 295 |
| 14.13 Grenzwerte und Grundeinstellungen des Messgeräts | 297 |



Anhang A: Überblick über den Bolusvorschlag 303

Anhang B: Berechnungen des Bolusvorschlags 315

Glossar 321

Stichwortverzeichnis 333

1 Überblick über den Diabetes Manager

1.1 Einleitung

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie Ihren Accu-Chek Aviva Insight Diabetes Manager verwenden. Um das Messgerät richtig und zuverlässig verwenden zu können, müssen Sie die Funktionsweise, die Displayanzeigen und sämtliche Funktionen des Messgeräts kennen.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an unseren Kundendienst. Eine Auflistung finden Sie am Ende dieser Gebrauchsanweisung.

1.1.1 Anwendungszweck

Der Accu-Chek Aviva Insight Diabetes Manager dient zur Behandlung von insulinabhängigem Diabetes und zur quantitativen Messung von Glukose in frischem kapillarem Vollblut.

Der Accu-Chek Aviva Insight Diabetes Manager ist zur quantitativen Messung von Blutzucker bestimmt. Der Accu-Chek Aviva Insight Diabetes Manager ist zur Selbstanwendung außerhalb des Körpers (In-vitro-Diagnose) bei Personen mit Diabetes vorgesehen und dient als Hilfsmittel zur Überwachung von Blutzuckerwerten. Der Accu-Chek Aviva Insight Diabetes Manager ist zur Verwendung mit Accu-Chek Aviva Teststreifen vorgesehen. Die Blutentnahme kann wie üblich an der Fingerbeere erfolgen. Darüber hinaus ist der Accu-Chek Aviva Insight Diabetes Manager zur Behandlung von Diabetes vorgesehen und berechnet auf Grundlage der vom Anwender eingegebenen Daten eine Insulindosis oder die Kohlenhydrataufnahme.

Zur Selbstanwendung geeignet.

Im Lieferumfang enthalten:

- ▶ **Accu-Chek Aviva Insight Diabetes Manager mit wiederaufladbarer Batterie und Code-Chip**
- ▶ **USB-Kabel**
- ▶ **Steckdosenadapter mit Steckeraufsatz**

Nicht im Lieferumfang enthalten:

- ▶ **Accu-Chek Aviva Teststreifen**
- ▶ **Accu-Chek Aviva Kontrolllösung**



WARNUNG

Jeder Gegenstand, der mit menschlichem Blut in Berührung kommt, ist eine potenzielle Infektionsquelle (siehe: Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Third Edition; CLSI-Dokument M29-A3, 2005).

1.1.2 Wichtige Information

- ▶ Für den Accu-Chek Aviva Insight Diabetes Manager werden Accu-Chek Aviva Teststreifen benötigt.
- ▶ Wenn Sie wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben vorgegangen sind, aber dennoch Symptome haben, die offenbar nicht mit Ihren Blutzuckermesswerten im Einklang stehen, oder wenn Sie sonstige Fragen haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

HINWEIS

- ▶ In dieser Gebrauchsanweisung sind Beispielanzeigen abgebildet. Die Anzeigen in dieser Gebrauchsanweisung können leicht von den Anzeigen Ihres Messgeräts abweichen. Wenn Sie Fragen zu den Geräteanzeigen haben, wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche.
- ▶ Blutzucker wird gelegentlich als BZ abgekürzt, wobei beide Begriffe dasselbe bedeuten.



1.2 Informationen zu dieser Gebrauchsanweisung

Damit Sie Ihren Accu-Chek Aviva Insight Diabetes Manager (im Folgenden als Blutzuckermessgerät bzw. Messgerät bezeichnet) optimal nutzen können, wird bei den verschiedenen Funktionen und Merkmalen zwischen **Standard** und **Optional** unterschieden.

- ▶ **Standard**-Funktionen sind für die bestimmungsgemäße Verwendung des Messgeräts unbedingt notwendig. Es wird dringend empfohlen, sich vor der ersten Verwendung des Messgeräts mit diesen Funktionen eingehend vertraut zu machen.
- ▶ **Optionale** Funktionen helfen Ihnen dabei, das Messgerät optimal zu nutzen. Gemeinsam mit Ihrem Arzt können Sie sich ganz nach Wunsch und in Ihrem eigenen Tempo mit diesen Funktionen vertraut machen.

Damit Sie das Blutzuckermessgerät sicher und komfortabel verwenden können, sind folgende Informationen in dieser Gebrauchsanweisung besonders vom Text abgehoben:



WARNUNG

Eine Warnung ist eine Sicherheitsinformation, die Ihrer besonderen Aufmerksamkeit bedarf und Sie über etwaige Gesundheitsrisiken informiert. Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann lebensbedrohliche Folgen haben.

HINWEIS

Ein Hinweis enthält wichtige Informationen zur effizienten und reibungslosen Verwendung des Blutzuckermessgeräts.



1.3 Der Accu-Chek Aviva Insight Diabetes Manager auf einen Blick



| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | Ein/Aus-Taste | Zum Ein- und Ausschalten des Messgeräts. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Ein- und Ausschalten des Messgeräts und Optimieren der Batterieleistung in diesem Kapitel. |
| 2 | Lanyard-Befestigung | Hier können Sie einen Tragegurt befestigen. |
| 3 | Micro-USB-Anschluss | Stecken Sie hier das kleine Ende des USB-Kabels ein, um die Batterie aufzuladen oder die Verbindung zu einem PC herzustellen. |
| 4 | Port für Speichererweiterung | Enthält eine Speicherkarte (im Lieferumfang enthalten) mit Software für das Messgerät. Die Speicherkarte darf nicht herausgenommen werden. Eine herausgenommene Speicherkarte wird von Roche nicht ersetzt. |
| 5 | Touchscreen-Display | Touchscreen mit Farbdisplay, über den die verschiedenen Menüs des Messgeräts aufgerufen und Informationen angezeigt werden können. |

| | | |
|---|--|---|
| 6 | Lautstärke-tasten | Mit diesen Tasten können Sie die Lautstärke für Meldungen (beispielsweise eine Erinnerung) ändern. Um das Tonsignal stummzuschalten, drücken Sie die Leiser-Taste, bis das Signal ganz ausgeschaltet ist. |
| 7 | Steckplatz für den Teststreifen | Hier wird der Teststreifen für Blutzuckermessungen und Funktionskontrollen eingeführt. |




| | | |
|---|---------------------------|---|
| 8 | Code-Chip | Das Blutzuckermessgerät enthält einen schwarzen Code-Chip. Der Code-Chip darf nicht herausgenommen werden. Falls der Code-Chip fehlen sollte, wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche. |
| 9 | Batteriefachdeckel | Nehmen Sie den Batteriefachdeckel nur ab, um die Batterie zu wechseln. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Wechseln der Batterie im Kapitel Pflege und Wartung dieser Gebrauchsanweisung. |

HINWEIS

Das Messgerät ist bereits codiert und wird mit einem vorab eingesetzten schwarzen Code-Chip geliefert. Ein Auswechseln dieses Code-Chips ist auch dann nicht erforderlich, wenn Sie Teststreifen aus einer Packung mit einem anderen Code-Chip verwenden.





Teststreifen

Gelbes Fenster – Tragen Sie hier einen Blutstropfen oder die Kontrolllösung auf.
 Goldenes Ende – Führen Sie dieses Ende in das Messgerät ein.



Teststreifenröhre (Beispiel)



Flasche mit Kontrolllösung (Beispiel)







1.4 Standardanzeige

Die Standardanzeige bezeichnet die Anzeige, die beim Einschalten des Blutzuckermessgeräts zu sehen ist. Als Standardanzeige kann entweder das Hauptmenü oder die Statusanzeige dienen. Im Abschnitt **Grundeinstellungen der Standardanzeige** im Kapitel **Ändern der Messgeräteeinstellungen** in dieser Gebrauchsanweisung finden Sie Informationen dazu, wie Sie die Grundeinstellung für die Standardanzeige ändern.

1.4.1 Hauptmenü



In der **Titelleiste** werden Uhrzeit und Datum angezeigt. Außerdem können hier folgende Symbole angezeigt werden:

| Symbol | Name | Beschreibung |
|---|---------------|---|
|  | Ton/Vibration | Wird angezeigt, wenn sowohl Ton als auch Vibration aktiviert sind. |
|  | Tonsignal | Wird angezeigt, wenn nur das Tonsignal aktiviert ist. |
|  | Vibration | Wird angezeigt, wenn nur das Vibrationssignal aktiviert ist. |
|  | Flugmodus | Wird angezeigt, wenn der Flugmodus aktiviert ist. |
|  | Batterie | Zeigt den aktuellen Ladezustand der Batterie an. |
|  | Temperatur | Wird angezeigt, wenn die Temperatur des Messgeräts außerhalb des für Blutzuckermessungen zulässigen Temperaturbereichs liegt. |

1.4.2 Statusanzeige

In der Statusanzeige werden Informationen zur letzten gültigen Blutzuckermessung angezeigt.



Zusätzliche Informationen

Die folgenden möglichen Zusatzinformationen werden zusammen mit der Blutzuckermessung im elektronischen Tagebuch gespeichert:

- ▶ Symbol für den Messzeitpunkt mit Beschreibung
(Beispiel: 🕒 Vor Mahlzeit)
- ▶ Symbol für Kohlenhydrate mit Kohlenhydratmenge
(Beispiel: 🍏 60 g), Symbol für „Kohlenhydrate akzeptiert“ 🍏
oder Symbol für „Kohlenhydrate nicht akzeptiert“ 🍏🔪
- ▶ Symbol für ein Gesundheitsereignis mit Beschreibung
(Beispiel: ❤️ Sport 1)
- ▶ Symbol für den Bolustyp mit Gesamt-Bolusinsulinmenge
(Beispiel: Pen/Spritzen-Bolus 💉 5.00 U)
- ▶ Symbol für Basalinsulin mit dem Basalinsulinwert
(Beispiel: 🏠 5.0 U)
- ▶ Notizen-Symbol und eingegebene Notiz
(Beispiel: 🗨️ Besprechung)

1.5 Ein- und Ausschalten des Messgeräts und Optimieren der Batterieleistung



| | |
|-------------------------------|--|
| Messgerät einschalten | Ein/Aus-Taste drücken und loslassen. |
| Messgerät ausschalten | Ein/Aus-Taste drücken und loslassen. |
| Messgerät zurücksetzen | Halten Sie die Ein/Aus-Taste für mindestens 5 Sekunden gedrückt, bis die Messgeräteanzeige erlischt. Lassen Sie die Ein/Aus-Taste los. |

HINWEIS

Setzen Sie das Messgerät zurück, wenn die Anzeige einfriert oder nicht reagiert.












Optimieren der Batterieleistung

Wenn das Messgerät eingeschaltet ist, der Touchscreen jedoch nicht berührt wird, wird das Display nach 15 Sekunden automatisch gedimmt und nach 2 Minuten ganz abgeschaltet, es sei denn, Sie führen eine Blutzuckermessung oder eine Funktionskontrolle durch. Schalten Sie das Messgerät nach dem Gebrauch aus, statt die Abschaltautomatik zu nutzen, um die Batterie zu schonen. Weitere Informationen dazu, wie Sie die Batterie schonen können, finden Sie im Abschnitt **Energiespartipps** im Kapitel **Pflege und Wartung** dieser Gebrauchsanweisung.

Das Messgerät ist mit einer wiederaufladbaren Batterie ausgestattet. Das Batteriesymbol im Hauptmenü und in der Statusanzeige gibt Aufschluss über den Ladezustand bzw. den Aufladestatus der Batterie.

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Batterieladezustände:

| | Voll aufgeladen | Teilweise geladen | Fast leer |
|------------------------------|---|---|---|
| Symbol für den Ladezustand |  |  |  |
| Symbol für den Aufladestatus |  |  |  |
| Batterieladeanzeige |  |  |  |

Wenn die Batterie fast leer ist, wird mit einer Meldung darauf hingewiesen, dass das Messgerät bald geladen werden sollte. Wenn Sie zulassen, dass die Batterie vollständig entladen wird, beeinträchtigt dies ihre Fähigkeit, die Ladung zu halten. Daher wird empfohlen, die Batterie regelmäßig nachzuladen, beispielsweise täglich. Die Batterie nimmt keinen Schaden, wenn das Blutzuckermessgerät über längere Zeit mit der Stromquelle verbunden bleibt. Ein USB-Kabel und ein Steckdosenadapter zum Aufladen der Batterie sind im Lieferumfang des Messgeräts enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Laden der Batterie** im Kapitel **Inbetriebnahme des Blutzuckermessgeräts** dieser Gebrauchsanweisung.

Die wiederaufladbare Batterie verfügt über eine begrenzte Anzahl an Ladezyklen. Wenn Sie feststellen, dass das Messgerät häufiger geladen werden muss als im Neuzustand, muss möglicherweise die Batterie ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Wechseln der Batterie** im Kapitel **Pflege und Wartung** dieser Gebrauchsanweisung.

1.6 Navigation


Das Messgerät verfügt über einen Touchscreen mit Farbdisplay.

Auswählen




Drücken Sie leicht auf das gewünschte Element, bis es blau hervorgehoben wird, und lassen Sie dann los. Sie können den Touchscreen so einstellen, dass mittels Ton, Vibration oder Kombination aus beidem darauf hingewiesen wird, wenn eine Auswahl getroffen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Touchscreen: Ton und Vibration** im Kapitel **Ändern der Messgeräteeinstellungen** dieser Gebrauchsanweisung.

Bildlauf



Drücken Sie mit Ihrem Finger auf eine beliebige Stelle in der Mitte der Anzeige und bewegen Sie dann den Finger nach oben oder unten, um einen Bildlauf durchzuführen.

Wert einstellen



Wählen Sie den zu ändernden Wert aus (**Stunden** ist ausgewählt).

Drücken Sie kurz auf „+“, um den Wert zu erhöhen, bzw. auf „-“, um den Wert zu verringern. **Halten** Sie „+“ bzw. „-“ gedrückt, um den Wert schnell zu ändern.

Auswählen aus einer Liste




Wählen Sie ein Listenelement aus. Das Optionsfeld am linken Rand der Anzeige gibt das ausgewählte Element an (hier: **Vor Mahlzeit**).

Meldungen









Wenn eine Meldung angezeigt wird, sind die Auswahlmöglichkeiten (beispielsweise **Nein**, **Ja** und **OK**) abgeblendet und 3 Sekunden lang deaktiviert. Auf diese Weise wird verhindert, dass die Meldung versehentlich bestätigt wird, bevor sie gelesen wurde.



Das Symbol > am rechten Rand der Anzeige gibt an, dass bei Auswahl der betreffenden Option eine weitere Anzeige erscheint.

Auswahl im Rahmen der Navigation

| | |
|---|--|
|  | Die dargestellte Anzeige muss bestätigt werden (Beispiel: Bestätigung der Bolusabgabe). |
|  | Bevor der entsprechende Vorgang nicht abgeschlossen wurde, darf nicht gespeichert oder abgebrochen werden (Beispiel: keinen Bolus verabreichen). |
|  | Einstellungen oder Daten speichern. |
|  | Rückkehr zur vorherigen Anzeige, ohne Einstellungen oder Daten zu speichern. |


| | |
|---|--|
|  | Weiter zur nächsten Anzeige, ohne Einstellungen oder Daten zu speichern. Weiter wird angezeigt, wenn mehrere Schritte oder Anzeigen vorhanden sind (Beispiel: Anzeigen zum Einrichten des Messgeräts). Die Einstellungen oder Daten bleiben verfügbar, wenn Sie auf Zurück drücken und werden bei Auswahl von Fertig gespeichert. |
|  | Einstellungen oder Daten speichern. Fertig wird in der Regel in der letzten Anzeige innerhalb einer Reihe von Anzeigen dargestellt (Beispiel: Anzeigen des Einrichtungsassistenten für das Messgerät). |

Tastatur



1.7 Notizenanzeige

Ein Ereignis (beispielsweise ein **Snack**) kann Einfluss auf Ihren Blutzuckermesswert oder die erfassten Daten haben. Mit der Notizen-Funktion können Ereignisse bequem zeitnah erfasst und zur Datenauswertung genutzt werden. Eine Notiz ist nicht mit einem Blutzuckermesswert verknüpft und hat auch keinen Einfluss auf die zur Berechnung des Bolusvorschlags herangezogenen Daten.



Wählen Sie zwischen 1 und maximal 4 Ereignissen aus. Führen Sie einen Bildlauf durch, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen. **Speichern**, um eine Notiz mit dem aktuellen Datum und der Uhrzeit im Tagebuch zu speichern.

Sie können die für eine gespeicherte Notiz ausgewählten Ereignisse ändern, indem Sie den entsprechenden Eintrag im Tagebuch auswählen. Es ist auch möglich, eine zusätzliche Anmerkung zu einer Notiz zu speichern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Tagebuch** im Kapitel **Meine Daten** dieser Gebrauchsanweisung.

1.8 Verwenden der Teststreifen

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Accu-Chek Aviva Teststreifen.
- ▶ Verwenden Sie den Teststreifen sofort nach der Entnahme aus der Teststreifenröhre.
- ▶ Bringen Sie den Teststreifen nicht mit Blut oder Kontrolllösung in Berührung, bevor Sie ihn in das Messgerät einführen.
- ▶ Verschließen Sie die Teststreifenröhre unmittelbar nach der Entnahme eines Teststreifens wieder fest, um die Teststreifen vor Feuchtigkeit zu schützen.
- ▶ Bewahren Sie unbenutzte Teststreifen in der geschlossenen Originalröhre auf.
- ▶ Überprüfen Sie das auf der Teststreifenröhre angegebene Haltbarkeitsdatum. Verwenden Sie keine Teststreifen, deren Haltbarkeitsdatum überschritten ist.
- ▶ Lagern Sie die Teststreifenröhre und das Messgerät an einem kühlen und trockenen Ort, z. B. im Schlafzimmer.
- ▶ Informationen zu den Lagerbedingungen für Teststreifen und den Betriebsbedingungen des Systems finden Sie in der Packungsbeilage der Teststreifen.



WARNUNG

Lagern Sie die Teststreifen nicht an einem warmen oder feuchten Ort (Badezimmer oder Küche)! Die Teststreifen können durch Hitze und Feuchtigkeit beschädigt werden.

HINWEIS

Das Messgerät ist bereits codiert und wird mit einem vorab eingesetzten schwarzen Code-Chip geliefert. Ein Auswechseln dieses Code-Chips ist auch dann nicht erforderlich, wenn Sie Teststreifen aus einer Packung mit einem anderen Code-Chip verwenden.



1.9 Funktionsübersicht

- ▶ Über die Statusanzeige haben Sie schnellen Zugriff auf Informationen zu Ihrer letzten Blutzuckermessung.
- ▶ Der Bolusvorschlag ist optional. Diese Funktion berechnet einen Insulinbolus, der an die Tageszeit und Ihre jeweilige Situation angepasst ist.
- ▶ Mit Zeitblöcken können Sie den Tag entsprechend Ihrem individuellen Lebensstil in unterschiedliche Zeitabschnitte unterteilen.
- ▶ Datenmanagement:
 - Elektronisches Tagebuch, in dem die einzelnen Blutzuckermesswerte mit Informationen zum Messzeitpunkt, den Kohlenhydraten, Gesundheitsereignissen, Boli, Basalraten und Notizen erfasst werden.
 - Sie können das Tagebuch anzeigen und Informationen hinzufügen oder ändern.
 - Sie können Daten (beispielsweise Blutzucker-Durchschnittswerte) für einen bestimmten Zeitraum (z.B. die letzten 30 Tage) in Diagramm- oder Tabellenform anzeigen.
 - Sie können Daten zwischen verschiedenen Geräten, beispielsweise dem Blutzuckermessgerät und einem Computer, übertragen.

- ▶ Erinnerungen:
 - Vom Wecker ausgegebene Erinnerungen an Blutzuckermessungen, die während des Tages durchzuführen sind
 - Erinnerungen an eine Blutzuckermessung nach einem hohen oder niedrigen Blutzuckermesswert oder nach einer Mahlzeit
 - Erinnerungen an Termine bei Ihrem Arzt oder an Labortests
 - Unterschiedliche Töne für verschiedene Erinnerungen
- ▶ Die Auswahl von Gesundheitsereignissen kann Ihre Verfassung oder Aktivitäten widerspiegeln, die Ihren Diabetes beeinflussen könnten. Wenn Sie den Bolusvorschlag einrichten, haben Sie die Möglichkeit, für jedes Gesundheitsereignis einen Prozentwert zur Anpassung der Bolusempfehlung festzulegen.
- ▶ Individuell angepasste Warngrenzwerte für hohen (Hyper) und niedrigen (Hypo) Blutzucker. Wenn Ihr Blutzuckermesswert über oder unter diesem Bereich liegt, zeigt das Messgerät eine Warnung an.
- ▶ Farbdisplay mit Touchscreen-Funktion.

2

Inbetriebnahme des Blutzuckermessgeräts

2.1 Bevor Sie beginnen

Bevor Sie das Messgerät verwenden können, müssen Sie folgende Vorbereitungen treffen:

1



Entfernen Sie den Streifen an der Rückseite des Messgeräts und entsorgen Sie ihn.

Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt, **Laden der Batterie**, fort.

2.2 Laden der Batterie

Laden Sie die Batterie, indem Sie das USB-Kabel mit einer Steckdose oder einem Computer verbinden. Vorzugsweise sollten Sie eine Steckdose verwenden, da der Ladevorgang so weniger Zeit in Anspruch nimmt; es dauert rund 3½ Stunden, eine vollständig entladene Batterie zu laden. Das Laden des Blutzuckermessgeräts über einen Computer dauert sehr viel länger.

HINWEIS

- ▶ Wenn Sie zulassen, dass die Batterie vollständig entladen wird, beeinträchtigt dies ihre Fähigkeit, die Ladung zu halten. Daher wird empfohlen, die Batterie regelmäßig nachzuladen, beispielsweise täglich. Die Batterie nimmt keinen Schaden, wenn das Blutzuckermessgerät über längere Zeit mit der Stromquelle verbunden bleibt.
- ▶ Während das Blutzuckermessgerät geladen wird, können keine Blutzuckermessungen durchgeführt werden.



Laden der Batterie über eine Steckdose

1

Durchsichtige Kunststoffabdeckung



Auslöseknopf

Fahren Sie mit Schritt 4 fort, wenn der Steckdosenadapter bereits zusammengebaut ist.

Um den Steckdosenadapter zusammenzubauen, entfernen Sie die durchsichtige Kunststoffabdeckung, indem Sie mittig auf den Auslöseknopf drücken. Schieben Sie die Kunststoffabdeckung in Pfeilrichtung und nehmen Sie sie ab.

2

Schieben Sie den Steckeraufsatz anstelle der durchsichtigen Kunststoffabdeckung auf den Adapter auf, bis er einrastet. Wenden Sie dabei keine übermäßige Kraft an. Der Aufsatz kann nur in eine Richtung aufgeschoben werden.

3



Verbinden Sie das größere Ende des USB-Kabels mit dem Steckdosenadapter.

4



Verbinden Sie das kleinere Ende des USB-Kabels mit dem Blutzuckermessgerät.

5

Stecken Sie den Steckdosenadapter in eine Steckdose.

6



Wenn am Batteriesymbol zu erkennen ist, dass die Batterie vollständig geladen wurde (🔋), können Sie das Blutzuckermessgerät von der Steckdose trennen.

Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erscheint auf dem Blutzuckermessgerät 3 Sekunden lang die Batterieladeanzeige.

In der nächsten Anzeige (Hauptmenü oder Statusanzeige) ist das Batteriesymbol 🔋 im Lademodus zu sehen.

Laden der Batterie über einen Computer

1




Verbinden Sie das kleinere Ende des USB-Kabels mit dem Blutzuckermessgerät.

2



Verbinden Sie das größere Ende des USB-Kabels mit einem freien USB-Port Ihres Computers.

3



Wählen Sie **Nur aufladen**. Optional können Sie **Als Standard festlegen** auswählen, damit diese Anzeige nicht jedes Mal erscheint, wenn Sie das USB-Kabel mit einem PC verbinden. Wählen Sie **OK**.

HINWEIS

- Die Anzeige **Verbindungsoptionen** erscheint nicht, wenn die Option **Als Standard festlegen** bereits zu einem früheren Zeitpunkt ausgewählt wurde.
- Um diese Einstellung zu ändern, wechseln Sie ins Hauptmenü und wählen Sie **Verbindung > Einstellungen**. Wählen Sie **Bei USB-Verbindung immer nachfragen**. Wählen Sie **Speichern**.




HINWEIS

Damit die Batterie geladen wird, muss der PC eingeschaltet sein und darf sich weder im Energiespar- noch im Standby-Modus befinden.



Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erscheint auf dem Blutzuckermessgerät 3 Sekunden lang die Batterieladeanzeige.


In der nächsten Anzeige (Hauptmenü oder Statusanzeige) ist das Batteriesymbol  im Lademodus zu sehen.

HINWEIS

Wenn auf dem Blutzuckermessgerät weder die Batterieladeanzeige noch das Batterieladesymbol erscheint bzw. wenn in der Datenanzeige der Hinweis **Das Messgerät sollte bald geladen werden** ausgegeben wird, lädt der Computer die Batterie nicht. Laden Sie die Batterie in diesem Fall über eine Steckdose.



4

Wenn am Batteriesymbol zu erkennen ist, dass die Batterie vollständig geladen wurde () , können Sie das Blutzuckermessgerät vom Computer trennen.

2.3 Einrichtungsassistent

Wenn Sie das Blutzuckermessgerät zum ersten Mal einschalten, wird der Einrichtungsassistent aktiviert. Sie müssen den Einrichtungsassistenten abschließen, bevor Sie eine erste Blutzuckermessung durchführen.

Der Einrichtungsassistent unterstützt Sie bei der Auswahl der folgenden Einstellungen:

- ▶ Sprache des Messgeräts
- ▶ Uhrzeit und Datum
- ▶ Einheiten (Kohlenhydrate)
- ▶ Warngrenzwerte für niedrige (Hypo) und hohe (Hyper) Blutzuckermesswerte
- ▶ Zeitblöcke
- ▶ Bolusvorschlag (optional)
- ▶ Erinnerungen an BZ-Messung (optional)



WARNUNG

Ihre individuellen Einstellungen für Warngrenzwerte, Zeitblöcke, Bolusvorschläge und Erinnerungen an die BZ-Messung müssen auf jeden Fall mit Ihrem Arzt besprochen werden.

HINWEIS

- ▶ Der Einrichtungsassistent wird so lange bei jedem Einschalten des Messgeräts aktiviert, bis Sie den Vorgang abgeschlossen haben.
- ▶ Wenn Sie das Messgerät ausschalten, während der Einrichtungsassistent ausgeführt wird, müssen Sie alle Einstellungen noch einmal bestätigen, um den Assistenten abzuschließen.
- ▶ Um zur vorherigen Anzeige des Einrichtungsassistenten zurückzukehren, wählen Sie [Zurück](#).
- ▶ Wenn Sie Bolusvorschläge und Erinnerungen an BZ-Messungen nicht im Rahmen des Einrichtungsassistenten festlegen, können Sie diese Funktionen zu einem späteren Zeitpunkt einrichten. Informationen, wie Sie diese Funktionen nach dem Abschließen des Einrichtungsassistenten einrichten, finden Sie im Abschnitt **Einrichten von Bolusvorschlägen** in den Kapiteln **Ändern von Bolusvorschlagseinstellungen** und **Ausgabe von Erinnerungen über das Messgerät** in dieser Gebrauchsanweisung.
- ▶ Die Grundeinstellungen des Blutzuckermessgeräts und die in dieser Gebrauchsanweisung gezeigten Einstellungen sollen lediglich als Beispiel dienen.



2.4 Ausführen des Einrichtungsassistenten

Beachten Sie den Abschnitt **Wichtige Informationen** dieser Gebrauchsanweisung, in dem die einzelnen Einstellungen des Einrichtungsassistenten ausführlich beschrieben werden.

1 Ein/Aus-Taste




Wenn das Blutzuckermessgerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.

2



Das Messgerät vibriert, gibt einen Signalton aus und zeigt kurz die nebenstehende Startanzeige an (diese Anzeige erscheint bei jedem Einschalten des Messgeräts).


3



Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus. Wählen Sie **Weiter**.

4

Wenn Sie die Accu-Chek 360° Konfigurationssoftware verwenden: Verbinden Sie das Blutzuckermessgerät mit dem PC, wählen Sie **PC-Konfiguration**, und wählen Sie dann **Weiter**, um mit der Einrichtung über die Software fortzufahren. Die übrigen Schritte in diesem Abschnitt müssen Sie in diesem Fall nicht befolgen.



Um mit der Einrichtung auf dem Messgerät fortzufahren, wählen Sie **Manuell**. Wählen Sie **Weiter**.

5



Wählen Sie **12 Stunden** oder **24 Stunden**, um falls notwendig das Zeitformat einzustellen.

6

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein. Wählen Sie **Weiter**.

7

Wählen Sie die gewünschte Einheit für die Kohlenhydrate. Wählen Sie **Weiter**.


8

Legen Sie den oberen (**Hyper**) und den unteren (**Hypo**) Warngrenzwert fest. Wählen Sie **Weiter**.

9


Wählen Sie den geeigneten Insulinschritt. Wählen Sie **Weiter**.

10



Legen Sie die maximale Insulinmenge fest, die über einen einzelnen Bolus abgegeben werden darf. Wählen Sie **Weiter**.

11



Wählen Sie **Ja**, um Bolusvorschläge zu erhalten. Wählen Sie **Nein**, wenn Sie keine Bolusvorschläge erhalten möchten. Wählen Sie **Weiter**.

12



Legen Sie die Anfangs- und die Endzeit für den ersten Zeitblock fest. Wählen Sie **Weiter**.

13




Legen Sie den Zielbereich fest. Wählen Sie **Weiter**.

HINWEIS

Wenn Sie auswählen, dass Sie keinen Bolusvorschlag erhalten möchten, überspringt der Einrichtungsassistent Schritt 14.




14




Legen Sie den **Kohlenhydratfaktor** und den **Korrekturfaktor** fest. Wählen Sie **Weiter**.

15



Wählen Sie **OK**.

16




Wählen Sie einen weiteren Zeitblock, um die **Endzeit**, den **oberen Grenzwert** und den **unteren Grenzwert** zu bearbeiten. Wählen Sie **Weiter**, wenn Sie die Bearbeitung der Zeitblöcke abgeschlossen haben.

HINWEIS

- ▶ Bei aktiviertem Bolusvorschlag können Sie für jeden Zeitblock auch den Kohlenhydratfaktor und den Korrekturfaktor festlegen.
- ▶ Um alle bearbeiteten Zeitblöcke auf ihre Grundeinstellung zurückzusetzen, wählen Sie **Abbrechen** und anschließend **Ja**. Hierdurch wird der Konfigurationsvorgang für das Blutzuckermessgerät neu gestartet.
- ▶ Wenn Sie ausgewählt haben, dass Sie keine Bolusvorschläge erhalten möchten, wird **Fertig** anstelle der Option **Weiter** angezeigt. Wählen Sie **Fertig**, um den Einrichtungsassistenten abzuschließen.




17



Legen Sie den Prozentwert für gewünschte Gesundheitsereignisse fest. Führen Sie einen Bildlauf durch, um sich weitere Optionen anzeigen zu lassen. Wählen Sie **Weiter**.

18



Wählen Sie die Einstellungen für **Blutzuckeranstieg**, **Snackgröße**, **Wirkzeit** und **Verzögerung**. Wählen Sie **Fertig**, um den Einrichtungsassistenten abzuschließen.

HINWEIS

Konsultieren Sie Ihren Arzt und lesen Sie den nächsten Abschnitt, **Wichtige Informationen**, um Hilfe zu den Einstellungen des Einrichtungsassistenten zu erhalten. Wenn Sie weitere Hilfe bei den Bolusvorschlageinstellungen benötigen, lesen Sie das Kapitel **Bolusvorschlag** in dieser Gebrauchsanweisung.



2.5 Wichtige Informationen

2.5.1 Kohlenhydrateinheiten

Sie können über das Blutzuckermessgerät aus verschiedenen Kohlenhydrateinheiten die Einheit auswählen, die am besten für Ihre Bedürfnisse geeignet ist. Das Messgerät bietet die folgenden Kohlenhydrateinheiten:

| Abkürzung | Maßeinheit | Entsprechung in Gramm |
|-----------|--|-----------------------|
| g | Gramm | 1 Gramm |
| KE | Kohlenhydrateinheit | 10 Gramm |
| BE | Broteinheit | 12 Gramm |
| CC | Carbohydrate Choice (Kohlenhydratauswahl) | 15 Gramm |

HINWEIS

Die Entsprechungen für KE, BE und CC in Gramm können mit der Accu-Chek 360° Konfigurationssoftware geändert werden. Die vorstehende Tabelle zeigt die Standardentsprechungen in Gramm.



2.5.2 Warngrenzwerte

Sie können die für Sie geeigneten Warngrenzwerte für hohen (Hyper) und niedrigen (Hypo) Blutzucker einstellen.

Sobald Ihr Blutzuckermesswert über dem Warngrenzwert für Überzuckerung oder unter dem Warngrenzwert für Unterzuckerung liegt, zeigt das Messgerät eine Warnung an.

- ▶ Legen Sie den Warngrenzwert für Überzuckerung so fest, dass er über dem Zielbereich aller Zeitblöcke liegt.
- ▶ Legen Sie den Warngrenzwert für Unterzuckerung so fest, dass er unter dem Zielbereich aller Zeitblöcke liegt.

2.5.3 Insulinschritt

- ▶ Der Insulinschritt gibt die Menge in Einheiten (U) an, um die Ihre Insulindosis beim Programmieren eines Bolus oder beim Eingeben eines manuellen Tagebucheintrags angepasst wird.
- ▶ Das Messgerät rundet die zu verabreichende Insulinmenge ab, die bei eingerichtetem Bolusvorschlag vom Messgerät berechnet wird, oder wenn Sie manuell Daten für Bolus- und Basalinsulin in das Tagebuch eintragen.
- ▶ Als Insulinschritt können Sie 0.5 U oder 1 U einstellen.

2.5.4 Maximaler Bolus

- ▶ Der maximale Bolus dient als Schutz vor unbeabsichtigten überlangen Boli. Es handelt sich hierbei um eine Einstellung auf dem Messgerät, mit der eine maximale Bolusinsulinmenge festgelegt wird. Ein Bolus, der die maximale Bolusmenge übersteigt, muss zusätzlich bestätigt werden.
- ▶ Für den maximalen Bolus kann eine maximale Menge von 25 U in Schritten zu je 1 U oder 0.5 U (je nach festgelegtem Wert für den Insulinschritt) eingestellt werden.

2.5.5 Zeitblöcke

Durch das Einrichten von Zeitblöcken, die sich nach Ihrem eigenen Tagesablauf richten, können Sie und Ihr Arzt leichter erkennen, wie Ihr Blutzuckerspiegel durch Ihre täglichen Aktivitäten und Ihren Lebensstil beeinflusst wird.

Alle Zeitblöcke ergeben zusammengekommen einen Zeitraum von 24 Stunden.

Am Messgerät sind bereits 4 Zeitblöcke voreingestellt. Sie können bis zu 8 Zeitblöcke einrichten. Sie können den Zeitraum für jeden der voreingestellten Zeitblöcke ändern.

Um den Einrichtungsassistenten abzuschließen, müssen Sie die Grundeinstellungen für die Zeitblöcke vornehmen und speichern. Jeder Zeitblock muss mindestens 15 Minuten lang sein und kann nur in Schritten von je 15 Minuten eingestellt werden. Wenn Sie die Endzeit eines Zeitblocks festlegen, verwendet das Messgerät diese Endzeit automatisch als Anfangszeit für den nächsten Zeitblock.

Sie können für jeden Zeitblock einen anderen Blutzucker-Zielbereich festlegen. Der Zielbereich eines jeden Zeitblocks muss innerhalb der Warngrenzwerte für Über- und Unterzuckerung liegen.

Wenn Standardzeitblöcke eingerichtet werden, werden diese Einstellungen auf alle übrigen Zeitblöcke angewandt. Bei aktivierten Bolusvorschlägen müssen Sie für den Standardzeitblock auch den Kohlenhydratfaktor und den Korrekturfaktor festlegen. Sie können für jeden Zeitblock einen anderen Kohlenhydratfaktor sowie einen anderen Korrekturfaktor festlegen.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber, wie Sie die Zeitblöcke am besten einrichten.

2.5.6 Bolusvorschlag

Die Bolusvorschlagsfunktion berechnet einen Bolus, der an die Tageszeit und Ihre jeweilige Situation angepasst ist. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn Sie Bolusvorschläge auf dem Blutzuckermessgerät eingerichtet haben.

Der vom Messgerät berechnete Bolusvorschlag ist lediglich als Empfehlung zu verstehen.

Ausführliche Informationen zu Bolusvorschlägen finden Sie im Kapitel **Bolusvorschlag** in dieser Gebrauchsanweisung.

Kohlenhydratfaktor

Der Kohlenhydratfaktor definiert die Insulinmenge, die zur Kompensation einer bestimmten Menge an verzehrten Kohlenhydraten erforderlich ist.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, um den für Sie angemessenen Kohlenhydratfaktor zu ermitteln.

Korrekturfaktor

Der Korrekturfaktor definiert die Insulinmenge, die erforderlich ist, um Ihren Blutzuckerspiegel um einen bestimmten Wert zu senken.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, um die für Sie passenden Einstellungen für den Korrekturfaktor zu ermitteln.

Gesundheitsereignisse

Gesundheitsereignisse können Ihre Verfassung oder Aktivitäten widerspiegeln, die Ihren Diabetes beeinflussen. Diese Einstellungen wirken sich aktiv auf die Berechnung von Bolusvorschlägen aus. Wenn Sie die Bolusvorschlagsfunktion einrichten, können Sie für jedes Gesundheitsereignis einen Prozentwert festlegen.

Auf dem Messgerät stehen folgende Gesundheitsereignisse zur Verfügung:

- ▶ Sport 1
- ▶ Sport 2
- ▶ Stress
- ▶ Krankheit
- ▶ Vor Periode
- ▶ Benutzerdefiniert (1 – 3)

Ein positiver Prozentwert (+) erhöht die Bolusmenge, während ein negativer Prozentwert (-) die Bolusmenge reduziert. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, um für jedes Gesundheitsereignis den für Sie angemessenen Prozentwert zu ermitteln.

Einstellungen Bolusvorschlag

Bei den Einstellungen für den Bolusvorschlag handelt es sich um den Blutzuckeranstieg, die Snackgröße, die Wirkzeit und die Verzögerung. Nachfolgend sind die einzelnen Einstellungen ausführlich beschrieben.

Blutzuckeranstieg nach Mahlzeit

Während oder nach den Mahlzeiten ist ein Anstieg des Blutzuckerspiegels innerhalb eines gewissen Bereichs als normal zu betrachten, auch wenn zuvor ein Bolus abgegeben wurde.

Geben Sie den maximalen Anstieg Ihres Blutzuckerspiegels ein, der ohne zusätzlichen Korrekturbolus toleriert werden soll.

Snackgröße

Die Snackgröße definiert einen Kohlenhydratgrenzwert, bei dessen Überschreiten ein Blutzuckeranstieg berücksichtigt werden soll.

Wirkzeit

Der Zeitraum zwischen dem Beginn der Bolusabgabe und dem Zeitpunkt, an dem der Blutzuckerspiegel voraussichtlich wieder seinen Zielbereich erreichen wird.

Sie können die Dauer der Wirkzeit entsprechend Ihren Bedürfnissen innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls (1½ bis 8 Stunden) festlegen. Wenn Sie Ihre Insulin-Wirkzeit nicht kennen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Die Gesamtwirkzeit schließt die Verzögerung mit ein.

Verzögerung

Die Zeitspanne, bevor das Insulin beginnt, den Blutzuckerspiegel zu senken.

3 Blutzuckermessungen

3.1 Durchführen einer Blutzuckermessung

HINWEIS

- ▶ Sie benötigen das Blutzuckermessgerät, einen Teststreifen, eine Stechhilfe und eine Lanzette.
- ▶ Richten Sie zunächst das Messgerät ein, bevor Sie Ihre erste Blutzuckermessung durchführen.
- ▶ Während das Blutzuckermessgerät geladen wird, können keine Blutzuckermessungen durchgeführt werden.
- ▶ Blutzucker wird gelegentlich als BZ abgekürzt, wobei beide Begriffe dasselbe bedeuten.




1



Waschen Sie sich die Hände und trocknen Sie sie ab. Bereiten Sie die Stechhilfe vor.

2



Überprüfen Sie das auf der Teststreifenröhre angegebene Haltbarkeitsdatum. Verwenden Sie keine Teststreifen, deren Haltbarkeitsdatum überschritten ist.

3



Führen Sie den Teststreifen in Pfeilrichtung in das Blutzuckermessgerät ein. Das Messgerät schaltet sich ein.

HINWEIS

- ▶ Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Steckplatz für den Teststreifen gelangen.
- ▶ Ziehen Sie den Teststreifen im Falle eines Teststreifenfehlers heraus und entsorgen Sie ihn. Wiederholen Sie die Blutzuckermessung mit einem neuen Teststreifen.
- ▶ Bringen Sie den Teststreifen nicht mit einem Blutstropfen in Berührung, bevor Sie ihn in das Messgerät einführen.
- ▶ Wenn sich ein Teststreifen im Blutzuckermessgerät befindet, sind der Touchscreen und die Tasten einschließlich der Ein/Aus-Taste deaktiviert. Die Tasten werden wieder aktiviert, sobald Sie den Teststreifen entfernen oder die Messung abgeschlossen ist.
- ▶ Andere Methoden zum Starten einer Blutzuckermessung:
 - Wählen Sie im Hauptmenü **Messgerät > BZ-Messung** oder wählen Sie **Bolus > BZ-Messung**. Legen Sie einen Teststreifen in das Messgerät ein.
 - Führen Sie einen Teststreifen in das Messgerät ein, wenn eine BZ-Messerinnerung angezeigt wird.





Diese Anzeige bezieht sich nur auf Blutzuckermessgeräte mit einem **weißen** Code-Chip. Wenn das Messgerät über einen **schwarzen** Code-Chip verfügt, müssen Sie den Code nicht mit dem Code auf der Teststreifenröhre abgleichen; fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

4




Die Anzeige **Tropfen auftragen** erscheint. Der Teststreifen ist bereit für die Messung.

5



Entnehmen Sie mit der Stechhilfe eine Blutprobe aus dem Finger.

6



Drücken Sie den Finger leicht zusammen, um den Blutfluss anzuregen. Auf diese Weise können Sie leichter einen Blutstropfen entnehmen.


7



Berühren Sie mit dem Blutropfen den **vorderen Rand** des gelben Fensters des Teststreifens. Tragen Sie kein Blut auf die Oberseite des Teststreifens auf.



Wenn genügend Blut in den Teststreifen eingesogen wurde, erscheint die Anzeige **Messung läuft**.



Der Messwert wird angezeigt.

HINWEIS

- Informationen über Blutzuckermesswerte finden Sie in den Abschnitten **Interpretieren von Blutzuckermesswerten** und **Ungewöhnliche Blutzuckermesswerte** in diesem Kapitel.
- Für Bolusvorschläge muss der Blutzuckermesswert innerhalb von 10 Minuten verwendet werden.



8



Nach ca. 3 Sekunden erscheint die Anzeige **Messwert im Detail**. Entfernen und entsorgen Sie den gebrauchten Teststreifen. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- ▶ Schließen Sie die Blutzuckermessung ab, ohne Informationen hinzuzufügen oder einen Bolus abzugeben: Wählen Sie **Fertig**.

- ▶ Wenn die Bolusvorschlagsfunktion aktiviert ist: Beachten Sie den Abschnitt **Abgeben eines Bolus mithilfe der Bolusvorschlagsfunktion** im Kapitel **Bolusvorschlag** dieser Gebrauchsanweisung.

- ▶ Wenn die Bolusvorschlagsfunktion nicht aktiviert ist:
 - Fügen Sie Informationen hinzu, die mit dem Blutzuckermesswert gespeichert werden sollen: Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt **Hinzufügen von Informationen zu einem Blutzuckermesswert** fort. Nach dem Hinzufügen der Informationen kann ein Bolus abgegeben werden.
 - Geben Sie einen Bolus ab, ohne Informationen hinzuzufügen: Wählen Sie **Bolus** und beachten Sie den Abschnitt **Abgeben eines Bolus ohne Bolusvorschlag** in diesem Kapitel.

3.2 Hinzufügen von Informationen zu einem Blutzuckermesswert

Indem Sie Informationen in die Eingabefelder eingeben, können Sie die jeweiligen Begleitumstände zu Ihrem Blutzuckermesswert erfassen. Diese Informationen können zu einem späteren Zeitpunkt nützlich sein, um Muster in Ihren Blutzuckerspiegeln zu erkennen. Die Schritte in diesem Abschnitt sind nur relevant, wenn die Bolusvorschlagsfunktion nicht verwendet wird. Wenn der Bolusvorschlag verwendet wird, beachten Sie den Abschnitt **Abgeben eines Bolus mithilfe der Bolusvorschlagsfunktion** im Kapitel **Bolusvorschlag** dieser Gebrauchsanweisung.



Um einen Eintrag hinzuzufügen, müssen Sie ihn auswählen und anschließend die Anweisungen auf den folgenden Seiten beachten.


Anzeigen zum Hinzufügen von Einträgen zu einem detaillierten Blutzuckermesswert

Messzeitpunkt




Wählen Sie den Messzeitpunkt aus. Wählen Sie [Speichern](#).

Kohlenhydrate




Geben Sie die Kohlenhydratmenge ein, die Sie zu sich genommen haben. Wählen Sie [Speichern](#).

Gesundheitsereignisse




Wählen Sie zwischen 1 und maximal 4 Gesundheitsereignissen aus. Wählen Sie [Speichern](#).

Basalinsulin




Legen Sie die Basalinsulinmenge fest. Wählen Sie [Speichern](#).

Hinweis



Geben Sie eine Notiz (mit maximal 60 Zeichen) ein, die mit diesem Eintrag gespeichert werden soll.
Wählen Sie ✓.

2



Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- ▶ Einträge speichern und mit der Bolusabgabe fortfahren:
Wählen Sie **Bolus** und fahren Sie mit dem Abschnitt **Abgeben eines Bolus ohne Bolusvorschlag** fort.
- ▶ Einträge speichern und keinen Bolus abgeben:
Wählen Sie **Fertig**.

3.3 Abgeben eines Bolus ohne Bolusvorschlag

Blutzuckermesswert
Keine Mess. wird angezeigt, wenn kein aktueller Blutzuckermesswert vorhanden ist.

Kohlenhydratmenge
Kein Eintrag wird angezeigt, wenn keine Kohlenhydratmenge eingegeben wurde.

| | |
|------------|--------|
| Bolus | |
| 8.2 mmol/L | 1.00 U |
| KH 50 g | 5.00 U |
| 6.00 U | |
| + - | |
| Zurück | Weiter |

Korrekturbolus

Insulinmenge, die benötigt wird, um einen Blutzuckerspiegel außerhalb des Zielbereichs wieder in den Zielbereich zu bringen.

Kohlenhydratbolus

Insulinmenge zur Kompensation der Nahrungsaufnahme.

Bolusgesamtmenge

Summe aus Korrekturbolus und Kohlenhydratbolus.

HINWEIS

Wenn die Anzeige **Bolus** zum ersten Mal erscheint, sind keine Bolusmengen angegeben. Die Bolusmengen müssen von Ihnen eingegeben werden.



1



Geben Sie die gewünschten Bolusmengen ein. Wählen Sie zum Eingeben einer Bolusmenge das Eingabefeld für den Korrekturbolus, den Kohlenhydratbolus oder die Bolusgesamtmenge und legen Sie die Menge fest.

HINWEIS

- ▶ Wenn Sie zuerst den Korrekturbolus oder den Kohlenhydratbolus einstellen: Die Bolusgesamtmenge ist deaktiviert und kann nicht bearbeitet werden; der Wert wird aber entsprechend aktualisiert.
- ▶ Wenn Sie zuerst die Bolusgesamtmenge einstellen: Der Korrekturbolus und der Kohlenhydratbolus sind deaktiviert und können nicht bearbeitet werden; der Korrekturbolus wird aber entsprechend aktualisiert.




2

| Bolus | |
|---|-------------|
| 8.2 mmol/L | 1.00 U |
| KH 50 g | 5.00 U |
| <hr/> | |
| | 6.00 U |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center;">+</div> <div style="text-align: center;">-</div> </div> | |
| ← Zurück | → Weiter |

Wählen Sie **Weiter**.

3

Messgerätinfo



Pen/Spritzen-Bolus
abgeben

Insulinpen oder Spritze
verwenden für die Abgabe
von: 6.0 U.


Zurück
OK

Überprüfen Sie die Bolusmenge. Wählen Sie **Zurück**, um den Bolus anzupassen, oder **OK**, um den Bolus zu speichern.

Geben Sie den Bolus mit Ihrem Insulinpen oder Ihrer Insulinspritze ab.

3.4 Interpretieren von Blutzuckermesswerten

In der Statusleiste wird der Blutzuckermesswert im Vergleich zum Blutzucker-Zielbereich für den aktuellen Zeitblock angezeigt.






Statusleiste



HINWEIS

Gehen Sie zur Behandlung eines niedrigen oder hohen Blutzuckerspiegels entsprechend den Ratschlägen Ihres Arztes vor.




Beschreibung der Elemente in der Statusleiste

| Farbe | Beschreibung | Wichtige Informationen |
|---|--|---|
|  Grün | Der Blutzuckermesswert liegt innerhalb des Zielbereichs für den aktuellen Zeitblock. | |
|  Blau | Der Blutzuckermesswert liegt über dem Zielbereich für den aktuellen Zeitblock. Der Blutzuckermesswert überschreitet den Warngrenzwert für Überzuckerung nicht. | |
|  Blau mit dem Zusatz Hyper | Der Blutzuckermesswert überschreitet den Warngrenzwert für Überzuckerung. | Das Messgerät zeigt die Warnung an, dass Blutzucker, Ketone und Insulin überprüft werden sollten. |


| Farbe | Beschreibung | Wichtige Informationen |
|---|---|---|
|  Gelb | Der Blutzuckermesswert liegt unter dem Zielbereich für den aktuellen Zeitblock. Der Blutzuckermesswert unterschreitet den Warngrenzwert für Unterzuckerung nicht. | |
|  Rot mit dem Zusatz Hypo | Der Blutzuckermesswert unterschreitet den Warngrenzwert für Unterzuckerung. | Sie sollten etwas essen und die Messung anschließend wiederholen. Wenn der Bolusvorschlag aktiviert ist, zeigt das Messgerät eine empfohlene Menge an Kohlenhydraten an, die Sie zu sich nehmen sollten, bevor Sie die Messung wiederholen. |

3.4.1 LO- oder HI-Anzeige

Der Blutzuckermesswert liegt möglicherweise unter dem Messbereich des Blutzuckermessgeräts. Wenn Sie eines der üblichen Symptome für einen niedrigen Blutzuckerspiegel feststellen, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt. Gehen Sie zur Behandlung eines niedrigen Blutzuckerspiegels entsprechend den Ratschlägen Ihres Arztes vor.



Der Blutzuckermesswert liegt möglicherweise über dem Messbereich des Blutzuckermessgeräts. Wenn Sie eines der üblichen Symptome für einen hohen Blutzuckerspiegel feststellen, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt. Gehen Sie zur Behandlung eines hohen Blutzuckerspiegels entsprechend den Ratschlägen Ihres Arztes vor.



3.5 Ungewöhnliche Blutzuckermesswerte

Wenn Ihr Blutzuckermesswert nicht Ihrem Befinden entspricht, gehen Sie wie folgt vor:

| Zu überprüfende Punkte | Maßnahmen |
|---|---|
| 1. Ist das Haltbarkeitsdatum der Teststreifen überschritten? | Entsorgen Sie die Teststreifen, wenn das Haltbarkeitsdatum überschritten ist. Wiederholen Sie die Blutzuckermessung mit einem neuen Teststreifen, dessen Haltbarkeitsdatum nicht überschritten ist. |
| 2. War die Teststreifenröhre immer fest verschlossen? | Verwenden Sie neue Teststreifen aus einer frischen Teststreifenröhre, wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass die Teststreifenröhre längere Zeit unverschlossen war. Wiederholen Sie die Blutzuckermessung. |
| 3. Wurde der Teststreifen sofort nach der Entnahme aus der Teststreifenröhre verwendet? | Wiederholen Sie die Blutzuckermessung mit einem neuen Teststreifen. |
| 4. Wurden die Teststreifen an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt? | Wiederholen Sie die Blutzuckermessung mit einem neuen Teststreifen, der unter geeigneten Bedingungen aufbewahrt wurde. |

| Zu überprüfende Punkte | Maßnahmen |
|--|---|
| 5. Haben Sie die Anweisungen korrekt befolgt? | Lesen Sie den Abschnitt Durchführen einer Blutzuckermessung in diesem Kapitel und wiederholen Sie die Blutzuckermessung. Bleibt das Problem bestehen, wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche. |
| 6. Funktionieren das Messgerät und die Teststreifen ordnungsgemäß? | Führen Sie eine Funktionskontrolle durch. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Durchführen einer Funktionskontrolle im Kapitel Funktionskontrollen dieser Gebrauchsanweisung. |
| 7. Liegt keine der genannten Ursachen vor? | Wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche. |

3.6 Symptome eines zu niedrigen oder zu hohen Blutzuckerspiegels

Wenn Sie die Symptome eines niedrigen oder hohen Blutzuckerspiegels kennen, können Sie die Messwerte besser interpretieren und entscheiden, was bei ungewöhnlichen Ergebnissen zu tun ist.

Ein niedriger Blutzuckerspiegel (Hypoglykämie) macht sich unter anderem durch folgende Symptome bemerkbar: Angstzustände, Zittern, Schwitzen, Kopfschmerzen, Heißhunger, Schwindelgefühl, Blässe, plötzliche Stimmungswechsel oder Reizbarkeit, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Koordinationsstörungen, Herzklopfen und/oder Verwirrtheit.

Ein hoher Blutzuckerspiegel (Hyperglykämie) macht sich unter anderem durch folgende Symptome bemerkbar: gesteigertes Durstgefühl, vermehrter Harndrang, Sehstörungen, Benommenheit und/oder ungeklärter Gewichtsverlust.



WARNUNG

Wenn Sie eines dieser Symptome wahrnehmen, kontrollieren Sie Ihren Blutzucker. Wenn Ihr Blutzuckermesswert als „Hypo“, „LO“, „Hyper“ oder „HI“ angegeben wird, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt.

4 Funktionskontrollen

4.1 Wann ist eine Funktionskontrolle durchzuführen?

Durch eine Funktionskontrolle können Sie feststellen, ob das Messgerät und die Teststreifen ordnungsgemäß funktionieren. Sie sollten eine Funktionskontrolle durchführen, wenn:

- ▶ Sie eine neue Teststreifenpackung anbrechen.
- ▶ die Teststreifenröhre offen gelassen wurde.
- ▶ Sie Grund zu der Annahme haben, dass die Teststreifen beschädigt sind.
- ▶ Sie das Messgerät und die Teststreifen prüfen möchten.
- ▶ die Teststreifen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder beidem ausgesetzt waren.
- ▶ das Messgerät zu Boden gefallen ist.
- ▶ der Blutzuckermesswert nicht Ihrem Befinden entspricht.
- ▶ Sie kontrollieren möchten, ob Sie die Messung korrekt durchführen.

4.2 Informationen über die Kontrolllösungen

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Accu-Chek Aviva Kontrolllösungen.
- ▶ Verschließen Sie die Flasche mit Kontrolllösung nach dem Gebrauch wieder fest.
- ▶ Schreiben Sie das Datum, an dem Sie die Flasche mit Kontrolllösung geöffnet haben, auf das Flaschenetikett. Die Kontrolllösung ist nach Anbrechen der Flasche 3 Monate haltbar, sofern das auf dem Flaschenetikett angegebene Haltbarkeitsdatum nicht überschritten wird.
- ▶ Verwenden Sie keine Kontrolllösung, deren Haltbarkeitsdatum überschritten ist.
- ▶ Genaue Angaben zu den Lagerbedingungen der Kontrolllösung finden Sie in der Packungsbeilage der Kontrolllösung.
- ▶ Das Messgerät erkennt die Accu-Chek Aviva Kontrolllösung automatisch.
- ▶ Die Ergebnisse der Funktionskontrollen werden nicht im Messwertspeicher angezeigt.
- ▶ Die Kontrolllösung kann Flecken auf Textilien hinterlassen. Waschen Sie etwaige Flecken mit Seife und Wasser aus.

4.3 Durchführen einer Funktionskontrolle

Sie benötigen das Messgerät, einen Teststreifen und eine Kontrolllösung Level 1 und/oder Level 2. Der Level der Kontrolllösung ist auf dem Flaschenetikett angegeben.

1



Überprüfen Sie das auf der Teststreifenröhre angegebene Haltbarkeitsdatum. Verwenden Sie keine Teststreifen, deren Haltbarkeitsdatum überschritten ist.

2



Führen Sie den Teststreifen in Pfeilrichtung in das Blutzuckermessgerät ein. Das Messgerät schaltet sich ein.

HINWEIS

- ▶ Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Steckplatz für den Teststreifen gelangen.
- ▶ Wenn ein Teststreifenfehler auftritt, entfernen und entsorgen Sie den Teststreifen und wiederholen Sie die Messung mit einem neuen Teststreifen.
- ▶ Bringen Sie den Teststreifen nicht mit der Kontrolllösung in Berührung, bevor Sie ihn in das Messgerät einführen.
- ▶ Wenn sich ein Teststreifen im Blutzuckermessgerät befindet, sind der Touchscreen und die Tasten einschließlich der Ein/Aus-Taste deaktiviert. Die Tasten werden wieder aktiviert, sobald Sie den Teststreifen entfernen oder die Messung abgeschlossen ist.
- ▶ Eine Funktionskontrolle kann auch aus dem Hauptmenü gestartet werden. Wählen Sie **Messgerät > BZ-Messung** und führen Sie einen Teststreifen in das Messgerät ein.





Diese Anzeige bezieht sich nur auf Blutzuckermessgeräte mit einem **weißen** Code-Chip. Wenn das Messgerät über einen **schwarzen** Code-Chip verfügt, müssen Sie den Code nicht mit dem Code auf der Teststreifenröhre abgleichen; fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

3



Die Anzeige **Tropfen auftragen** erscheint. Der Teststreifen ist bereit für die Messung.

4



Wählen Sie die Kontrolllösung für die Funktionskontrolle aus. Den Level können Sie im Verlauf der Messung eingeben.

5



Legen Sie das Messgerät auf eine ebene Oberfläche, z. B. einen Tisch.

6




Entfernen Sie den Schraubverschluss der Flasche. Wischen Sie die Spitze der Flasche mit einem Papiertuch ab.

7



Drücken Sie die Flasche zusammen, bis sich an der Spitze ein kleiner Tropfen bildet. Berühren Sie mit dem Tropfen den **vorderen Rand** des gelben Fensters des Teststreifens. Tragen Sie keine Kontrolllösung auf die Oberseite des Teststreifens auf.




Wenn sich genügend Kontrolllösung im Teststreifen befindet, erscheint die Anzeige **Messung läuft**.

8



Wischen Sie die Spitze der Flasche mit einem Papiertuch ab. Verschließen Sie die Flasche fest.

9




Das Ergebnis der Funktionskontrolle wird angezeigt. Wählen Sie den Level der Kontrolllösung aus und bestätigen Sie dann mit **Fertig**.



HINWEIS

Wenn Sie **Kein Eintrag** auswählen und mit **Fertig** bestätigen, erscheint die in Schritt 10 abgebildete Anzeige **Funktionskontrolle** nicht. Fahren Sie mit Schritt 11 fort.

10



Innerhalb des Zielbereiches bedeutet, dass das Messgerät und die Teststreifen ordnungsgemäß funktionieren. **Außerhalb des Zielbereiches, LO** oder **HI** bedeutet, dass das Ergebnis der Funktionskontrolle außerhalb des zulässigen Bereichs liegt; beachten Sie dazu die Informationen im Abschnitt **Ergebnisse von Funktionskontrollen außerhalb des Zielbereichs** in diesem Kapitel. Wählen Sie **OK**.

11



Entfernen und entsorgen Sie den gebrauchten Teststreifen.

4.4 Ergebnisse von Funktionskontrollen außerhalb des Zielbereichs

Liegt das Ergebnis der Funktionskontrolle außerhalb des Zielbereichs, finden Sie hier verschiedene Lösungsansätze:

| Zu überprüfende Punkte | Maßnahmen |
|--|--|
| 1. War das Haltbarkeitsdatum der Teststreifen oder der Kontrolllösungen überschritten? | Entsorgen Sie die Teststreifen oder die Kontrolllösungen, wenn das Haltbarkeitsdatum überschritten ist. Wurde die Kontrolllösung vor mehr als 3 Monaten erstmalig geöffnet, müssen Sie sie ebenfalls entsorgen. Wiederholen Sie die Funktionskontrolle mit einem neuen Teststreifen bzw. mit frischer Kontrolllösung, deren Haltbarkeitsdatum nicht überschritten ist. |
| 2. Wurde die Spitze der Flasche mit Kontrolllösung vor dem Gebrauch abgewischt? | Wischen Sie die Spitze der Flasche mit einem Papiertuch ab. Wiederholen Sie die Funktionskontrolle mit einem neuen Teststreifen und einem frischen Tropfen Kontrolllösung. |
| 3. Waren die Teststreifenröhre und die Flasche mit Kontrolllösung immer fest verschlossen? | Verwenden Sie neue Teststreifen aus einer frischen Teststreifenröhre bzw. frische Kontrolllösung, wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass die Teststreifenröhre oder die Flasche mit Kontrolllösung längere Zeit unverschlossen war. Wiederholen Sie die Funktionskontrolle. |

| Zu überprüfende Punkte | Maßnahmen |
|---|--|
| 4. Wurde der Teststreifen sofort nach der Entnahme aus der Teststreifenröhre verwendet? | Wiederholen Sie die Funktionskontrolle mit einem neuen Teststreifen und einem frischen Tropfen Kontrolllösung. |
| 5. Wurden die Teststreifen und die Kontrolllösungen an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt? | Wiederholen Sie die Funktionskontrolle mit einem Teststreifen und einer Kontrolllösung, die ordnungsgemäß gelagert wurden. |
| 6. Haben Sie die Anweisungen korrekt befolgt? | Lesen Sie das Kapitel Funktionskontrollen und wiederholen Sie die Funktionskontrolle. Bleibt das Problem bestehen, wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche. |
| 7. Haben Sie bei der Funktionskontrolle den richtigen Kontrolllösungslevel (Level 1 oder Level 2) ausgewählt? | Wenn Sie den falschen Kontrolllösungslevel ausgewählt haben, können Sie das Ergebnis der Funktionskontrolle dennoch mit dem auf der Teststreifenröhre aufgedruckten Bereich vergleichen. |
| 8. Liegt keine der genannten Ursachen vor? | Wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche. |

5 Bolusvorschlag

5.1 Überblick

Die Abschnitte **Überblick** und **Einführende Informationen zum Bolusvorschlag** in diesem Kapitel enthalten wichtige Informationen zur Verwendung der Bolusvorschlagsfunktion.

- ▶ Der Bolusvorschlag ist ausschließlich zur Verwendung durch gut geschulte Personen bestimmt, die sich mehrmals täglich selbst Insulin verabreichen (Multiple Daily Injections, MDI) und Bolus- und Basalinsulin separat verwenden. Besprechen Sie vor Einrichtung dieser Funktion die Einstellungen für den Bolusvorschlag mit Ihrem Arzt.
- ▶ Der Bolusvorschlag wird nur dann erteilt, wenn Sie die entsprechende Funktion bei der Ersteinrichtung des Messgeräts (Informationen hierzu finden Sie im Kapitel **Inbetriebnahme des Messgeräts** in dieser Gebrauchsanweisung) oder im Hauptmenü unter **Einstellungen** aktiviert haben (Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **Einrichten von Bolusvorschlägen** im Kapitel **Ändern von Bolusvorschlagseinstellungen** dieser Gebrauchsanweisung).
- ▶ Definitionen der Einstellungen für den Bolusvorschlag finden Sie im Abschnitt **Wichtige Informationen** im Kapitel **Inbetriebnahme des Messgeräts** dieser Gebrauchsanweisung.
- ▶ Der Bolusvorschlag kann deaktiviert werden, nachdem er eingerichtet wurde. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Deaktivieren des Bolusvorschlags** im Kapitel **Ändern von Bolusvorschlagseinstellungen** in dieser Gebrauchsanweisung.
- ▶ Die Bolusvorschlagsfunktion berechnet Ihre Insulindosen auf der Grundlage vieler verschiedener Informationen. Dazu zählen u. a.:
 - die von Ihnen bei der Einrichtung der Bolusvorschlagsfunktion eingegebenen Werte,
 - Ihr aktueller Blutzuckermesswert,
 - die Kohlenhydratmenge, die Sie Ihrer Einschätzung nach während einer Mahlzeit zu sich nehmen,
 - Ihr aktueller Gesundheitszustand,
 - Ihre Bolus- und/oder Mahlzeitendaten.

5.2 Einführende Informationen zum Bolusvorschlag

5.2.1 Anwenderzielgruppe

Zur sicheren Verwendung des Bolusvorschlags müssen Sie bestimmte Sachverhalte kennen und verstehen. Durch eine enge Zusammenarbeit mit Ihrem Arzt müssen Sie dafür sorgen, dass Sie mit Ihrer Diabetesbehandlung absolut vertraut sind. Die Bolusvorschlagsfunktion berechnet empfohlene Boli für Sie. Dies kann Ihnen dabei helfen, die Insulinmenge zu bestimmen, die Sie aktuell benötigen. Dazu müssen Sie die Daten eingeben, auf denen die Berechnungen des Bolusvorschlags beruhen.

Der Bolusvorschlag ist nicht in der Lage, Ihren aktuellen Zustand unabhängig von Ihrer eigenen Einschätzung zu beurteilen. Der Bolusvorschlag kann ebenso keine Eingabefehler korrigieren. Dies gilt insbesondere für die eingegebene Kohlenhydratmenge. Für Eingaben, die mögliche Grenzwerte überschreiten, werden Warnungen angezeigt. Sie werden dazu aufgefordert, diese Eingaben zu überprüfen und gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen. Es wird keine Warnmeldung angezeigt, wenn die Daten möglich (d. h. innerhalb akzeptabler Bereiche), aber falsch sind. Es ist daher wichtig, dass Sie alle Ihre Eingaben sorgfältig überprüfen.



WARNUNG

- ▶ Vergleichen Sie den Vorschlag immer mit Ihrer körperlichen Verfassung und passen Sie gegebenenfalls den empfohlenen Bolus entsprechend an.
- ▶ Führen Sie die im Bolusvorschlag eingegebenen Aktionen immer zeitnah aus. Nehmen Sie die eingegebene Kohlenhydratmenge zu sich und verabreichen Sie die bestätigte Insulindosis.
- ▶ Die Bolusvorschlagsfunktion sollte nicht genutzt werden, wenn Sie das Verzögerungsinsulin NPH (Neutral Protamin Hagedorn) oder ein anderes Verzögerungsinsulin verwenden.
- ▶ Beachten Sie auch, dass lang wirkendes Insulin nicht als Mahlzeiten- oder Korrekturbolus eingesetzt werden sollte.

5.2.2 Die folgenden Informationen fließen nicht in einen Bolusvorschlag ein:

- ▶ Es kommt vor, dass die bei der Einrichtung des Bolusvorschlags eingegebenen Werte nicht Ihrer tatsächlichen Verfassung entsprechen. In diesem Fall können Sie die vorgeschlagene Bolusmenge entsprechend Ihres Bedarfs erhöhen oder verringern.
- ▶ Bolusmengen und Mahlzeiten, die verabreicht bzw. eingenommen, aber nicht ins Messgerät eingegeben wurden, können bei den Berechnungen nicht berücksichtigt werden.
- ▶ Wenn Sie einen Bolus ohne die Verwendung des Bolusvorschlags abgegeben haben, können Sie die Bolusinformationen manuell in das elektronische Tagebuch eingeben. Es ist wichtig, dass Sie Bolus- und Kohlenhydratinformationen in das Tagebuch eintragen, um genaue Bolusvorschlagsempfehlungen zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Tagebuch** im Kapitel **Meine Daten** dieser Gebrauchsanweisung.
- ▶ Die Basalinsulindosen, die Sie speichern, haben keinen Einfluss auf den Bolusvorschlag.

5.2.3 Warnmeldungen

Möglicherweise werden nach Durchführung einer Blutzuckermessung Warnmeldungen zu Ihrem Blutzuckermesswert angezeigt. Bitte achten Sie sorgfältig auf diese Meldungen.

- ▶ Ist Ihr Blutzuckermesswert zu niedrig, werden Sie aufgefordert, eine bestimmte Menge an schnell wirkenden Kohlenhydraten zu sich zu nehmen. In einem solchen Fall wird kein Bolusvorschlag ausgegeben. Gehen Sie zur Behandlung eines niedrigen Blutzuckerspiegels entsprechend den Ratschlägen Ihres Arztes vor.
- ▶ Wenn Ihr Blutzuckermesswert zu hoch ist und über dem Warngrenzwert für Überzuckerung liegt, werden Sie dazu aufgefordert, Blutzucker, Ketone und Insulin zu überprüfen, bis Ihr Blutzuckerspiegel unter dem Warngrenzwert für Überzuckerung liegt.

- ▶ Wenn Ihr Blutzuckermesswert außerhalb des Messbereichs liegt, zeigt das Messgerät die Meldung „LO“ oder „HI“ an. Für die Ergebnisse „LO“ und „HI“ wird kein Bolusvorschlag ausgegeben. Messen Sie Ihren Blutzucker erneut und wenden Sie sich an Ihren Arzt, falls Sie weitere Hilfe benötigen.
- ▶ Im Kapitel **Fehlerbehebung** dieser Gebrauchsanweisung erhalten Sie weitere Informationen zu Blutzuckerwarnmeldungen.

5.2.4 Zusammenfassung

- ▶ Es ist ratsam, dass Sie den Bolusvorschlag zusammen mit Ihrem Arzt einrichten.
- ▶ Überprüfen Sie alle Ihre Eingaben sorgfältig.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Mahlzeiten und Boli im Messgerät gespeichert werden, um zuverlässige Bolusvorschlagsempfehlungen zu erhalten.
- ▶ Achten Sie auf alle Warnmeldungen, insbesondere auf solche in Bezug auf niedrige oder hohe Blutzuckermesswerte. Möglicherweise sind sofortige Maßnahmen erforderlich.
- ▶ Vergleichen Sie den Vorschlag immer mit Ihrer körperlichen Verfassung und passen Sie gegebenenfalls den Bolus entsprechend an.
- ▶ Führen Sie die im Bolusvorschlag eingegebenen Aktionen immer zeitnah aus.

5.3 Abgeben eines Bolus mithilfe der Bolusvorschlagsfunktion

BZ-Messung oder Hauptmenü > Boluseingabe > Bolusabgabe

1





Führen Sie eine Blutzuckermessung durch. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel **Blutzuckermessungen** dieser Gebrauchsanweisung.

oder



Wählen Sie im Hauptmenü **Bolus**.

HINWEIS

- Der Bolusvorschlag ist nur verfügbar, wenn er vorab eingerichtet wurde. Der aktivierte Bolusvorschlag wird bei der Auswahl des **Bolus** im Hauptmenü und anderen Anzeigen durch folgendes Symbol dargestellt: . Wenn der Bolusvorschlag nicht eingerichtet ist oder deaktiviert wurde, wird dieses Symbol angezeigt: . Anweisungen zum Einrichten des Bolusvorschlags finden Sie im Abschnitt **Einrichten von Bolusvorschlägen** im Kapitel **Ändern von Bolusvorschlagseinstellungen** dieser Gebrauchsanweisung.
- Blutzucker wird gelegentlich als BZ abgekürzt, wobei beide Begriffe dasselbe bedeuten.





oder



Um einen Eintrag hinzuzufügen oder anzupassen, müssen Sie ihn auswählen und anschließend die Anweisungen auf den nächsten Seiten beachten. Wenn die Einträge vollständig sind, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- ▶ Wählen Sie **Bolus**, um mit dem Bolusvorschlag weiterzumachen (fahren Sie mit Schritt 3 fort).
- ▶ Wählen Sie **Fertig**, um die Einträge zu speichern und nicht mit dem Bolusvorschlag fortzufahren.

HINWEIS

- ▶ Die Anzeige **Messwert im Detail** erscheint, wenn in Schritt 1 eine Blutzuckermessung durchgeführt wurde. Die Anzeige **Boluseingabe** erscheint, wenn in Schritt 1 im Hauptmenü **Bolus** ausgewählt wurde.
- ▶ Die Einträge **Blutzuckermesswert**, **Kohlenhydrate** und **Gesundheitsereignisse** werden zur Berechnung des Bolusvorschlags herangezogen. Alle Einträge werden gespeichert.
- ▶ Wenn in der Anzeige **Boluseingabe** der Text **Blutzuckermessung** anstatt **Blutzuckermesswert** angezeigt wird, liegt kein aktueller Blutzuckermesswert vor, der für den Bolusvorschlag verwendet werden kann. Sie haben folgende Möglichkeiten, um mit dem Bolusvorschlag fortzufahren:
 - Führen Sie eine Blutzuckermessung durch, indem Sie **Blutzuckermessung** auswählen. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel **Blutzuckermessungen** dieser Gebrauchsanweisung. Kehren Sie nach der Blutzuckermessung zu diesem Schritt zurück.
 - Führen Sie keine Blutzuckermessung durch, sondern fügen Sie Einträge hinzu, wie in Schritt 2 beschrieben. Wenn Sie eine **Kohlenhydratmenge** eingeben und anschließend **Bolus** auswählen, wird ein Vorschlag für einen Kohlenhydratbolus ausgegeben. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.



HINWEIS

- ▶ Der letzte Blutzuckermesswert kann nur innerhalb der ersten 10 Minuten nach der Blutzuckermessung für einen Bolusvorschlag verwendet werden. In den letzten 2 Minuten erscheint oben in der Anzeige ein Countdown-Timer, der die verbleibende Zeit anzeigt. Nach Ablauf der 10 Minuten ist es nicht mehr möglich, mit dem Bolusvorschlag fortzufahren, und die Auswahl **Bolus** wird in der Anzeige deaktiviert. Wenn der Countdown-Timer abgelaufen ist, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Beginnen Sie erneut mit dem Bolusvorschlag: Entfernen Sie alle Einträge und wählen Sie **Fertig**. Kehren Sie zu Schritt 1 dieses Kapitels zurück.
 - Verwenden Sie den Bolusvorschlag nicht, aber speichern Sie die Einträge: Vervollständigen Sie alle Einträge und wählen Sie **Fertig**.
- ▶ Wenn der angezeigte Blutzuckermesswert unterhalb des Warngrenzwerts für Unterzuckerung liegt (angezeigt durch die Warnung **Warngrenzwert für Unterzuckerung unterschritten** nach Ihrer Blutzuckermessung), ist es nicht möglich, einen Bolusvorschlag zu erhalten. Die Auswahl **Bolus** in der Anzeige **Boluseingabe** ist deaktiviert. Wählen Sie **Fertig**.




Anzeigen zum Hinzufügen oder Anpassen von Einträgen für den Bolusvorschlag

Messzeitpunkt




Wählen Sie einen Messzeitpunkt. Wählen Sie [Speichern](#).

Kohlenhydrate




Geben Sie die Kohlenhydratmenge ein, die Sie zu sich genommen haben. Wählen Sie [Speichern](#).

Gesundheitsereignisse




Wählen Sie zwischen 1 und maximal 4 Gesundheitsereignissen aus. Wählen Sie [Speichern](#).


Basalinsulin




Legen Sie die Basalinsulinmenge fest. Wählen Sie [Speichern](#).

Hinweis



Geben Sie eine Notiz (mit maximal 60 Zeichen) ein, die mit diesem Eintrag gespeichert werden soll. Wählen Sie .

3



Wenn mehrere Gesundheitsereignisse ausgewählt wurden, erscheint diese Anzeige; fahren Sie andernfalls mit dem nächsten Schritt fort.

Geben Sie einen einzelnen Gesamtprozentwert für Gesundheitsereignisse an, um den Einfluss der ausgewählten Gesundheitsereignisse abzudecken. Wählen Sie [Speichern](#).

4



Überprüfen Sie die Bolusmengen (weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite). Um eine Bolusmenge anzupassen, wählen Sie den Bolus aus und stellen Sie die gewünschte Menge ein. Wählen Sie [Weiter](#), um mit der Bolusabgabe fortzufahren.

Bolus -01:55

8.2 mmol/L **1.00 U**

-1.50 U **5.00 U**

KH 50 g **5.00 U**

Gesundheit 23 %

6.00 U

+
-

← Zurück **Weiter →**

| | | |
|---|---------------------|--|
| 1 | Symbol | Gibt an, ob der Bolusvorschlag aktiviert oder deaktiviert ist. |
| 2 | Blutzucker-messwert | Aktueller Blutzuckermesswert. <i>Keine Mess.</i> wird angezeigt, wenn kein aktueller Blutzuckermesswert vorhanden ist. |
| 3 | Aktives Insulin | Ein berechneter Wert, der die momentan im Körper befindliche Menge Insulin angibt, die zur Senkung des Blutzuckerspiegels verabreicht wurde. Dieser Wert berücksichtigt keine Insulinmengen, die zur Kompensation von Kohlenhydraten verabreicht wurden. Er beinhaltet auch kein Basalinsulin. |
| 4 | Kohlenhydrat-menge | Die eingegebene Kohlenhydratmenge. <i>Kein Eintrag</i> wird angezeigt, wenn keine Kohlenhydratmenge eingegeben wurde. |


| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| 5 | Prozentwert für Gesundheitsergebnisse | Der Prozentwert für 1 bis 4 ausgewählte Gesundheitsereignisse. Kein Eintrag wird angezeigt, wenn kein Gesundheitsereignis ausgewählt wurde. |
| 6 | Countdown-Timer | Wird nur angezeigt, wenn weniger als 2 Minuten verbleiben, um den Blutzuckermesswert für einen Bolusvorschlag zu verwenden. |
| 7 | Korrekturbolus | Insulinmenge, die benötigt wird, um einen Blutzuckerspiegel außerhalb des Zielbereichs wieder in den Zielbereich zu bringen. Die angezeigte Menge wurde um den Prozentwert für Gesundheitsergebnisse korrigiert. |
| 8 | Kohlenhydratbolus | Insulinmenge zur Kompensation der Nahrungsaufnahme. Die angezeigte Menge wurde um den Prozentwert für Gesundheitsergebnisse korrigiert. |
| 9 | Bolusgesamtmenge | Die Summe aus den Punkten 7 und 8. |

HINWEIS

- ▶ Wenn Sie zuerst den Korrekturbolus oder den Kohlenhydratbolus einstellen: Die Bolusgesamtmenge ist deaktiviert und kann nicht bearbeitet werden; der Wert wird aber entsprechend aktualisiert.
- ▶ Wenn Sie zuerst die Bolusgesamtmenge anpassen: Der Korrekturbolus und der Kohlenhydratbolus sind deaktiviert und können nicht bearbeitet werden.
 - Wenn die Bolusgesamtmenge erhöht wird: Der Korrekturbolus wird entsprechend erhöht.
 - Wenn die Bolusgesamtmenge reduziert wird: Der Kohlenhydratbolus wird entsprechend reduziert; sobald der Kohlenhydratbolus den Wert „0“ erreicht, wird der Korrekturbolus entsprechend reduziert.



5



Überprüfen Sie die Bolusmenge. Wählen Sie **Zurück**, um den Bolus anzupassen, oder **OK**, um den Bolus zu speichern.

Geben Sie den Bolus mit Ihrem Insulinpen oder Ihrer Insulinspritze ab.

6 Ändern von Bolusvorschlagseinstellungen

6.1 Überblick

Sie können Änderungen am Bolusvorschlag vornehmen, um die Einstellungen auf Ihre individuellen Behandlungsanforderungen abzustimmen:

Bolusvorschlagseinstellungen

- ▶ Bolusvorschlag konfigurieren
- ▶ Prozentwerte für Gesundheitseignisse
- ▶ Einstellungen Bolusvorschlag: Blutzuckeranstieg nach Mahlzeit, Snackgröße, Wirkzeit und Verzögerung
- ▶ Bolusvorschlag deaktivieren

Zeitblöcke

- ▶ Anfangszeiten, Endzeiten, Zielbereiche, Kohlenhydratfaktor und Korrekturfaktor für Zeitblöcke
- ▶ Einen Zeitblock hinzufügen oder löschen
- ▶ Zurücksetzen aller Zeitblöcke



WARNUNG

Es wird **dringend empfohlen**, etwaige Änderungen an Ihren Bolusvorschlagseinstellungen vorab mit Ihrem Arzt zu besprechen.

HINWEIS

- ▶ Bei der Bearbeitung einer Einstellung werden alle nicht gespeicherten Änderungen verworfen, sobald sich das Messgerät ausschaltet oder ein Teststreifen in das Messgerät eingeführt wird.
- ▶ Wennn der Bolusvorschlag deaktiviert ist, lesen Sie das Kapitel **Ändern der Messgeräteeinstellungen** in dieser Gebrauchsanweisung, um weitere Informationen zum Ändern der Zeitblöcke und weiterer Messgeräteeinstellungen zu erhalten.



6.2 Konfigurieren des Bolusvorschlags



WARNUNG

- ▶ Die Bolusvorschlagsfunktion sollte nicht genutzt werden, wenn Sie das Verzögerungsinsulin NPH (Neutral Protamin Hagedorn) oder ein anderes Verzögerungsinsulin verwenden.
- ▶ Es wird **dringend empfohlen**, die Einrichtung der Bolusvorschlagsfunktion vorab mit Ihrem Arzt zu besprechen.

Der Bolusvorschlag bietet Empfehlungen bezüglich der Insulinmenge zur Kompensation von Mahlzeiten bzw. zur Korrektur von hohen Blutzuckerwerten. Gehen Sie wie in diesem Abschnitt beschrieben vor, wenn Sie den Bolusvorschlag nicht mit dem Einrichtungsassistenten konfiguriert haben (siehe Kapitel **Inbetriebnahme des Blutzuckermessgeräts** in dieser Gebrauchsanweisung) oder wenn der Bolusvorschlag deaktiviert wurde.

Beachten Sie folgende Informationen in dieser Gebrauchsanweisung:

- ▶ Abschnitt **Überblick** im Kapitel **Bolusvorschlag**
- ▶ Abschnitt **Einführende Informationen zum Bolusvorschlag** im Kapitel **Bolusvorschlag**
- ▶ Abschnitt **Wichtige Informationen** im Kapitel **Inbetriebnahme des Blutzuckermessgeräts**

Bevor Sie den Bolusvorschlag konfigurieren, sollten Sie folgende Informationen bereithalten:

- ▶ die Anzahl der Zeitblöcke sowie deren jeweilige Anfangs- und Endzeiten
- ▶ den Blutzucker-Zielbereich, den Kohlenhydratfaktor und den Korrekturfaktor für jeden Zeitblock
- ▶ den Prozentwert für jedes Gesundheitsereignis
- ▶ den Blutzuckeranstieg nach einer Mahlzeit, die Snackgröße, die Wirkzeit und die Verzögerung

HINWEIS

Nach der Konfiguration des Bolusvorschlags können Sie die Einstellungen ändern bzw. den Bolusvorschlag deaktivieren. Bei Deaktivierung des Bolusvorschlags werden die Einstellungen gelöscht.



Hauptmenü > Einstellungen > Bolusvorschlag

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2




Wählen Sie **Bolusvorschlag**.

3




Wählen Sie **Ja**.

4



Stellen Sie die Standardwerte für den **Kohlenhydratfaktor** und den **Korrekturfaktor** ein. Wählen Sie **Weiter**.

5



Wählen Sie **OK**.

6



Wählen Sie den Zeitblock aus, den Sie bearbeiten möchten, und fahren Sie mit Schritt 7 fort, oder wählen Sie **Weiter** und fahren Sie mit Schritt 11 fort, wenn keine Änderungen erforderlich sind.

HINWEIS

- ▶ Die **Endzeit** eines Zeitblocks ist identisch mit der **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks. Nur die **Endzeit** kann geändert werden; die **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks ändert sich dann automatisch.
- ▶ Das Ändern der **Endzeit** des letzten Zeitblocks ändert nicht automatisch die **Anfangszeit** des ersten Zeitblocks; stattdessen wird ein neuer Zeitblock erstellt. Beachten Sie den Abschnitt **Bolusvorschlag: Hinzufügen eines Zeitblocks** in diesem Kapitel.
- ▶ Zum Ändern der **Anfangszeit** des ersten Zeitblocks müssen alle Zeitblöcke zurückgesetzt werden. Beachten Sie den Abschnitt **Bolusvorschlag: Zurücksetzen aller Zeitblöcke** in diesem Kapitel.
- ▶ Wenn die **Endzeit** eines Zeitblocks so weit verringert wird, dass sie mit der **Anfangszeit** identisch ist, wird der betreffende Zeitblock gelöscht. Beachten Sie den Abschnitt **Bolusvorschlag: Löschen von Zeitblöcken** in diesem Kapitel.



7

Stellen Sie die **Endzeit** ein.
Wählen Sie **Weiter**.

8

Stellen Sie den **Oberen Grenzwert** und den **Unteren Grenzwert** ein. Wählen Sie **Weiter**.


9

Legen Sie den **Kohlenhydratfaktor** und den **Korrekturfaktor** fest. Wählen Sie **Fertig**.

10


Bearbeiten Sie gegebenenfalls weitere Zeitblöcke (siehe Schritt 6). Wenn die Bearbeitung aller Zeitblöcke abgeschlossen ist, wählen Sie **Weiter** und fahren Sie mit Schritt 11 fort.

11




Legen Sie die Prozentwerte für Gesundheitsereignisse fest. Führen Sie einen Bildlauf durch, um weitere Gesundheitsereignisse anzuzeigen. Wählen Sie **Weiter**.

12



Wählen Sie die Einstellungen für **Blutzuckeranstieg**, **Snackgröße**, **Wirkzeit** und **Verzögerung**. Wählen Sie **Weiter**.

13



Wählen Sie **OK**.

6.3 Bolusvorschlag: Einstellungen für Zeitblöcke

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Einstellungen für einzelne Zeitblöcke geändert werden können, wenn der Bolusvorschlag eingerichtet wurde. Zu diesen Zeitblockeinstellungen gehören:

- ▶ Anfangszeit
- ▶ Endzeit
- ▶ Zielbereich
- ▶ Kohlenhydratfaktor
- ▶ Korrekturfaktor



WARNUNG

Es wird **dringend empfohlen**, etwaige Änderungen an Ihren Bolusvorschlagseinstellungen vorab mit Ihrem Arzt zu besprechen.


Hauptmenü > Einstellungen > Bolusvorschlag > Zeitblöcke

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2




Wählen Sie **Bolusvorschlag**.

3



Wählen Sie **Zeitblöcke**.

4



Wählen Sie einen Zeitblock zur Bearbeitung aus.

HINWEIS

- ▶ Die **Endzeit** eines Zeitblocks ist identisch mit der **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks. Nur die **Endzeit** kann geändert werden; die **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks ändert sich dann automatisch.
- ▶ Das Ändern der **Endzeit** des letzten Zeitblocks ändert nicht automatisch die **Anfangszeit** des ersten Zeitblocks; stattdessen wird ein neuer Zeitblock erstellt. Beachten Sie den Abschnitt **Bolusvorschlag: Hinzufügen eines Zeitblocks** in diesem Kapitel.
- ▶ Zum Ändern der **Anfangszeit** des ersten Zeitblocks müssen alle Zeitblöcke zurückgesetzt werden. Beachten Sie den Abschnitt **Bolusvorschlag: Zurücksetzen aller Zeitblöcke** in diesem Kapitel.
- ▶ Wenn die **Endzeit** eines Zeitblocks so weit verringert wird, dass sie mit der **Anfangszeit** identisch ist, wird der betreffende Zeitblock gelöscht. Beachten Sie den Abschnitt **Bolusvorschlag: Löschen von Zeitblöcken** in diesem Kapitel.



5

Stellen Sie die **Endzeit** ein.
Wählen Sie **Weiter**.

6

Stellen Sie den **Oberen Grenzwert** und den **Unteren Grenzwert** ein. Wählen Sie **Weiter**.


7

Legen Sie den **Kohlenhydratfaktor** und den **Korrekturfaktor** fest. Wählen Sie **Fertig**.

8

Bearbeiten Sie gegebenenfalls weitere Zeitblöcke (siehe Schritt 4). Wenn die Bearbeitung aller Zeitblöcke abgeschlossen ist, wählen Sie **Fertig** und fahren Sie mit Schritt 9 fort.

9



Wählen Sie **Speichern**.

6.4 Bolusvorschlag: Hinzufügen eines Zeitblocks

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein Zeitblock hinzugefügt wird, wenn der Bolusvorschlag eingerichtet wurde.

Bevor Sie einen Zeitblock hinzufügen, sollten Sie folgende Informationen bereithalten:

- ▶ die Anzahl der benötigten Zeitblöcke sowie deren jeweilige Anfangs- und Endzeiten
- ▶ den Blutzucker-Zielbereich, den Kohlenhydratfaktor und den Korrekturfaktor für jeden Zeitblock

Verringern Sie die Endzeit des letzten Zeitblocks, um einen neuen Zeitblock hinzuzufügen. Nachdem der neue Zeitblock erstellt wurde, müssen gegebenenfalls die Endzeit sowie weitere Informationen für jeden Zeitblock angepasst werden, bis alle Zeitblöcke nach Ihren Bedürfnissen eingerichtet sind.



WARNUNG

Es wird **dringend empfohlen**, etwaige Änderungen an Ihren Bolusvorschlagseinstellungen vorab mit Ihrem Arzt zu besprechen.

Hauptmenü > Einstellungen > Bolusvorschlag > Zeitblöcke

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2




Wählen Sie **Bolusvorschlag**.

3




Wählen Sie **Zeitblöcke**.

4



Wählen Sie den **letzten** Zeitblock aus.

5




Verringern Sie die **Endzeit**.

HINWEIS

- ▶ Verringern Sie die **Endzeit** für den letzten Zeitblock beliebig, um einen neuen Zeitblock zu erstellen. Es wird ein neuer Zeitblock erstellt, indem der letzte Zeitblock in 2 Zeitblöcke aufgeteilt wird.
- ▶ Verringern Sie die **Endzeit** jedoch nicht so weit, dass sie mit der **Anfangszeit** identisch ist, da das Messgerät diesen Zeitblock sonst löscht, wenn Sie **Weiter** drücken.
- ▶ Wenn der neue Zeitblock erstellt wurde, können Sie die **Endzeit** für alle Zeitblöcke anpassen.
- ▶ In diesem Beispiel wird ein Zeitblock mit der **Anfangszeit** 21:30 Uhr und der **Endzeit** 23:00 Uhr hinzugefügt.



6



Wählen Sie **Weiter**.

7

Zielbereich Bolusvorschlag

Oberer Grenzwert 8.0 mmol/L

Unterer Grenzwert 4.0 mmol/L

Zurück Weiter

Stellen Sie den **Oberen Grenzwert** und den **Unteren Grenzwert** für den neuen Zeitblock ein. Wählen Sie **Weiter**.

8

Einstellungen Bolusvorschlag

Kohlenhydratfaktor

1.0 U Einheiten 12 g

Korrekturfaktor

1.0 U Einheiten 2.0 mmol/L

Zurück Fertig

Stellen Sie den **Kohlenhydratfaktor** und den **Korrekturfaktor** für den neuen Zeitblock ein. Wählen Sie **Fertig**.

9

Zeitblöcke

| | | |
|---------------|-------------------------------|---|
| 06:00 - 11:00 | Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L | > |
| 11:00 - 17:00 | Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L | > |
| 17:00 - 21:30 | Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L | > |
| 21:30 - 23:00 | Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L | > |
| 23:00 - 06:00 | Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L | > |

Zurück Zurücksetzen Fertig

Gegebenenfalls müssen Sie die Endzeiten und Einstellungen anderer Zeitblöcke anpassen. Wählen Sie den Zeitblock aus, den Sie bearbeiten möchten, und fahren Sie mit Schritt 10 fort, oder wählen Sie **Fertig** und fahren Sie mit Schritt 14 fort, wenn keine Änderungen erforderlich sind.

HINWEIS

- ▶ Die **Endzeit** eines Zeitblocks ist identisch mit der **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks. Nur die **Endzeit** kann geändert werden; die **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks ändert sich dann automatisch.
- ▶ Zum Ändern der **Anfangszeit** des ersten Zeitblocks müssen alle Zeitblöcke zurückgesetzt werden. Beachten Sie den Abschnitt **Bolusvorschlag: Zurücksetzen aller Zeitblöcke** in diesem Kapitel.
- ▶ Wenn die **Endzeit** eines Zeitblocks so weit verringert wird, dass sie mit der **Anfangszeit** identisch ist, wird der betreffende Zeitblock gelöscht. Beachten Sie den Abschnitt **Bolusvorschlag: Löschen von Zeitblöcken** in diesem Kapitel.



10

Stellen Sie die **Endzeit** ein.
Wählen Sie **Weiter**.

11

Stellen Sie den **Oberen Grenzwert** und den **Unteren Grenzwert** ein. Wählen Sie **Weiter**.

12

Einstellungen Bolusvorschlag

Kohlenhydratfaktor

1.0 U : 12 g

Einheiten

Korrekturfaktor

1.0 U : 2.0 mmol/L

Einheiten

+
-

Zurück Fertig

Legen Sie den **Kohlenhydratfaktor** und den **Korrekturfaktor** fest. Wählen Sie **Fertig**.

13

Zeitblöcke

06:00 - 11:00
Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L

11:00 - 17:00
Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L

17:00 - 21:30
Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L

21:30 - 23:00
Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L

23:00 - 06:00
Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L

Zurück Zurücksetzen Fertig

Bearbeiten Sie gegebenenfalls weitere Zeitblöcke (siehe Schritt 9). Wenn die Bearbeitung aller Zeitblöcke abgeschlossen ist, wählen Sie **Fertig** und fahren Sie mit Schritt 14 fort.

14

Einstellungen Bolusvorschlag

Ein Aus

Gesundheitsereignisse

Zeitblöcke

Einstell. Bolusvorschlag

Abbrechen Speichern

Wählen Sie **Speichern**.

6.5 Bolusvorschlag: Löschen von Zeitblöcken

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Zeitblöcke gelöscht werden, wenn der Bolusvorschlag eingerichtet wurde. Es gibt zwei Möglichkeiten zum Löschen von Zeitblöcken. Die erste Möglichkeit besteht darin, einen oder mehrere Zeitblöcke zu löschen, indem Zeitblöcke zusammengeführt werden. Die zweite Möglichkeit ist das Löschen eines einzelnen Zeitblocks.

Bevor Sie einen Zeitblock löschen, sollten Sie folgende Informationen bereithalten:

- ▶ die Anzahl der benötigten Zeitblöcke sowie deren jeweilige Anfangs- und Endzeiten
- ▶ den Blutzucker-Zielbereich, den Kohlenhydratfaktor und den Korrekturfaktor für jeden Zeitblock

Nachdem Zeitblöcke gelöscht wurden, müssen gegebenenfalls die Endzeiten sowie weitere Informationen für die verbleibenden Zeitblöcke angepasst werden, bis alle Zeitblöcke Ihren Bedürfnissen entsprechend eingerichtet sind.




WARNUNG

Es wird **dringend empfohlen**, etwaige Änderungen an Ihren Bolusvorschlagseinstellungen vorab mit Ihrem Arzt zu besprechen.


6.5.1 Bolusvorschlag: Löschen eines oder mehrerer Zeitblöcke

Bei dieser Methode werden ein oder mehrere Zeitblöcke gelöscht, indem Zeitblöcke zusammengeführt werden.


Hauptmenü > Einstellungen > Bolusvorschlag > Zeitblöcke




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.



Wählen Sie **Bolusvorschlag**.



Wählen Sie **Zeitblöcke**.




Wählen Sie den ersten Zeitblock aus, der mit einem anderen zusammengeführt werden soll.

HINWEIS

- In diesem Beispiel werden die letzten drei Zeitblöcke zu einem einzigen Zeitblock zusammengeführt.
- Die Werte für den Zielbereich, den Kohlenhydratfaktor und den Korrekturfaktor aus dem ersten ausgewählten Zeitblock werden später im zusammengeführten Zeitblock verwendet.




5




Verschieben Sie die **Endzeit** so weit nach hinten, bis sie mit der **Endzeit** des letzten zu löschenden Zeitblocks identisch ist. Wählen Sie **Weiter**.

6



Wählen Sie **Ja**.



Gegebenenfalls müssen Sie die Endzeiten und andere Informationen für die verbleibenden Zeitblöcke anpassen. Wählen Sie den Zeitblock aus, den Sie bearbeiten möchten, und fahren Sie mit Schritt 8 fort, oder wählen Sie **Fertig** und fahren Sie mit Schritt 12 fort, wenn keine Änderungen erforderlich sind.

HINWEIS

- ▶ Die **Endzeit** eines Zeitblocks ist identisch mit der **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks. Nur die **Endzeit** kann geändert werden; die **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks ändert sich dann automatisch.
- ▶ Das Ändern der **Endzeit** des letzten Zeitblocks ändert nicht automatisch die **Anfangszeit** des ersten Zeitblocks; stattdessen wird ein neuer Zeitblock erstellt. Beachten Sie den Abschnitt **Bolusvorschlag: Hinzufügen eines Zeitblocks** in diesem Kapitel.
- ▶ Zum Ändern der **Anfangszeit** des ersten Zeitblocks müssen alle Zeitblöcke zurückgesetzt werden. Beachten Sie den Abschnitt **Bolusvorschlag: Zurücksetzen aller Zeitblöcke** in diesem Kapitel.



8

Stellen Sie die **Endzeit** ein.
Wählen Sie **Weiter**.

9

Stellen Sie den **Oberen Grenzwert** und den **Unteren Grenzwert** ein. Wählen Sie **Weiter**.


10

Legen Sie den **Kohlenhydratfaktor** und den **Korrekturfaktor** fest. Wählen Sie **Fertig**.

11

Bearbeiten Sie gegebenenfalls weitere Zeitblöcke (siehe Schritt 7). Wenn die Bearbeitung aller Zeitblöcke abgeschlossen ist, wählen Sie **Fertig** und fahren Sie mit Schritt 12 fort.

12




Wählen Sie **Speichern**.


6.5.2 Bolusvorschlag: Löschen eines einzelnen Zeitblocks

Wenn Sie einen einzelnen Zeitblock löschen möchten, verringern Sie die Endzeit des Zeitblocks so weit, bis sie mit der Anfangszeit des Zeitblocks identisch ist.


Hauptmenü > Einstellungen > Bolusvorschlag > Zeitblöcke




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.



Wählen Sie **Bolusvorschlag**.



Wählen Sie **Zeitblöcke**.



Wählen Sie den zu löschenden Zeitblock aus.

5

Verringern Sie die **Endzeit** so weit, dass sie mit der **Anfangszeit** identisch ist. Wählen Sie **Weiter**.

6

Wählen Sie **Ja**.

7

Gegebenenfalls müssen Sie die Endzeiten und andere Informationen für die verbleibenden Zeitblöcke anpassen. Wählen Sie den Zeitblock aus, den Sie bearbeiten möchten, und fahren Sie mit Schritt 8 fort, oder wählen Sie **Fertig** und fahren Sie mit Schritt 12 fort, wenn keine Änderungen erforderlich sind.

HINWEIS

- ▶ Die **Endzeit** eines Zeitblocks ist identisch mit der **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks. Nur die **Endzeit** kann geändert werden; die **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks ändert sich dann automatisch.
- ▶ Das Ändern der **Endzeit** des letzten Zeitblocks ändert nicht automatisch die **Anfangszeit** des ersten Zeitblocks; stattdessen wird ein neuer Zeitblock erstellt. Beachten Sie den Abschnitt **Bolusvorschlag: Hinzufügen eines Zeitblocks** in diesem Kapitel.
- ▶ Zum Ändern der **Anfangszeit** des ersten Zeitblocks müssen alle Zeitblöcke zurückgesetzt werden. Beachten Sie den Abschnitt **Bolusvorschlag: Zurücksetzen aller Zeitblöcke** in diesem Kapitel.



8

 The screenshot shows the 'Zeitblock' app interface. At the top, there's a title bar 'Zeitblock'. Below it, the 'Anfangszeit' (Start Time) is displayed as '06:00' with 'Stunden' (Hours) and 'Min' (Minutes) labels. The 'Endzeit' (End Time) is displayed as '11:00' with 'Stunden' and 'Min' labels. Below the time fields, there's a large black button with a white '+' sign and a smaller black button with a white '-' sign. At the bottom, there are two navigation buttons: 'Zurück' (Back) with a left arrow and 'Weiter' (Next) with a right arrow.

Stellen Sie die **Endzeit** ein.
Wählen Sie **Weiter**.

9

 The screenshot shows the 'Zielbereich Bolusvorschlag' app interface. At the top, there's a title bar 'Zielbereich Bolusvorschlag'. Below it, the 'Oberer Grenzwert' (Upper Limit) is displayed as '8.0 mmol/L'. The 'Unterer Grenzwert' (Lower Limit) is displayed as '4.0 mmol/L'. Below the limit fields, there's a large black button with a white '+' sign and a smaller black button with a white '-' sign. At the bottom, there are two navigation buttons: 'Zurück' (Back) with a left arrow and 'Weiter' (Next) with a right arrow.

Stellen Sie den **Oberen Grenzwert** und den **Unteren Grenzwert** ein. Wählen Sie **Weiter**.

10

Einstellungen Bolusvorschlag

Kohlenhydratfaktor

1.0 U : 12 g

Einheiten

Korrekturfaktor

1.0 U : 2.0 mmol/L

Einheiten

+

-

Zurück Fertig

Legen Sie den **Kohlenhydratfaktor** und den **Korrekturfaktor** fest. Wählen Sie **Fertig**.

11

Zeitblöcke

06:00 - 11:00
Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L >

11:00 - 17:00
Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L >

17:00 - 21:30
Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L >

21:30 - 06:00
Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L >

Zurück Zurücksetzen Fertig

Bearbeiten Sie gegebenenfalls weitere Zeitblöcke (siehe Schritt 7). Wenn die Bearbeitung aller Zeitblöcke abgeschlossen ist, wählen Sie **Fertig** und fahren Sie mit Schritt 12 fort.

12

Einstellungen Bolusvorschlag

Ein Aus

Herz Gesundheitsergebnisse >

Zeitblöcke >

Glöhbirne Einstell. Bolusvorschlag >

Abbrechen Speichern

Wählen Sie **Speichern**.

6.6 Bolusvorschlag: Zurücksetzen aller Zeitblöcke

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Einstellungen für **alle** Zeitblöcke zurückgesetzt und neu eingegeben werden können, wenn der Bolusvorschlag eingerichtet wurde. Ein Grund für das Zurücksetzen aller Zeitblöcke ist das Ändern der Anfangszeit für den ersten Zeitblock.

Bevor Sie die Zeitblöcke zurücksetzen, sollten Sie folgende Informationen bereithalten:

- ▶ die Anzahl der benötigten Zeitblöcke sowie deren jeweilige Anfangs- und Endzeiten
- ▶ den Blutzucker-Zielbereich, den Kohlenhydratfaktor und den Korrekturfaktor für jeden Zeitblock

Die Prozentwerte für Gesundheitsergebnisse und die Optionen für den Bolusvorschlag (Blutzuckeranstieg nach Mahlzeit, Snackgröße, Wirkzeit und Verzögerung) werden nicht zurückgesetzt.




WARNUNG

Es wird **dringend empfohlen**, etwaige Änderungen an Ihren Bolusvorschlagseinstellungen vorab mit Ihrem Arzt zu besprechen.


Hauptmenü > Einstellungen > Bolusvorschlag > Zeitblöcke

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2



Wählen Sie **Bolusvorschlag**.

3




Wählen Sie **Zeitblöcke**.

4




Wählen Sie **Zurücksetzen**.

5




Wählen Sie **Ja**.

6




Legen Sie die **Anfangszeit** und die **Endzeit** für den ersten Zeitblock fest. Wählen Sie **Weiter**.

7




Stellen Sie die Standardwerte für den **Oberen Grenzwert** und den **Unteren Grenzwert** ein. Wählen Sie **Weiter**.

8



Stellen Sie die Standardwerte für den **Kohlenhydratfaktor** und den **Korrekturfaktor** ein. Wählen Sie **Weiter**.

9



Wählen Sie **OK**.

10




Wählen Sie den Zeitblock aus, den Sie bearbeiten möchten, und fahren Sie mit Schritt 11 fort, oder wählen Sie **Fertig** und fahren Sie mit Schritt 15 fort, wenn keine Änderungen erforderlich sind.

HINWEIS

- Die **Endzeit** eines Zeitblocks ist identisch mit der **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks. Nur die **Endzeit** kann geändert werden; die **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks ändert sich dann automatisch.
- Das Ändern der **Endzeit** des letzten Zeitblocks ändert nicht automatisch die **Anfangszeit** des ersten Zeitblocks; stattdessen wird ein neuer Zeitblock erstellt. Beachten Sie den Abschnitt **Bolusvorschlag: Hinzufügen eines Zeitblocks** in diesem Kapitel.
- Wenn die **Endzeit** eines Zeitblocks so weit verringert wird, dass sie mit der **Anfangszeit** identisch ist, wird der betreffende Zeitblock gelöscht. Beachten Sie den Abschnitt **Bolusvorschlag: Löschen von Zeitblöcken** in diesem Kapitel.



11



Stellen Sie die **Endzeit** ein. Wählen Sie **Weiter**.

12

Zielbereich Bolusvorschlag

Oberer Grenzwert 8.0 mmol/L

Unterer Grenzwert 4.0 mmol/L

Zurück Weiter

Stellen Sie den **Oberen Grenzwert** und den **Unteren Grenzwert** ein. Wählen Sie **Weiter**.

13

Einstellungen Bolusvorschlag

Kohlenhydratfaktor

1.0 U : 12 g

Einheiten

Korrekturfaktor

1.0 U : 2.0 mmol/L

Einheiten

Zurück Fertig

Legen Sie den **Kohlenhydratfaktor** und den **Korrekturfaktor** fest. Wählen Sie **Fertig**.

14

Zeitblöcke

06:00 - 11:00
Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L

11:00 - 17:00
Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L

17:00 - 21:30
Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L

21:30 - 06:00
Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L

Zurück Zurücksetzen Fertig

Bearbeiten Sie gegebenenfalls weitere Zeitblöcke (siehe Schritt 10). Wenn die Bearbeitung aller Zeitblöcke abgeschlossen ist, wählen Sie **Fertig** und fahren Sie mit Schritt 15 fort.

15

Einstellungen Bolusvorschlag

Ein Aus

Gesundheitsereignisse

Zeitblöcke

Einstell. Bolusvorschlag

Abbrechen Speichern

Wählen Sie **Speichern**.

6.7 Prozentwerte für Gesundheitsereignisse

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Prozentwerte für Gesundheitsereignisse geändert werden, wenn der Bolusvorschlag eingerichtet wurde.

WARNUNG

Es wird **dringend empfohlen**, etwaige Änderungen an Ihren Bolusvorschlagseinstellungen vorab mit Ihrem Arzt zu besprechen.


Hauptmenü > Einstellungen > Bolusvorschlag >
Gesundheitsereignisse

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2




Wählen Sie **Bolusvorschlag**.

3




Wählen Sie
Gesundheitsereignisse.

4



Legen Sie die Prozentwerte
für Gesundheitsereignisse
fest. Führen Sie einen Bildlauf
durch, um weitere
Gesundheitsereignisse
anzuzeigen. Wählen Sie
Speichern.

5



Wählen Sie **Speichern**.

6.8 Einstellungen Bolusvorschlag: Blutzuckeranstieg nach Mahlzeit, Snackgröße, Wirkzeit, Verzögerung

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Werte für den Blutzuckeranstieg nach einer Mahlzeit, die Snackgröße, die Wirkzeit und die Verzögerung geändert werden, wenn der Bolusvorschlag eingerichtet wurde.

WARNUNG

Es wird **dringend empfohlen**, etwaige Änderungen an Ihren Bolusvorschlagseinstellungen vorab mit Ihrem Arzt zu besprechen.


Hauptmenü > Einstellungen > Bolusvorschlag >
Einstellungen Bolusvorschlag

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2




Wählen Sie **Bolusvorschlag**.

3




Wählen Sie **Einstell.**
Bolusvorschlag.

4



Wählen Sie die Einstellungen
für **Blutzuckeranstieg**,
Snackgröße, **Wirkzeit** und
Verzögerung. Wählen Sie
Speichern.

5




Wählen Sie **Speichern**.


6.9 Deaktivieren des Bolusvorschlags

Bei Deaktivierung des Bolusvorschlags muss dieser zur erneuten Verwendung neu eingerichtet werden.


Hauptmenü > Einstellungen > Bolusvorschlag > Einstellungen Bolusvorschlag




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.



Wählen Sie **Bolusvorschlag**.



Wählen Sie **Aus**. Wählen Sie **Speichern**.



Wenn Sie fortfahren, werden sämtliche Einstellungen für den Bolusvorschlag gelöscht. Wählen Sie **Ja**, um den Bolusvorschlag zu deaktivieren.

7 Ändern der Messgeräteeinstellungen

7.1 Überblick

Sie können die folgenden Änderungen am Messgerät vornehmen, um es an Ihre individuellen Behandlungsanforderungen und persönlichen Präferenzen anzupassen:

Geräteeinstellungen

- ▶ Datum und Uhrzeit
- ▶ Moduseinstellungen: Tonsignal, Vibrationssignal und Signaltöne abschalten
- ▶ Grundeinstellungen der Standardanzeige
- ▶ Touchscreen: Ton und Vibration
- ▶ Display-Helligkeit
- ▶ Hintergrundfarbe
- ▶ Sprache

Zeitblöcke

- ▶ Anfangszeiten, Endzeiten und Zielbereiche für Zeitblöcke
- ▶ Einen Zeitblock hinzufügen oder löschen
- ▶ Alle Zeitblöcke zurücksetzen

Therapieeinstellungen

- ▶ Warngrenzwerte: für Überzuckerung (Hyper) und Unterzuckerung (Hypo)
- ▶ Insulinschritt
- ▶ Maximale Bolusmenge
- ▶ Kohlenhydrateinheit

Konsultieren Sie Ihren Arzt, um sicherzustellen, dass die richtigen Einstellungen ausgewählt sind.


HINWEIS

- ▶ Bei der Bearbeitung einer Einstellung werden alle nicht gespeicherten Änderungen verworfen, sobald sich das Messgerät ausschaltet oder ein Teststreifen in das Messgerät eingeführt wird.
- ▶ Wenn der Bolusvorschlag aktiviert ist, erhalten Sie im Kapitel **Ändern von Bolusvorschlagseinstellungen** dieser Gebrauchsanweisung Informationen zum Ändern von Zeitblöcken, Gesundheitsereignissen und Bolusvorschlagsoptionen (Blutzuckeranstieg nach Mahlzeit, Snackgröße, Wirkzeit und Verzögerung).




7.2 Datum, Uhrzeit und Zeitformat


Hauptmenü > Einstellungen > Datum und Uhrzeit



Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.



Wählen Sie **Datum und Uhrzeit**.



Datum und Uhrzeit: Wählen Sie die entsprechenden Felder aus und nehmen Sie die Einstellungen vor.


Zeitformat: Wählen Sie **12 Stunden** oder **24 Stunden** aus. Wählen Sie **Speichern**.

7.3 Moduseinstellungen: Ton- und Vibrationssignal

Sie können auswählen, ob das Messgerät bei Eintritt eines Ereignisses (z. B. einer Warnung) ein Tonsignal, ein Vibrationssignal oder beides ausgeben soll. Sie können die Lautstärke des Tonsignals anpassen.


Hauptmenü > Einstellungen > Moduseinstellungen

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2



Wählen Sie **Moduseinstellungen**.

3



Wählen Sie einen Modus aus.

4



Wählen Sie die gewünschte Moduseinstellung aus. Stellen Sie die Lautstärke ein. Wählen Sie **Speichern**.

5



Wählen Sie **Speichern**.

7.4 Moduseinstellungen: Signaltöne abschalten

Sie können die Signale für Warnungen für einen bestimmten Zeitraum abschalten. Da Fehler- und Wartungsmeldungen jedoch Ihre sofortige Aufmerksamkeit erfordern, können Sie die Signale für diese Ereignisse nicht abschalten. Auch die von Ihnen programmierten Erinnerungen werden nicht abgeschaltet.

Eine Signalabschaltung kann als einmaliges Ereignis oder als sich täglich zur selben Uhrzeit wiederholendes Ereignis eingerichtet werden.

HINWEIS

Etwaige Warnungen, die während der Abschaltung der Signaltöne auftreten, werden angezeigt, sobald das Blutzuckermessgerät eingeschaltet wird oder die Abschaltzeit der Signaltöne verstrichen ist.




Hauptmenü > Einstellungen > Moduseinstellungen > Signaltöne abschalten

1



Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2




Wählen Sie **Moduseinstellungen**.

3



Wählen Sie **Signaltöne abschalten**.


4



Wählen Sie **Ein**: Legen Sie die **Anfangszeit** und die **Endzeit** fest. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.


Wählen Sie **Aus**. Wählen Sie **Speichern**. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.

5



Wenn **Ein** ausgewählt ist, führen Sie einen Bildlauf durch und wählen Sie **Einmal** oder **Wiederholen**. Wählen Sie **Speichern**.

6



Wählen Sie **Speichern**.

7.5 Grundeinstellungen der Standardanzeige

Die Standardanzeige erscheint, wenn das Messgerät eingeschaltet wird oder Sie eine Funktion am Messgerät, z. B. das Ändern einer Einstellung, abgeschlossen haben. Sie können entweder das Hauptmenü oder die Statusanzeige als Standardanzeige festlegen.

Hauptmenü > Einstellungen > Einstellungen Messgerät > Standardanzeige

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2




Führen Sie einen Bildlauf durch und wählen Sie **Einstellungen Messgerät**.

3



Wählen Sie **Standardanzeige**.

4



Wählen Sie eine Anzeige aus.
Wählen Sie **Speichern**.

7.6 Touchscreen: Ton und Vibration

Sie können auswählen, ob das Messgerät einen Ton, ein Vibrationssignal, beides oder gar kein Signal ausgeben soll, wenn Sie eine Auswahl über den Touchscreen treffen.

Hauptmenü > Einstellungen > Einstellungen Messgerät > Touchscreen

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2



Führen Sie einen Bildlauf durch und wählen Sie **Einstellungen Messgerät**.

3



Wählen Sie **Touchscreen**.

4



Wählen Sie die gewünschte
Touchscreen-Einstellung aus.
Wählen Sie **Speichern**.

7.7 Helligkeit

Sie können die Display-Helligkeit des Messgeräts an verschiedene Umgebungsbeleuchtungen anpassen.

Hauptmenü > Einstellungen > Einstellungen Messgerät > Helligkeit

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2




Führen Sie einen Bildlauf durch und wählen Sie **Einstellungen Messgerät**.

3



Wählen Sie **Helligkeit**.

4




Stellen Sie die gewünschte Helligkeit ein. Wählen Sie **Speichern**.

7.8 Hintergrundfarbe

Sie können für das Display des Messgeräts eine helle oder dunkle Hintergrundfarbe auswählen.

Hauptmenü > Einstellungen > Einstellungen Messgerät > Hintergrundfarbe

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2




Führen Sie einen Bildlauf durch und wählen Sie **Einstellungen Messgerät**.

3



Wählen Sie **Hintergrundfarbe**.

4




Wählen Sie die gewünschte Hintergrundfarbe aus. Wählen Sie **Speichern**.


7.9 Sprache

Sie können die Sprache für die Anzeigetexte aus einer vordefinierten Sprachenliste auswählen.


Hauptmenü > Einstellungen > Sprache



Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.



Führen Sie einen Bildlauf durch und wählen Sie **Sprache**.



Wählen Sie die gewünschte Sprache. Wählen Sie **Speichern**.

7.10 Einstellungen für Zeitblöcke

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Einstellungen für einzelne Zeitblöcke geändert werden können, wenn der Bolusvorschlag deaktiviert ist. Zu diesen Zeitblockeinstellungen gehören:

- ▶ Anfangszeit
- ▶ Endzeit
- ▶ Zielbereich

HINWEIS

Es wird empfohlen, etwaige Änderungen an Ihren Zeitblockeinstellungen vorab mit Ihrem Arzt zu besprechen.




Hauptmenü > Einstellungen > Zeitblöcke

1



Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2



Wählen Sie **Zeitblöcke**.

3

HINWEIS

Die Option **Zeitblöcke** kann nicht ausgewählt werden, wenn sie ausgegraut ist. Ist die Option ausgegraut, ist der Bolusvorschlag aktiviert. Wenn die Option **Zeitblöcke** ausgegraut ist, lesen Sie den Abschnitt **Bolusvorschlag: Einstellungen für Zeitblöcke** im Kapitel **Ändern von Bolusvorschlageinstellungen** dieser Gebrauchsanweisung.




Wählen Sie einen Zeitblock zur Bearbeitung aus.

HINWEIS

- ▶ Die **Endzeit** eines Zeitblocks ist identisch mit der **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks. Nur die **Endzeit** kann geändert werden; die **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks ändert sich dann automatisch.
- ▶ Das Ändern der **Endzeit** des letzten Zeitblocks ändert nicht automatisch die **Anfangszeit** des ersten Zeitblocks; stattdessen wird ein neuer Zeitblock erstellt. Beachten Sie den Abschnitt **Hinzufügen eines Zeitblocks** in diesem Kapitel.
- ▶ Zum Ändern der **Anfangszeit** des ersten Zeitblocks müssen alle Zeitblöcke zurückgesetzt werden. Beachten Sie den Abschnitt **Zurücksetzen aller Zeitblöcke** in diesem Kapitel.
- ▶ Wenn die **Endzeit** eines Zeitblocks so weit verringert wird, dass sie mit der **Anfangszeit** identisch ist, wird der betreffende Zeitblock gelöscht. Beachten Sie den Abschnitt **Löschen von Zeitblöcken** in diesem Kapitel.




4



Stellen Sie die **Endzeit** ein.
Wählen Sie **Weiter**.

5



Stellen Sie den **Oberen Grenzwert** und den **Unteren Grenzwert** ein. Wählen Sie **Speichern**.

6



Bearbeiten Sie gegebenenfalls weitere Zeitblöcke (siehe Schritt 3). Wenn Sie alle Zeitblöcke bearbeitet haben, wählen Sie **Fertig**.

7.11 Hinzufügen eines Zeitblocks

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein Zeitblock hinzugefügt wird, wenn der Bolusvorschlag deaktiviert ist.

Bevor Sie einen Zeitblock hinzufügen, sollten Sie folgende Informationen bereithalten:

- ▶ die Anzahl der benötigten Zeitblöcke sowie deren jeweilige Anfangs- und Endzeiten
- ▶ den Blutzucker-Zielbereich für jeden Zeitblock

Verringern Sie die Endzeit des letzten Zeitblocks, um einen neuen Zeitblock hinzuzufügen. Nachdem der neue Zeitblock erstellt wurde, müssen gegebenenfalls die Anfangs- und Endzeit sowie weitere Informationen für jeden Zeitblock angepasst werden, bis alle Zeitblöcke nach Ihren Bedürfnissen eingerichtet ist.


HINWEIS

Es wird empfohlen, etwaige Änderungen an Ihren Zeitblockeinstellungen vorab mit Ihrem Arzt zu besprechen.



Hauptmenü > Einstellungen > Zeitblöcke

1



Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2




Wählen Sie **Zeitblöcke**.

HINWEIS

Die Option **Zeitblöcke** kann nicht ausgewählt werden, wenn sie ausgegraut ist. Ist die Option ausgegraut, ist der Bolusvorschlag aktiviert. Wenn die Option **Zeitblöcke** ausgegraut ist, lesen Sie den Abschnitt **Bolusvorschlag: Hinzufügen eines Zeitblocks** im Kapitel **Ändern von Bolusvorschlagseinstellungen** dieser Gebrauchsanweisung.




3



Wählen Sie den **letzten** Zeitblock aus.

4




Verringern Sie die **Endzeit**.

HINWEIS

- ▶ Verringern Sie die **Endzeit** für den letzten Zeitblock beliebig, um einen neuen Zeitblock zu erstellen. Es wird ein neuer Zeitblock erstellt, indem der letzte Zeitblock in 2 Zeitblöcke aufgeteilt wird.
- ▶ Verringern Sie die **Endzeit** jedoch nicht so weit, dass sie mit der **Anfangszeit** identisch ist, da das Messgerät diesen Zeitblock sonst löscht, wenn Sie **Weiter** drücken.
- ▶ Wenn der neue Zeitblock erstellt wurde, können Sie die **Anfangszeit** und die **Endzeit** für alle Zeitblöcke anpassen.
- ▶ In diesem Beispiel wird ein Zeitblock mit der **Anfangszeit** 21:30 Uhr und der **Endzeit** 23:00 Uhr hinzugefügt.



5



Wählen Sie **Weiter**.

6

Stellen Sie den **Oberen Grenzwert** und den **Unteren Grenzwert** für den neuen Zeitblock ein. Wählen Sie **Speichern**.

7

Sie müssen gegebenenfalls die Anfangszeiten, Endzeiten und Einstellungen für andere Zeitblöcke anpassen. Wählen Sie den Zeitblock aus, den Sie bearbeiten möchten, und fahren Sie mit Schritt 8 fort. Wenn keine Änderungen nötig sind, wählen Sie **Fertig** und das Hinzufügen des Zeitblocks wird abgeschlossen.

HINWEIS

- Die **Endzeit** eines Zeitblocks ist identisch mit der **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks. Nur die **Endzeit** kann geändert werden; die **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks ändert sich dann automatisch.
- Zum Ändern der **Anfangszeit** des ersten Zeitblocks müssen alle Zeitblöcke zurückgesetzt werden. Beachten Sie den Abschnitt **Zurücksetzen aller Zeitblöcke** in diesem Kapitel.
- Wenn die **Endzeit** eines Zeitblocks so weit verringert wird, dass sie mit der **Anfangszeit** identisch ist, wird der betreffende Zeitblock gelöscht. Beachten Sie den Abschnitt **Löschen von Zeitblöcken** in diesem Kapitel.



8

Stellen Sie die **Endzeit** ein.
Wählen Sie **Weiter**.

9

Stellen Sie den **Oberen Grenzwert** und den **Unteren Grenzwert** ein. Wählen Sie **Speichern**.

10

Bearbeiten Sie gegebenenfalls weitere Zeitblöcke (siehe Schritt 7). Wenn Sie alle Zeitblöcke bearbeitet haben, wählen Sie **Fertig**.

7.12 Löschen von Zeitblöcken

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Zeitblöcke gelöscht werden, wenn der Bolusvorschlag deaktiviert ist. Es gibt zwei Möglichkeiten zum Löschen von Zeitblöcken. Die erste Möglichkeit besteht darin, einen oder mehrere Zeitblöcke zu löschen, indem Zeitblöcke zusammengeführt werden. Die zweite Möglichkeit ist das Löschen eines einzelnen Zeitblocks.

Bevor Sie einen Zeitblock löschen, sollten Sie folgende Informationen bereithalten:

- ▶ die Anzahl der benötigten Zeitblöcke sowie deren jeweilige Anfangs- und Endzeiten
- ▶ den Blutzucker-Zielbereich für jeden Zeitblock

Nachdem Zeitblöcke gelöscht wurden, müssen gegebenenfalls die Anfangs- und Endzeiten sowie weitere Informationen für alle verbleibenden Zeitblöcke angepasst werden, bis alle Zeitblöcke entsprechend Ihren Bedürfnissen eingerichtet sind.

HINWEIS

Es wird empfohlen, etwaige Änderungen an Ihren Zeitblockeinstellungen vorab mit Ihrem Arzt zu besprechen.



7.12.1 Löschen eines oder mehrerer Zeitblöcke

Bei dieser Methode werden ein oder mehrere Zeitblöcke gelöscht, indem Zeitblöcke zusammengeführt werden.

Hauptmenü > Einstellungen > Zeitblöcke

1



Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2



Wählen Sie **Zeitblöcke**.

HINWEIS

Die Option **Zeitblöcke** kann nicht ausgewählt werden, wenn sie ausgegraut ist. Ist die Option ausgegraut, ist der Bolusvorschlag aktiviert. Wenn die Option **Zeitblöcke** ausgegraut ist, lesen Sie den Abschnitt **Bolusvorschlag: Löschen von Zeitblöcken** im Kapitel **Ändern von Bolusvorschlagseinstellungen** dieser Gebrauchsanweisung.



3




Wählen Sie den ersten Zeitblock aus, der mit einem anderen zusammengeführt werden soll.

HINWEIS

- ▶ In diesem Beispiel werden die letzten drei Zeitblöcke zu einem einzigen Zeitblock zusammengeführt.
- ▶ Die Zielbereichswerte aus dem ersten ausgewählten Zeitblock werden später im zusammengeführten Zeitblock verwendet.



4




Verschieben Sie die **Endzeit** so weit nach hinten, bis sie mit der **Endzeit** des letzten zu löschenden Zeitblocks identisch ist. Wählen Sie **Weiter**.

5



Wählen Sie **Ja**.

6




Sie müssen gegebenenfalls die Anfangszeiten, Endzeiten und andere Informationen für die verbleibenden Zeitblöcke anpassen. Wählen Sie den Zeitblock aus, den Sie bearbeiten möchten, und fahren Sie mit Schritt 7 fort. Wenn keine Änderungen nötig sind, wählen Sie **Fertig**.

HINWEIS

- Die **Endzeit** eines Zeitblocks ist identisch mit der **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks. Nur die **Endzeit** kann geändert werden; die **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks ändert sich dann automatisch.
- Das Ändern der **Endzeit** des letzten Zeitblocks ändert nicht automatisch die **Anfangszeit** des ersten Zeitblocks; stattdessen wird ein neuer Zeitblock erstellt. Beachten Sie den Abschnitt **Hinzufügen eines Zeitblocks** in diesem Kapitel.
- Zum Ändern der **Anfangszeit** des ersten Zeitblocks müssen alle Zeitblöcke zurückgesetzt werden. Beachten Sie den Abschnitt **Zurücksetzen aller Zeitblöcke** in diesem Kapitel.



7



Stellen Sie die **Endzeit** ein. Wählen Sie **Weiter**.

8

Zielbereich

Oberer Grenzwert 8.0 mmol/L

Unterer Grenzwert 4.0 mmol/L

+

-

Zurück Speichern

Stellen Sie den **Oberen Grenzwert** und den **Unteren Grenzwert** ein. Wählen Sie **Speichern**.

9

Zeitblöcke

06:00 - 11:00
Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L

11:00 - 17:00
Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L

17:00 - 06:00
Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L

Zurück Zurücksetzen Fertig

Bearbeiten Sie gegebenenfalls weitere Zeitblöcke (siehe Schritt 6). Wenn Sie alle Zeitblöcke bearbeitet haben, wählen Sie **Fertig**.

7.12.2 Löschen eines einzelnen Zeitblocks

Wenn Sie einen einzelnen Zeitblock löschen möchten, verringern Sie die Endzeit des Zeitblocks so weit, bis sie mit der Anfangszeit des Zeitblocks identisch ist.


Hauptmenü > Einstellungen > Zeitblöcke

1



Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2




Wählen Sie **Zeitblöcke**.

HINWEIS

Die Option **Zeitblöcke** kann nicht ausgewählt werden, wenn sie ausgegraut ist. Ist die Option ausgegraut, ist der Bolusvorschlag aktiviert. Wenn die Option **Zeitblöcke** ausgegraut ist, lesen Sie den Abschnitt **Bolusvorschlag: Löschen von Zeitblöcken** im Kapitel **Ändern von Bolusvorschlagseinstellungen** dieser Gebrauchsanweisung.




3




Wählen Sie den zu löschenden Zeitblock aus.

4



Verringern Sie die **Endzeit** so weit, dass sie mit der **Anfangszeit** identisch ist. Wählen Sie **Weiter**.

5



Wählen Sie **Ja**.




Sie müssen gegebenenfalls die Anfangszeiten, Endzeiten und andere Informationen für die verbleibenden Zeitblöcke anpassen. Wählen Sie den Zeitblock aus, den Sie bearbeiten möchten, und fahren Sie mit Schritt 7 fort. Wenn keine Änderungen nötig sind, wählen Sie **Fertig**.

HINWEIS

- ▶ Die **Endzeit** eines Zeitblocks ist identisch mit der **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks. Nur die **Endzeit** kann geändert werden; die **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks ändert sich dann automatisch.
- ▶ Das Ändern der **Endzeit** des letzten Zeitblocks ändert nicht automatisch die **Anfangszeit** des ersten Zeitblocks; stattdessen wird ein neuer Zeitblock erstellt. Beachten Sie den Abschnitt **Hinzufügen eines Zeitblocks** in diesem Kapitel.
- ▶ Zum Ändern der **Anfangszeit** des ersten Zeitblocks müssen alle Zeitblöcke zurückgesetzt werden. Beachten Sie den Abschnitt **Zurücksetzen aller Zeitblöcke** in diesem Kapitel.




7



Stellen Sie die **Endzeit** ein.
Wählen Sie **Weiter**.

8



Stellen Sie den **Oberen Grenzwert** und den **Unteren Grenzwert** ein. Wählen Sie **Speichern**.

9



Bearbeiten Sie gegebenenfalls weitere Zeitblöcke (siehe Schritt 6). Wenn Sie alle Zeitblöcke bearbeitet haben, wählen Sie **Fertig**.

7.13 Zurücksetzen aller Zeitblöcke

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Einstellungen für **alle** Zeitblöcke zurückgesetzt und neu eingegeben werden können, wenn der Bolusvorschlag deaktiviert ist. Ein Grund für das Zurücksetzen aller Zeitblöcke ist das Ändern der Anfangszeit für den ersten Zeitblock.

Bevor Sie die Zeitblöcke zurücksetzen, sollten Sie folgende Informationen bereithalten:

- ▶ die Anzahl der benötigten Zeitblöcke sowie deren jeweilige Anfangs- und Endzeiten
- ▶ den Blutzucker-Zielbereich für jeden Zeitblock

HINWEIS

Es wird empfohlen, etwaige Änderungen an Ihren Zeitblockeinstellungen vorab mit Ihrem Arzt zu besprechen.




Hauptmenü > Einstellungen > Zeitblöcke

1



Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2



Wählen Sie **Zeitblöcke**.

HINWEIS

Die Option **Zeitblöcke** kann nicht ausgewählt werden, wenn sie ausgegraut ist. Ist die Option ausgegraut, ist der **Bolusvorschlag** aktiviert. Wenn die Option **Zeitblöcke** ausgegraut ist, lesen Sie den Abschnitt **Bolusvorschlag: Zurücksetzen aller Zeitblöcke** im Kapitel **Ändern von Bolusvorschlagseinstellungen** dieser Gebrauchsanweisung.




3




Wählen Sie **Zurücksetzen**.

4




Wählen Sie **Ja**.

5




Legen Sie die **Anfangszeit** und die **Endzeit** für den ersten Zeitblock fest. Wählen Sie **Weiter**.

6



Stellen Sie die Standardwerte für den **Oberen Grenzwert** und den **Unteren Grenzwert** ein. Wählen Sie **Weiter**.

7



Wählen Sie **OK**.

8



Wählen Sie den Zeitblock aus, den Sie bearbeiten möchten, und fahren Sie mit Schritt 9 fort. Wenn keine Änderungen nötig sind, wählen Sie **Fertig** und das Zurücksetzen der Zeitblöcke ist abgeschlossen.

HINWEIS

- ▶ Die **Endzeit** eines Zeitblocks ist identisch mit der **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks. Nur die **Endzeit** kann geändert werden; die **Anfangszeit** des folgenden Zeitblocks ändert sich dann automatisch.
- ▶ Das Ändern der **Endzeit** des letzten Zeitblocks ändert nicht automatisch die **Anfangszeit** des ersten Zeitblocks; stattdessen wird ein neuer Zeitblock erstellt. Beachten Sie den Abschnitt **Hinzufügen eines Zeitblocks** in diesem Kapitel.
- ▶ Wenn die **Endzeit** eines Zeitblocks so weit verringert wird, dass sie mit der **Anfangszeit** identisch ist, wird der betreffende Zeitblock gelöscht. Beachten Sie den Abschnitt **Löschen von Zeitblöcken** in diesem Kapitel.



9

The screenshot shows the 'Zeitblock' app interface. At the top, there's a title bar with a small icon and the text 'Zeitblock'. Below it, the 'Anfangszeit' (Start Time) is displayed as '06 Stunden' and '00 Min'. The 'Endzeit' (End Time) is displayed as '11 Stunden' and '00 Min'. Below the time fields, there's a large black button with a white '+' sign and a smaller black button with a white '-' sign. At the bottom, there are two navigation buttons: 'Zurück' (Back) with a left arrow and 'Weiter' (Next) with a right arrow.

Stellen Sie die **Endzeit** ein.
Wählen Sie **Weiter**.

10

The screenshot shows the 'Zielbereich' app interface. At the top, there's a title bar with a small icon and the text 'Zielbereich'. Below it, the 'Oberer Grenzwert' (Upper Limit) is displayed as '8.0 mmol/L'. The 'Unterer Grenzwert' (Lower Limit) is displayed as '4.0 mmol/L'. Below the limit fields, there's a large black button with a white '+' sign and a smaller black button with a white '-' sign. At the bottom, there are two navigation buttons: 'Zurück' (Back) with a left arrow and 'Speichern' (Save) with a floppy disk icon.

Stellen Sie den **Oberen Grenzwert** und den **Unteren Grenzwert** ein. Wählen Sie **Speichern**.

11



| Zeitblöcke | |
|-------------------------------|---|
| 06:00 - 11:00 | > |
| Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L | |
| 11:00 - 17:00 | > |
| Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L | |
| 17:00 - 21:30 | > |
| Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L | |
| 21:30 - 06:00 | > |
| Zielbereich: 4.0 - 8.0 mmol/L | |

 Zurück  Zurücksetzen  Fertig

Bearbeiten Sie gegebenenfalls weitere Zeitblöcke (siehe Schritt 8). Wenn Sie alle Zeitblöcke bearbeitet haben, wählen Sie **Fertig**.

7.14 Warngrenzwerte: Unter- und Überzuckerung

Sie können Blutzuckerwarngrenzwerte für Hypoglykämie (Unterzuckerung, Hypo) oder Hyperglykämie (Überzuckerung, Hyper) festlegen. Das Messgerät zeigt dann eine entsprechende Warnung an, wenn Ihr Blutzuckermesswert unterhalb des Warngrenzwerts für Unterzuckerung oder oberhalb des Warngrenzwerts für Überzuckerung liegt.




WARNUNG

Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Warngrenzwerte für Unter- und Überzuckerung ändern.


Hauptmenü > Messgerät > Warngrenzwerte

1




Wählen Sie im Hauptmenü oder in der Statusanzeige die Option **Messgerät**.

2



Wählen Sie **Warngrenzwerte**.

3



Stellen Sie die Grenzwerte für **Hyper** und **Hypo** ein. Wählen Sie **Speichern**.


7.15 Insulinschritt

Der Insulinschritt gibt die Menge an, um die Ihre Insulindosis beim Programmieren eines Bolus oder beim Eingeben eines manuellen Tagebucheintrags angepasst wird. Als Insulinschritt können Sie 0.5 U oder 1 U einstellen.


Hauptmenü > Einstellungen > Insulinschritte



Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.



Führen Sie einen Bildlauf durch und wählen Sie **Insulinschritte**.



Wählen Sie den gewünschten **Insulinschritt** aus. Wählen Sie **Speichern**.

7.16 Maximale Bolusmenge

Der maximale Bolus dient als Schutz vor unbeabsichtigten überlangen Boli. Es handelt sich um eine Einstellung auf dem Messgerät, mit der die maximale Insulinmenge festgelegt wird, die in einem beliebigen Bolus abgegeben werden darf. Ein Bolus, der die maximale Bolusmenge übersteigt, muss zusätzlich bestätigt werden. Für den maximalen Bolus kann eine Menge zwischen 0 U und maximal 25 U in Schritten zu je 1 U oder 0.5 U (je nach festgelegtem Wert für den Insulinschritt) eingestellt werden.



WARNUNG

Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die maximale Bolusmenge ändern.

Hauptmenü > Einstellungen > Maximaler Bolus

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2



Führen Sie einen Bildlauf durch und wählen Sie **Maximaler Bolus**.

3




Stellen Sie die Menge für den Eintrag **Maximaler Bolus** ein. Wählen Sie **Speichern**.


7.17 Kohlenhydrateinheit

Sie können aus verschiedenen Kohlenhydrateinheiten auswählen (Gramm, BE, KE oder CC).


Hauptmenü > Einstellungen > Kohlenhydrateinheit



Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.



Wählen Sie **Kohlenhydrateinheit**.



Wählen Sie die gewünschte **Kohlenhydrateinheit**. Wählen Sie **Speichern**.

HINWEIS

Die Entsprechungen für KE, BE und CC in Gramm können mit der Accu-Chek 360° Konfigurationssoftware geändert werden. Die Standardentsprechungen in Gramm sehen Sie in der Anzeige in Schritt 3.



8

Ausgabe von Erinnerungen über das Messgerät

8.1 Überblick



WARNUNG

Während einer bestehenden Verbindung zu einem Continua Certified® Manager zeigt das Messgerät keine Erinnerungen an.

HINWEIS

Blutzucker wird gelegentlich als BZ abgekürzt, wobei beide Begriffe dasselbe bedeuten.



Erinnerungen an Blutzuckermessung: Nach Mahlzeit, Nach niedrigem BZ-Messwert, Nach hohem BZ-Messwert

- ▶ Die Erinnerung „Nach Mahlzeit“ erinnert Sie daran, eine Blutzuckermessung durchzuführen, wenn Sie einen Blutzuckermesswert als **Vor Mahlzeit** markiert haben.
- ▶ Die Erinnerung „Nach niedrigem BZ-Messwert“ erinnert Sie daran, eine Blutzuckermessung durchzuführen, wenn Ihr Blutzuckermesswert unter dem Grenzwert für niedrigen Blutzucker lag.
- ▶ Die Erinnerung „Nach hohem BZ-Messwert“ erinnert Sie daran, eine Blutzuckermessung durchzuführen, wenn Ihr Blutzuckermesswert über dem Grenzwert für hohen Blutzucker lag.
- ▶ Das Messgerät schaltet sich zur festgelegten Uhrzeit ein und zeigt die Erinnerung an (sofern kein Teststreifen eingeführt wurde). Wenn das Messgerät jedoch zum anberaumten Zeitpunkt der Erinnerung bereits eingeschaltet ist und keine Blutzuckermessung durchgeführt wurde, wird die Erinnerung angezeigt, wenn sich das Messgerät ausschaltet.
- ▶ Wenn Sie eine Blutzuckermessung durchführen, verwirft das Messgerät alle in den nächsten 30 Minuten anstehenden Erinnerungen an Blutzuckermessungen. Gegebenenfalls wird, je nach Blutzuckermesswert, eine neue Erinnerung anberaumt.

- ▶ Erinnerung nach Mahlzeit und Erinnerung nach niedrigem BZ-Messwert: Wählen Sie **Verschieben**, um die Erinnerung um 5 Minuten zu verschieben, oder **Ignorieren**, um die Erinnerung zu beenden.
- ▶ Erinnerungen nach hohem Blutzuckerwert: Wählen Sie **Verschieben**, um die Erinnerung um 15 Minuten zu verschieben, oder **Ignorieren**, um die Erinnerung zu beenden.

Erinnerungen an Termine: Arztbesuch, Labortest, Benutzerdefiniert

Terminerinnerungen helfen Ihnen dabei, einen anstehenden Arztbesuch oder Labortest nicht zu vergessen. Darüber hinaus können Sie benutzerdefinierte Terminerinnerungen festlegen.

- ▶ Diese Erinnerungen werden angezeigt, wenn Sie das Messgerät einschalten und kein Teststreifen eingeführt wurde.
- ▶ Wählen Sie **Verschieben**, um die Erinnerung um 15 Minuten zu verschieben, oder **Ignorieren**, um die Erinnerung zu beenden.

Wecker-Erinnerungen: BZ-Messung, Sonstige, Basalinjektion

Wecker-Erinnerungen helfen Ihnen dabei, sich an die Messung Ihres Blutzuckers oder an andere tägliche Termine zu erinnern.

- ▶ Das Messgerät schaltet sich zur festgelegten Uhrzeit ein und zeigt die Erinnerung an (sofern kein Teststreifen eingeführt wurde). Wenn das Messgerät jedoch zum anberaumten Zeitpunkt der Erinnerung bereits eingeschaltet ist und nach einer entsprechenden Wecker-Erinnerung keine Blutzuckermessung durchgeführt wurde, wird die Erinnerung angezeigt, wenn sich das Messgerät ausschaltet.
- ▶ Wenn Sie eine Blutzuckermessung durchführen, verwirft das Messgerät alle in den nächsten 30 Minuten anstehenden Wecker-Erinnerungen an eine BZ-Messung.
- ▶ Sie können bis zu 8 Wecker-Erinnerungen einrichten.
- ▶ Wählen Sie **Verschieben**, um die Erinnerung um 15 Minuten zu verschieben, oder **Ignorieren**, um die Erinnerung zu beenden.

Erinnerungen an Medikamente

Mit einer Erinnerung an ein Medikament können Sie sich an den Einnahmezeitpunkt eines Medikaments erinnern lassen. Eine Erinnerung an ein Medikament kann einmalig oder jeden Tag zur selben Zeit ausgegeben werden.


- ▶ Sie können bis zu 5 Erinnerungen an Medikamente einrichten.
- ▶ Für jede Erinnerung an ein Medikament können Sie einen eigenen Namen vergeben.
- ▶ Wählen Sie **Verschieben**, um die Erinnerung um 15 Minuten zu verschieben, oder **Ignorieren**, um die Erinnerung zu beenden.

8.2 Erinnerung an Blutzuckermessung: Nach Mahlzeit


Hauptmenü > Messgerät > Erinnerungen an BZ-Messung >
Nach Mahlzeit




Wählen Sie im Hauptmenü
oder in der Statusanzeige die
Option **Messgerät**.



Wählen Sie **Erinner. BZ-Messung**.



Wählen Sie **Nach Mahlzeit**.




Wählen Sie eine Einstellung
für **Erinnern nach**. Um den
Ton zu ändern, wählen Sie
Ton und fahren Sie mit dem
nächsten Schritt fort;
anderenfalls fahren Sie mit
Schritt 6 fort.

5



Wählen Sie einen Ton aus.
Wählen Sie **Speichern**.

HINWEIS

- Wählen Sie , wenn Sie den Ton hören möchten.
- Führen Sie einen Bildlauf durch, um weitere Auswahlmöglichkeiten für Töne anzuzeigen.



6




Wählen Sie **Ein**, um die Erinnerung zu aktivieren.
Wählen Sie **Speichern**.

8.3 Erinnerung an Blutzuckermessung: Nach hohem Blutzuckermesswert


Hauptmenü > Messgerät > Erinnerungen an BZ-Messung >
Nach hohem BZ-Messwert




Wählen Sie im Hauptmenü
oder in der Statusanzeige die
Option **Messgerät**.



Wählen Sie **Erinner. BZ-Messung**.



Wählen Sie **Nach hohem BZ-Messwert**.




Stellen Sie den
Blutzuckergrenzwert ein.
Wählen Sie eine Einstellung
für **Erinnern nach**. Um den
Ton zu ändern, wählen Sie
Ton und fahren Sie mit dem
nächsten Schritt fort;
anderenfalls fahren Sie mit
Schritt 6 fort.

5




Wählen Sie einen Ton aus.
Wählen Sie **Speichern**.

HINWEIS

- ▶ Wählen Sie , wenn Sie den Ton hören möchten.
- ▶ Führen Sie einen Bildlauf durch, um weitere Auswahlmöglichkeiten für Töne anzuzeigen.




6




Wählen Sie **Ein**, um die Erinnerung zu aktivieren.
Wählen Sie **Speichern**.

8.4 Erinnerung an Blutzuckermessung: Nach niedrigem Blutzuckermesswert


Hauptmenü > Messgerät > Erinnerungen an BZ-Messung >
Nach niedrigem BZ-Messwert




Wählen Sie im Hauptmenü
oder in der Statusanzeige die
Option **Messgerät**.



Wählen Sie **Erinner. BZ-Messung**.



Wählen Sie **Nach niedrigem
BZ-Messwert**.




Stellen Sie den **Blutzucker-
grenzwert** ein. Wählen Sie eine
Einstellung für **Erinnern nach**.
Um den Ton zu ändern, wählen
Sie **Ton** und fahren Sie mit dem
nächsten Schritt fort;
anderenfalls fahren Sie mit
Schritt 6 fort.

5




Wählen Sie einen Ton aus.
Wählen Sie **Speichern**.

HINWEIS

- ▶ Wählen Sie , wenn Sie den Ton hören möchten.
- ▶ Führen Sie einen Bildlauf durch, um weitere Auswahlmöglichkeiten für Töne anzuzeigen.




6




Wählen Sie **Ein**, um die Erinnerung zu aktivieren.
Wählen Sie **Speichern**.

8.5 Erinnerung an Arztbesuch

Hauptmenü > Einstellungen > Erinnerungen > Arztbesuch




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.



Wählen Sie **Erinnerungen**.




Wählen Sie **Arztbesuch**.




Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein. Um den Ton zu ändern, wählen Sie **Ton** und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort; anderenfalls fahren Sie mit Schritt 6 fort.

5



Wählen Sie einen Ton aus.
Wählen Sie **Speichern**.

HINWEIS

- Wählen Sie , wenn Sie den Ton hören möchten.
- Führen Sie einen Bildlauf durch, um weitere Auswahlmöglichkeiten für Töne anzuzeigen.



6




Wählen Sie **Ein**, um die Erinnerung zu aktivieren.
Wählen Sie **Speichern**.

8.6 Erinnerung an Labortest


Hauptmenü > Einstellungen > Erinnerungen > Labortest

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2



Wählen Sie **Erinnerungen**.

3




Wählen Sie **Labortest**.

4




Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein. Um den Ton zu ändern, wählen Sie **Ton** und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort; anderenfalls fahren Sie mit Schritt 6 fort.

5




Wählen Sie einen Ton aus.
Wählen Sie **Speichern**.

HINWEIS

- Wählen Sie , wenn Sie den Ton hören möchten.
- Führen Sie einen Bildlauf durch, um weitere Auswahlmöglichkeiten für Töne anzuzeigen.



6



Wählen Sie **Ein**, um die Erinnerung zu aktivieren.
Wählen Sie **Speichern**.

8.7 Benutzerdefinierte Erinnerung


Hauptmenü > Einstellungen > Erinnerungen > Benutzerdefiniert

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2



Wählen Sie **Erinnerungen**.

3




Wählen Sie **Benutzerdefiniert**.

HINWEIS

Wenn Sie bereits einen Namen für die Erinnerung vergeben haben, wird statt **Benutzerdefiniert** der entsprechende Name angezeigt.



4




Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein. Um den Ton zu ändern, wählen Sie **Ton** und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort; anderenfalls fahren Sie mit Schritt 6 fort.

5




Wählen Sie einen Ton aus. Wählen Sie **Speichern**.

HINWEIS

- ▶ Wählen Sie , wenn Sie den Ton hören möchten.
- ▶ Führen Sie einen Bildlauf durch, um weitere Auswahlmöglichkeiten für Töne anzuzeigen.


6



Um den Namen der Erinnerung zu ändern, führen Sie einen Bildlauf durch und wählen Sie **Namen bearbeiten**; anderenfalls fahren Sie mit Schritt 8 fort.



7



Löschen Sie den vorherigen Namen. Geben Sie einen Namen ein. Wählen Sie ✓.

8



Wählen Sie **Ein**, um die Erinnerung zu aktivieren. Wählen Sie **Speichern**.

8.8 Wecker-Erinnerung


Hauptmenü > Einstellungen > Erinnerungen > Wecker

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2




Wählen Sie **Erinnerungen**.

3



Wählen Sie **Wecker**.

4




Wählen Sie eine Erinnerung aus.

HINWEIS

- Führen Sie einen Bildlauf durch, um weitere Erinnerungen anzuzeigen.
- Erinnerungen, die eingeschaltet sind, sind grün gekennzeichnet.



5



Wählen Sie **Ein**, um die Erinnerung zu aktivieren, bzw. **Aus**, um die Erinnerung zu deaktivieren.


So ändern Sie diese Erinnerung: Wählen Sie das zu ändernde Feld aus und gehen Sie wie auf den folgenden Seiten beschrieben vor. Wenn Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, wählen Sie **Speichern**.

Weckereinstellungen

| | |
|------------|---|
| Typ | Der Erinnerungstyp wird angezeigt, wenn die Erinnerung ausgegeben wird. |
| Uhrzeit | Uhrzeit, zu der die Erinnerung ausgegeben wird. |
| Häufigkeit | Die Erinnerung wird einmalig oder jeden Tag zur selben Zeit ausgegeben. |
| Ton | Wählen Sie für jede Erinnerung einen eigenen Ton aus. |

Anzeigen zum Einstellen einer Wecker-Erinnerung

Typ




Wählen Sie den Erinnerungstyp aus. Wählen Sie **Speichern**.

Uhrzeit



Stellen Sie die Uhrzeit für die Erinnerung ein. Wählen Sie **Speichern**.

Häufigkeit




Wählen Sie **Einmal** oder **Mehr- mals**. Wählen Sie **Speichern**.

Ton



Wählen Sie einen Ton aus.
Wählen Sie **Speichern**.

HINWEIS

- Wählen Sie , wenn Sie den Ton hören möchten.
- Führen Sie einen Bildlauf durch, um weitere Auswahlmöglichkeiten für Töne anzuzeigen.



8.9 Erinnerung an Medikament

Hauptmenü > Einstellungen > Erinnerungen > Medikament

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2




Wählen Sie **Erinnerungen**.

3



Wählen Sie **Medikament**.

4




Wählen Sie eine Erinnerung für ein **Medikament** aus.

HINWEIS

- ▶ Wenn Sie bereits einen Namen für die Erinnerung vergeben haben, wird statt **Medikament** der entsprechende Name angezeigt.
- ▶ Erinnerungen, die eingeschaltet sind, sind grün gekennzeichnet.



5



Wählen Sie **Ein**, um die Erinnerung zu aktivieren, bzw. **Aus**, um die Erinnerung zu deaktivieren.

So ändern Sie diese Erinnerung: Wählen Sie das zu ändernde Feld aus und gehen Sie wie auf den folgenden Seiten beschrieben vor. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, wählen Sie **Speichern**.

Einstellungen für Erinnerungen an ein Medikament

| | |
|------------------|---|
| Uhrzeit | Uhrzeit, zu der die Erinnerung ausgegeben wird. |
| Häufigkeit | Die Erinnerung wird einmalig oder jeden Tag zur selben Zeit ausgegeben. |
| Ton | Wählen Sie für jede Erinnerung einen eigenen Ton aus. |
| Namen bearbeiten | Vergeben Sie einen Namen für die Erinnerung. |


Anzeigen zum Einstellen einer Erinnerung an ein Medikament

Uhrzeit




Stellen Sie die Uhrzeit für die Erinnerung ein. Wählen Sie **Speichern**.

Häufigkeit




Wählen Sie **Einmal** oder **Mehrmals**. Wählen Sie **Speichern**.

Ton




Wählen Sie einen Ton aus.
Wählen Sie **Speichern**.


HINWEIS

- Wählen Sie , wenn Sie den Ton hören möchten.
- Führen Sie einen Bildlauf durch, um weitere Auswahlmöglichkeiten für Töne anzuzeigen.



Namen bearbeiten



Löschen Sie den vorherigen Namen. Geben Sie einen Namen ein. Wählen Sie .

9 Verbindung

9.1 Überblick

Das Messgerät kann mittels USB eine Verbindung zu einem PC herstellen, um Daten zu kontrollieren und auszutauschen sowie Daten von der Accu-Chek 360° Software oder einer anderen kompatiblen Software zu empfangen bzw. an diese zu übertragen.

9.2 Verbinden des Messgeräts mit einem PC über ein USB-Kabel

1



Verbinden Sie das kleinere Ende des USB-Kabels mit dem Blutzuckermessgerät.

2




Verbinden Sie das größere Ende des USB-Kabels mit einem freien USB-Port Ihres Computers.

HINWEIS

- ▶ Ist das Messgerät bereits über ein USB-Kabel mit einem PC verbunden und befindet es sich zum Laden im Leerlaufstatus, so können Sie eine Datenverbindung herstellen. Wählen Sie im Hauptmenü **Verbindung > Mit PC verbinden**.
- ▶ Während eine Verbindung zu einem PC besteht, können mit dem Messgerät keine Blutzuckermessungen durchgeführt werden.



3



Wählen Sie **Mit PC verbinden**.
Wählen Sie **OK**.

HINWEIS

- ▶ Falls das Messgerät die Verbindung zum PC nicht automatisch herstellt, wählen Sie im Menü **Verbindung** die Option **Mit PC verbinden**.
- ▶ Bei Auswahl der Option **Nur aufladen** lädt das Messgerät die Batterie über die USB-Verbindung auf und stellt keine anderweitige Datenverbindung zum PC her.
- ▶ Wählen Sie **Als Standard festlegen**, wenn diese Anzeige künftig nicht mehr erscheinen soll. Das Messgerät führt dann stets die ausgewählte Aktion durch, wenn ein USB-Kabel angeschlossen wird.



Das Messgerät versucht, die Verbindung zum PC herzustellen.



Wurde die Verbindung zwischen Messgerät und PC erfolgreich hergestellt, erscheint die Anzeige **Verbindung hergestellt** und die Datenübertragung beginnt. Während der Datenübertragung darf die USB-Kabelverbindung nicht getrennt werden.



Wenn das Messgerät die Datenübertragung abgeschlossen hat, erscheint die Anzeige **Abgeschlossen**.




Die Anzeige mit dem Batteriesymbol im Lademodus erscheint. Nach ca. 3 Sekunden erlischt die Anzeige des Messgeräts. Der Ladevorgang wird fortgesetzt.

9.3 Ändern der Einstellungen für die Verbindung über ein USB-Kabel

Im Menü **Verbindungseinstellungen** können Sie auswählen, wie sich das Messgerät verhalten soll, wenn Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zu einem PC herstellen.


Hauptmenü > Verbindung > Einstellungen

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Verbindung**.

2



Wählen Sie **Einstellungen**.

3



Wählen Sie die gewünschte Option aus. Wählen Sie **Speichern**.

| Option | Beschreibung |
|-------------------------------------|---|
| Mit PC verbinden | Das Messgerät stellt automatisch eine Verbindung zum PC her. |
| Nur aufladen | Das Messgerät führt nach dem Herstellen der Verbindung keine unmittelbare Aktion aus; lediglich die Batterie wird aufgeladen. |
| Bei USB-Verbindung immer nachfragen | Nach dem Herstellen der Verbindung werden Sie vom Messgerät aufgefordert, die gewünschte Verbindungseinstellung zu wählen. |

10 Reise-Einstellungen

10.1 Überblick

Die meisten Fluggesellschaften und viele Regierungen verbieten die Verwendung von drahtlosen Funkgeräten auf Flügen. Der Flugmodus sorgt dafür, dass das Messgerät diesen Richtlinien entspricht und Sie somit ganz sicher die nicht drahtlosen Funktionen des Messgeräts nutzen können.

HINWEIS

Das Einschalten des Flugmodus kann auch dabei helfen, die Batterie zu schonen.



10.2 Einschalten des Flugmodus


Hauptmenü > Flugmodus

1



Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Flugmodus**.

2



Wählen Sie **Flugmodus ein**.


3




Wählen Sie **OK**.

10.3 Ausschalten des Flugmodus


Hauptmenü > Flugmodus



Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Flugmodus**.



Wählen Sie **Flugmodus aus**.



Wählen Sie **OK**.

11

Meine Daten

11.1 Überblick

Anhand der Analyse Ihrer im Blutzuckermessgerät gespeicherten Blutzuckermesswerte können Sie und Ihr Arzt effektiv feststellen, wie gut Sie Ihren Diabetes unter Kontrolle haben. Diese Analyse ist ein wertvolles Hilfsmittel zur Verbesserung Ihrer Diabetesbehandlung. Die vom Messgerät angezeigten Berichte helfen Ihnen, den Accu-Chek Aviva Insight Diabetes Manager optimal zu nutzen.

Das Messgerät erstellt Diagramme und Berichte, die Sie dabei unterstützen, die im Gerät gespeicherten Informationen auszuwerten. In Diagrammen lassen sich Ihre Blutzuckermesswerte sehr anschaulich darstellen. Das Messgerät kann ein Kurvendiagramm zur Darstellung von Trends Ihrer Blutzuckermesswerte sowie andere Informationen anzeigen, wie z. B. den Bolusspeicher, ein Diagramm mit den Messwertbereichen für einen Tages- oder Wochenverlauf und ein Tortendiagramm mit verschiedenen Farben zur Veranschaulichung der Anzahl von Messwerten innerhalb, oberhalb oder unterhalb Ihres Blutzuckerzielbereichs.

HINWEIS

Blutzucker wird gelegentlich als BZ abgekürzt, wobei beide Begriffe dasselbe bedeuten.



11.2 Tagebuch

Sie können sich einen bestimmten Blutzuckermesswert samt Eigenschaften (wie Messzeitpunkt, Kohlenhydrate, Gesundheitsereignis und Bolus) aus den im Messgerät gespeicherten Tagebucheinträgen anzeigen lassen. Darüber hinaus können Sie die Eigenschaften eines bestimmten Tagebucheintrags ändern oder ergänzen.

HINWEIS

- ▶ Das auf dem Blutzuckermessgerät gespeicherte Tagebuch ersetzt das physische Blutzuckertagebuch, das Sie möglicherweise in der Vergangenheit geführt haben.
- ▶ Tagebuchdaten, die zur Berechnung von Bolusvorschlägen verwendet wurden, können nicht geändert werden.



Das Messgerät speichert automatisch bis zu 2.000 Tagebucheinträge mit Uhrzeit und Datum. Über das Messgerät können Sie sich die letzten 250 Tagebucheinträge ansehen und bei Verwendung eines Computers mit kompatibler Software sogar bis zu 2.000 Tagebucheinträge. Tagebucheinträge werden in der Reihenfolge vom jüngsten zum ältesten Eintrag gespeichert.

Ein Tagebucheintrag kann Folgendes enthalten:


- ▶ Datum und Uhrzeit
- ▶ Blutzuckermesswert
- ▶ Messzeitpunkt (Ereignisse)
- ▶ Kohlenhydrataufnahme
- ▶ Gesundheitsereignis
- ▶ Bolustyp
- ▶ Bolusmenge
- ▶ Notiz

HINWEIS

- ▶ **Nehmen Sie keine Änderung an Ihrer Therapie auf Basis eines einzelnen Eintrags oder Messwerts im Tagebuch vor.**
- ▶ In diesem Kapitel sind Beispielanzeigen abgebildet. Die Anzeigen können leicht von den Anzeigen Ihres Messgeräts abweichen. Wenn Sie Fragen zu den Geräteanzeigen haben, wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche.
- ▶ Beim Wechseln der Batterie bleiben die Daten im Tagebuch gespeichert. Sie müssen nach dem Wechseln der Batterie jedoch überprüfen, ob Uhrzeit und Datum noch korrekt sind. Weitere Informationen zum Wechseln der Batterie finden Sie im Kapitel **Pflege und Wartung** in dieser Gebrauchsanweisung.
- ▶ Es ist sehr wichtig, dass Sie Uhrzeit und Datum korrekt eingestellt haben. Die korrekte Einstellung von Uhrzeit und Datum hilft Ihnen und Ihrem Arzt, die Informationen richtig auszuwerten.
- ▶ Sobald der Speicher des Tagebuchs 2.000 Einträge enthält, wird beim Hinzufügen eines neuen Tagebucheintrags der älteste Eintrag gelöscht.
- ▶ Die Ergebnisse von Funktionskontrollen werden zwar auf dem Messgerät gespeichert, sie können aber nicht im Tagebuch eingesehen werden. Die Ergebnisse von Funktionskontrollen können auf einem Computer mit kompatibler Software überprüft werden.
- ▶ Bevor Sie Tagebucheinträge oder die Ergebnisse von Funktionskontrollen auf einem PC prüfen können, müssen die gespeicherten Tagebucheinträge zuerst auf einen PC übertragen werden, auf dem eine spezielle Software ausgeführt wird. Wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche, wenn Sie Informationen zur Produktverfügbarkeit wünschen.
- ▶ Die Ergebnisse von Funktionskontrollen werden weder in den Berichten noch in den Diagrammen verwendet.



11.2.1 Interpretieren des Tagebuchs



| | |
|----|--------------------------------|
| 1 | Symbol für Messzeitpunkt |
| 2 | Symbol für Gesundheitsereignis |
| 3 | Uhrzeit des Eintrags |
| 4 | Datum des Eintrags |
| 5 | Symbol für Notiz |
| 6 | Symbol für Basalrate |
| 7 | Spalte für BZ-Anzeige |
| 8 | Spalte für Bolusanzeige |
| 9 | Spalte für Kohlenhydrate |
| 10 | Blutzuckermesswert |
| 11 | Symbol für Bolustyp |






| | |
|----|---|
| 12 | Symbol für Kohlenhydrate |
| 13 | Kohlenhydratmenge |
| 14 | Symbol für akzeptierten Kohlenhydratvorschlag |
| 15 | Symbol für geänderten Bolusvorschlag |
| 16 | Symbol für geänderten Kohlenhydratvorschlag |
| 17 | Symbol für akzeptierten Bolusvorschlag |
| 18 | Bolusmenge |
| 19 | Symbol für BZ-Messwertbereich |
| 20 | Symbol für Notiz |







HINWEIS

In der Anzeige **Tagebuch** sind die Einträge in der Reihenfolge zu sehen, in der sie vorgenommen wurden, wobei der jüngste Eintrag zuerst angezeigt wird.



Beschreibung der Symbole

| Symbol | Name des Symbols | Beschreibung |
|---|--|---|
|  | Blutzuckermesswertbereichsanzeige | Die Hintergrundfarbe des Symbols zeigt an, ob ein Blutzuckermesswert innerhalb des Zielbereichs liegt. Die Hintergrundfarben dieses Symbols haben folgende Bedeutung: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Grün: innerhalb des Zielbereichs ▶ Gelb: unterhalb des Zielbereichs ▶ Rot: Hypo ▶ Blau: oberhalb des Zielbereichs oder Hyper |
|  | Messzeitpunkt | Dieses Symbol wird angezeigt, wenn für den Tagebucheintrag Daten zum Messzeitpunkt vorliegen. |
|  | Kohlenhydrate | Dieses Symbol wird angezeigt, wenn für den Tagebucheintrag Daten zu den Kohlenhydraten vorliegen. |
|  | Kohlenhydratvorschlag akzeptiert | Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Kohlenhydratmenge aus dem Bolusvorschlag der Hypo-Warnanzeige verwendet wurde. |
|  | Kohlenhydratvorschlag nicht akzeptiert | Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Kohlenhydratmenge aus dem Bolusvorschlag der Hypo-Warnanzeige geändert wurde. |

| Symbol | Name des Symbols | Beschreibung |
|---|---|---|
|  | Gesundheitsereignis | Dieses Symbol wird angezeigt, wenn für den Tagebucheintrag Daten zu Gesundheitsereignissen vorliegen. |
|  | Bolusinsulin | Bolusinsulin wurde in Ihren Tagebucheintrag eingetragen. |
|  | Basalinsulin | Basalinsulin wurde in Ihren Tagebucheintrag eingetragen. |
|  | Bolusvorschlag akzeptiert | Der Bolusvorschlag des Messgeräts wurde akzeptiert. |
|  | Bolusvorschlag nicht akzeptiert | Der Bolusvorschlag des Messgeräts wurde vor der Abgabe geändert. |
|  | Bolus manuell mit Insulinpen/-spritze verabreicht | Der Bolus wurde mit einem Insulinpen bzw. einer Insulinspritze abgegeben. |

11.2.2 Anzeigen und Anpassen von Tagebuchdaten


HINWEIS

- ▶ Tagebuchdaten, die für Bolusvorschläge verwendet wurden (ausgenommen Notizen), können nicht angepasst werden.
- ▶ Blutzuckermesswerte können nicht angepasst werden.




Hauptmenü > Meine Daten > Tagebuch

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Meine Daten**.

2





Wählen Sie **Tagebuch**.

3




Wählen Sie den gewünschten Tagebucheintrag.

HINWEIS

- ▶ Führen Sie einen Bildlauf durch, um sich eventuelle weitere vorhandene Einträge anzeigen zu lassen.
- ▶ Tagebucheinträge, die für Bolusvorschläge verwendet wurden, enthalten entweder das Symbol für einen akzeptierten Bolusvorschlag  oder das Symbol für einen abgelehnten Bolusvorschlag . Diese Einträge sind gesperrt und können zwar angezeigt, aber nicht angepasst werden.
- ▶ Bei gesperrten Einträgen wird am unteren Rand der jeweiligen Datenelementanzeige die Option **Speichern** nicht angezeigt. Stattdessen erscheint nur **Zurück**.



4



Um einen Eintrag anzuzeigen und anzupassen, müssen Sie ihn auswählen und anschließend die Anweisungen auf den nächsten Seiten beachten. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Zurück**, um zum Menü **Meine Daten** zurückzukehren.


Anzeigen zum Darstellen und Anpassen von Tagebucheinträgen

Messzeitpunkt




Wählen Sie einen Messzeitpunkt.
Wählen Sie **Speichern**.

Kohlenhydrate




Geben Sie die Kohlenhydratmenge ein, die Sie zu sich genommen haben.
Wählen Sie **Speichern**.

Gesundheitsereignisse




Wählen Sie bis zu 4 Gesundheitsereignisse aus.
Wählen Sie **Speichern**.

Bolus




Stellen Sie die Bolusmenge ein.
Wählen Sie **Speichern**.

Basalinsulin



Legen Sie die Basalinsulinmenge fest.
Wählen Sie **Speichern**.

Hinweis




Geben Sie eine Notiz ein, um sie mit diesem Eintrag zu speichern. Wählen Sie ✓.

11.2.3 Hinzufügen neuer Daten zum Tagebuch


Hauptmenü > Meine Daten > Tagebuch



Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Meine Daten**.



Wählen Sie **+** Daten hinzufügen.



Wählen Sie eine der Optionen aus der Anzeige **Daten hinzufügen** aus und beachten Sie dazu die Anweisungen auf den nächsten Seiten.

Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**, um Ihre Eingaben zu speichern und zum Menü **Meine Daten** zurückzukehren.

HINWEIS

Wählen Sie **Abbrechen**, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren, ohne Ihre Eingaben zu speichern.



Anzeigen zum Hinzufügen neuer Daten

Datum und Uhrzeit

 The screenshot shows a mobile app interface for setting a date and time. At the top, it says 'Datum und Uhrzeit'. Below this, there are three input fields: '29' for 'Tag' (Day), 'Mär' for 'Monat' (Month), and '2014' for 'Jahr' (Year). Below these, there are two more input fields: '09' for 'Stunden' (Hours) and '29' for 'Min' (Minutes). At the bottom, there is a large black button with a white '+' sign and a '-' sign. Below the button, there are two small buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'Speichern' (Save).

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein. Wählen Sie **Speichern**.

Messzeitpunkt

 The screenshot shows a mobile app interface for selecting a measurement point. At the top, it says 'Messzeitpunkt'. Below this, there is a list of options: 'Kein Eintrag' (No entry), 'Vor Mahlzeit' (Before meal), 'Nach Mahlzeit' (After meal), 'Schlafenszeit' (Sleeping time), 'Nüchtern' (Fasting), and 'Sonstige' (Other). Each option has a radio button next to it. At the bottom, there are two small buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'Speichern' (Save).


Wählen Sie einen Messzeitpunkt. Wählen Sie **Speichern**.

Kohlenhydrate

 The screenshot shows a mobile app interface for entering carbohydrate amount. At the top, it says 'Kohlenhydrate'. Below this, there is a label 'Menge' (Amount) and a large input field showing the number '50'. At the bottom, there is a large black button with a white '+' sign and a '-' sign. Below the button, there are two small buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'Speichern' (Save).


Geben Sie die Kohlenhydratmenge ein, die Sie zu sich genommen haben. Wählen Sie **Speichern**.

Gesundheitsereignisse




Wählen Sie bis zu 4 Gesundheitsereignisse aus. Wählen Sie **Speichern**.

Bolus




Stellen Sie die Bolusmenge ein. Wählen Sie **Speichern**.

Basalinsulin



Legen Sie die Basalinsulinmenge fest. Wählen Sie **Speichern**.

Hinweis




Geben Sie eine Notiz ein, um sie mit diesem Eintrag zu speichern. Wählen Sie ✓.

11.3 Gesamtverlauf

Im Gesamtverlaufsdiagramm zeigt das Blutzuckermessgerät Ihre Blutzuckertrends und andere Informationen; dabei werden die Tagebuchdaten für die von Ihnen gewählte Zeitskala und den gewählten Messzeitpunkt verwendet.

11.3.1 Interpretieren des Gesamtverlaufs



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Uhrzeiten oder Tage des Monats | |
| 2 | Warngrenzwert für Unterzuckerung | Rote horizontale Linie |
| 3 | Grüner Bereich | Zeigt den Blutzucker-Zielbereich an |
| 4 | Kohlenhydratwert | Braune Balken: Höhe steht in Relation zur Kohlenhydratmenge |
| 5 | Basalraten-Maßeinheit | |
| 6 | Zeitskala | |

| | | |
|----|--|---|
| 7 | Nach links bzw. rechts blättern | Springt gemäß der ausgewählten Zeitskala vor bzw. zurück. Beispiel: Wenn Sie bei einer Zeitskala von 7 Tagen nach links blättern, werden die Daten der vorherigen 7 Tage angezeigt. |
| 8 | Ausgewählter Messzeitpunkt | |
| 9 | Bolus-Maßeinheit | |
| 10 | Gesundheitsereignis | Zeigt an, dass für den Eintrag ein Gesundheitsereignis vorhanden ist |
| 11 | Boluswert | Rosafarbene Balken: Höhe steht in Relation zur Bolusinsulinmenge |

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 12 | Basalwert | Blaue Balken: Höhe steht in Relation zur Basalinsulinmenge |
| 13 | Blutzucker-messwert | Wird in Form von Kreuzen (X) angezeigt, die durch Linien miteinander verbunden sind |
| 14 | Kohlenhydrat-Maßeinheit | |
| 15 | Blutzucker-Maßeinheit | |
| 16 | Pfeil | (Nicht abgebildet) Zeigt an, dass die Blutzuckerdaten über die Anzeige hinausgehen |

11.3.2 Anzeigen des Gesamtverlaufs


Hauptmenü > Meine Daten > Gesamtverlauf

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Meine Daten**.

2




Wählen Sie **Gesamtverlauf**.

3




Wählen Sie ☒ **Einstellungen**, um zu ändern, wie Ihre Verlaufsdaten im Diagramm angezeigt werden.

HINWEIS

Wählen Sie , um eine Liste mit Verlaufssymbolen und deren Erläuterungen anzuzeigen.



4




Wählen Sie eine der Optionen aus der Anzeige **Einstellungen Diagramm** aus und beachten Sie dazu die weiteren Anweisungen in diesem Abschnitt.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, wählen Sie **Zurück**, um zum Verlaufsdiagramm zurückzukehren, in dem jetzt Ihre Daten in der ausgewählten Weise angezeigt werden.


Anzeigen zum Konfigurieren des Gesamtverlaufs

Zeitskala



Wählen Sie die Zeitskala (letzte 6 Stunden, 12 Stunden, 1 Tag, 3 Tage oder 7 Tage). Wählen Sie **Speichern**.

Datenanzeige



Wählen Sie eine oder mehrere Datenanzeigen (Gesundheitsereignisse, Basalinsulin, Bolus oder Kohlenhydrate). Wählen Sie **Speichern**.

Messzeitpunkt



Wählen Sie den Messzeitpunkt (Alle, Vor Mahlzeit, Nach Mahlzeit, Schlafenszeit, Nüchtern oder Sonstige). Wählen Sie **Speichern**.

HINWEIS

- Wenn keine Daten zur Anzeige des Gesamtverlaufs vorhanden sind, erscheint die Anzeige **Keine Daten**.
- Der Gesamtverlauf enthält weder fehlerhafte Messwerte noch Ergebnisse von Funktionskontrollen.



HINWEIS

- ▶ Auf der rechten Seite des Diagramms wird die maximale Bolusmenge als der niedrigste Skalenstrich mit daneben angegebenem Wert angezeigt. Anhand dieses Werts wird die Skala für den oberen Teil des Diagramms bestimmt, in dem die Boluswerte als rosafarbene Balken angezeigt werden. Als Skalawerte für die maximale Bolusmenge sind im Messgerät 1, 5, 15, 30 und 60 U vorgegeben. Der angezeigte Wert richtet sich nach der höchsten Einzel-Bolusinsulinmenge, die im gewählten Zeitraum abgegeben wurde. Lag der höchste abgegebene Bolus im gewählten Zeitraum beispielsweise bei 8 U, so wählt das Messgerät als Skala für den oberen Teil des Diagramms den Bereich 0 bis 15 U.
- ▶ Auf der rechten Seite des Diagramms wird die maximale Kohlenhydratmenge als der höchste Skalenstrich mit daneben angegebenem Wert angezeigt. Anhand dieses Werts wird die Skala für den unteren Teil des Diagramms bestimmt, in dem die Kohlenhydratwerte als braune Balken angezeigt werden. Als Skalawerte für die maximale Kohlenhydratmenge sind im Messgerät 40, 80, 120, 160, 200 und 240 g bzw. die entsprechende Menge in BE, KE oder CC vorgegeben. Der angezeigte Wert richtet sich nach der höchsten Einzel-Kohlenhydratmenge im gewählten Zeitraum. Lag die höchste Kohlenhydratmenge im gewählten Zeitraum beispielsweise bei 86 g, so wählt das Messgerät als Skala für den unteren Teil des Diagramms den Bereich 0 bis 120 g.
- ▶ Auf der linken Seite des Diagramms wird die Basalmenge als der niedrigste Skalenstrich mit daneben angegebenem Wert angezeigt. Anhand dieses Werts wird die Skala für den oberen Teil des Diagramms bestimmt, in dem die blauen Basalinsulin-Balken angezeigt werden. Als Skalawerte für die maximale Basalmenge sind im Messgerät 1, 2, 5, 10, 20 und 40 U vorgegeben. Der angezeigte Wert richtet sich nach der höchsten Einzel-Basalinsulinmenge, die im gewählten Zeitraum abgegeben wurde. Lag die höchste Basalmenge im gewählten Zeitraum beispielsweise bei 3 U, so wählt das Messgerät als Skala für den oberen Teil des Diagramms den Bereich 0 bis 5 U.



11.4 Wochenverlauf

Im Wochenverlaufdiagramm zeigt das Messgerät Ihre Blutzucker-Durchschnittswerte, die Anzahl der Messungen und die Standardabweichungen für die einzelnen Tage einer Standardwoche an, die anhand von Tagebucheinträgen für den ausgewählten Zeitraum und den ausgewählten Messzeitpunkt berechnet wurden.


HINWEIS

Mit der Standardabweichung wird der Grad der Streuung der Blutzuckermesswerte um den Blutzucker-Durchschnittswert gemessen. Eine hohe Standardabweichung bedeutet, dass die Blutzuckermesswerte stark um den Blutzucker-Durchschnittswert schwanken.




11.4.1 Interpretieren von Wochenverlaufsdiagramm und -tabelle

Wochenverlaufsdiagramm



| | | |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | Wochentage | |
| 2 | Feld für die einzelnen Tage | <ul style="list-style-type: none"> ► Oben im Feld wird die Standardabweichung über dem Durchschnittswert, unten im Feld die Standardabweichung unter dem Durchschnittswert angegeben. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn nicht ausreichend Daten zur Ermittlung der Standardabweichung verfügbar sind. ► Das Feld ist oben offen, wenn die Standardabweichung über dem im Diagramm angezeigten Bereich liegt. ► Wenn keine Daten gefunden wurden, wird für den betreffenden Tag weder ein Feld noch ein „X“ angezeigt. |
| 3 | Zeitskala | |
| 4 | Ausgewählter Messzeitpunkt | |



| | | |
|---|---|--|
| 5 | Nach links bzw. rechts blättern | Springt gemäß der ausgewählten Zeitskala vor bzw. zurück. Beispiel: Wenn Sie bei einer Zeitskala von 7 Tagen nach links blättern, werden die Daten der vorherigen 7 Tage angezeigt. |
| 6 | Blutzucker-Maßeinheit | |
| 7 | X | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zeigt die einzelnen Blutzuckermesswerte an. ▶ Das „X“ im Kreis zeigt den Durchschnittswert aller Blutzuckermesswerte für die ausgewählten Kriterien an. |
| 8 | Warngrenzwert für Unterzuckerung | Rote horizontale Linie |
| 9 | Pfeil | (Nicht abgebildet) Zeigt an, dass Daten oberhalb des Diagramms vorhanden sind. |

Wochenverlaufstabelle

Wählen Sie **Tabelle**, um zur Wochenverlaufstabelle zu wechseln. In der Wochenverlaufstabelle werden die Daten des Wochenverlaufsdiagramms in Tabellenform angezeigt. Um zum Wochenverlaufsdiagramm zurückzukehren, wählen Sie in der Wochenverlaufstabelle die Option **Diagramm**.

| | Min. | mmol/L Ø | Max. | SD | Tests |
|----|------|-------------|------|-----|-------|
| Mo | 4.8 | 7.0 | 8.4 | 2.9 | 4 |
| Di | 6.8 | 7.7 | 8.2 | 1.4 | 3 |
| Mi | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 0.9 | 2 |
| Do | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 0.8 | 3 |
| Fr | 3.4 | 7.0 | 8.6 | 4.8 | 3 |
| Sa | 5.7 | 7.2 | 7.7 | 1.5 | 3 |
| So | 4.9 | 6.7 | 7.4 | 2.3 | 2 |


| | |
|---|---|
| 1 | Höchster Blutzuckermesswert für die einzelnen Wochentage |
| 2 | Blutzucker-Durchschnittswert für die einzelnen Wochentage |
| 3 | Niedrigster Blutzuckermesswert für die einzelnen Wochentage |
| 4 | Wochentag |
| 5 | Zeitskala |
| 6 | Ausgewählter Messzeitpunkt |
| 7 | Standardabweichung (SD) für die einzelnen Wochentage |
| 8 | Anzahl der Messungen für die einzelnen Wochentage |

11.4.2 Anzeigen der Wochenverlaufsdaten

Hauptmenü > Meine Daten > Wochenverlauf



Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Meine Daten**.




Wählen Sie **Wochenverlauf**.

HINWEIS

- ▶ Wenn keine Daten zur Anzeige von Wochenverlaufsdiagramm und -tabelle für die ausgewählte Zeitskala oder den gewählten Messzeitpunkt vorhanden sind, erscheint die Anzeige **Keine Daten**.
- ▶ Das Wochenverlaufsdiagramm und die Wochenverlaufs-tabelle enthalten keine fehlerhaften Messwerte, Ergebnisse von Funktionskontrollen oder HI- und LO-Messwerte.



3



Um die Zeitskala und den Messzeitpunkt zu ändern, die für den Wochenverlauf angezeigt werden, wählen Sie **Einstellungen**.


4



Wählen Sie die gewünschten Optionen in der Anzeige **Einstellungen** aus und beachten Sie dazu die weiteren Anweisungen in diesem Abschnitt. Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, wählen Sie **Zurück**, um zum Wochenverlaufsdiagramm bzw. zur Wochenverlaufstabelle zurückzukehren.

Anzeigen zum Konfigurieren von Wochenverlaufsdaten

Zeitskala



Wählen Sie eine Zeitskala. Wählen Sie **Speichern**.

Messzeitpunkt



Wählen Sie einen Messzeitpunkt. Wählen Sie **Speichern**.

HINWEIS

Wählen Sie **Abbrechen**, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren, ohne Ihre Eingaben zu speichern.



11.5 Tagesverlauf

Im Tagesverlaufsdiagramm zeigt das Messgerät Ihre Blutzucker-Durchschnittswerte, die Anzahl der Messungen und die Standardabweichungen für die einzelnen Zeitblöcke an, die anhand von Tagebucheinträgen für die ausgewählte Zeitskala und den ausgewählten Messzeitpunkt berechnet wurden.

HINWEIS

Anweisungen für das Einrichten der Zeitblöcke finden Sie im Kapitel **Ändern der Messgeräteeinstellungen** in dieser Gebrauchsanweisung.




HINWEIS

Mit der Standardabweichung wird der Grad der Streuung der Blutzuckermesswerte um den Blutzucker-Durchschnittswert gemessen. Eine hohe Standardabweichung bedeutet, dass die Blutzuckermesswerte stark um den Blutzucker-Durchschnittswert schwanken.



11.5.1 Interpretieren von Tagesverlaufsdiagramm und -tabelle

Tagesverlaufsdiagramm




| | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Tageszeit | |
| 2 | Feld für jeden Zeitblock | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Oben im Feld wird eine Standardabweichung über dem Durchschnittswert, unten im Feld eine Standardabweichung unter dem Durchschnittswert angegeben. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn nicht ausreichend Daten zur Ermittlung der Standardabweichung verfügbar sind. ▶ Das Feld ist oben offen, wenn die Standardabweichung über dem im Diagramm angezeigten Bereich liegt. ▶ Wenn keine Daten vorhanden sind, wird für den jeweiligen Zeitblock weder ein Feld noch ein „X“ angezeigt. |
| 3 | Zeitblöcke | |

| | | |
|---|--|--|
| 4 | Zeitskala | |
| 5 | Nach links bzw. rechts blättern | Springt gemäß der ausgewählten Zeitskala vor bzw. zurück. Beispiel: Wenn Sie bei einer Zeitskala von 7 Tagen nach links blättern, werden die Daten der vorherigen 7 Tage angezeigt. |
| 6 | Ausgewählter Messzeitpunkt | |
| 7 | Blutzucker-Maßeinheit | |
| 8 | X | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zeigt die einzelnen Blutzuckermesswerte an. ▶ Das „X“ im Kreis zeigt den Durchschnittswert aller Blutzuckermesswerte für die ausgewählten Kriterien an. |

| | | |
|----|---|--|
| 9 | Warngrenzwert für Unterzuckerung | Rote horizontale Linie |
| 10 | Pfeil | (Nicht abgebildet) Zeigt an, dass Daten oberhalb des Diagramms vorhanden sind. |

Tagesverlaufstabelle

Wählen Sie **Tabelle**, um zur Tagesverlaufstabelle zu wechseln. In der Tagesverlaufstabelle werden die Daten des Tagesverlaufsdiagramms in Tabellenform angezeigt. Um zum Tagesverlaufsdiagramm zurückzukehren, wählen Sie in der Tagesverlaufstabelle die Option **Diagramm**.



| | |
|---|--|
| 1 | Blutzucker-Durchschnittswert für den einzelnen Zeitblock |
| 2 | Niedrigster Blutzuckermesswert für den einzelnen Zeitblock |
| 3 | Zeitblock |
| 4 | Zeitskala |
| 5 | Ausgewählter Messzeitpunkt |
| 6 | Höchster Blutzuckermesswert für den einzelnen Zeitblock |
| 7 | Standardabweichung (SD) für den einzelnen Zeitblock |
| 8 | Anzahl der Messungen für den einzelnen Zeitblock |

11.5.2 Anzeigen von Tagesverlaufsdaten


Hauptmenü > Meine Daten > Tagesverlauf

1



Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Meine Daten**.

2




Wählen Sie **Tagesverlauf**.

HINWEIS

- ▶ Wenn keine Daten zur Anzeige des Tagesverlaufsdigramms und der Tagesverlaufstabelle vorhanden sind, erscheint die Anzeige **Keine Daten**.
- ▶ Das Tagesverlaufsdigramm und die Tagesverlaufstabelle enthalten keine fehlerhaften Messwerte, Ergebnisse von Funktionskontrollen oder HI- und LO-Messwerte.



3



Um die angezeigte Zeitskala und den angezeigten Messzeitpunkt zu ändern, wählen Sie **✓ Einstellungen**.



Wählen Sie die gewünschten Optionen in der Anzeige **Einstellungen** aus und beachten Sie dazu die weiteren Anweisungen in diesem Abschnitt. Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, wählen Sie **Zurück**, um Ihre Änderungen zu speichern und zum Tagesverlaufsdia-gramm bzw. zur Tagesverlaufstabelle zurückzukehren.

HINWEIS

Wählen Sie **Abbrechen**, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren, ohne Ihre Eingaben zu speichern.



Anzeigen zum Konfigurieren von Tagesverlaufsdaten

Zeitskala



Wählen Sie eine Zeitskala.
Wählen Sie **Speichern**.

Messzeitpunkt




Wählen Sie einen Messzeitpunkt.
Wählen Sie **Speichern**.

11.6 Zielbereichsdaten

Das Messgerät zeigt ein Tortendiagramm und eine Tabelle mit Ihren Blutzuckermesswerten, unterteilt in die Kategorien „Über“, „Im“, „Unter“ und „Hypo“, für die von Ihnen gewählte Zeitskala und den Messzeitpunkt an.

11.6.1 Interpretieren von Zielbereichsdiagramm und -tabelle

Zielbereichsdiagramm



| | | |
|---|--|---|
| 1 | Legende | Kategorien von Blutzuckermesswerten |
| 2 | Zielbereichsdiagramm | Zeigt die prozentualen Anteile der Kategorien für Blutzuckermesswerte |
| 3 | Zeitskala | |
| 4 | Nach links bzw. rechts blättern | Springt gemäß der ausgewählten Zeitskala vor bzw. zurück. Beispiel: Wenn Sie bei einer Zeitskala von 7 Tagen nach links blättern, werden die Daten der vorherigen 7 Tage angezeigt. |
| 5 | Ausgewählter Messzeitpunkt | |
| 6 | Prozentuale Verteilung | (Die Zahl in Klammern gibt die Häufigkeit an) |

Zielbereichstabelle

Wählen Sie **Tabelle**, um zur Zielbereichstabelle zu wechseln. In der Zielbereichstabelle werden die Daten des Zielbereichsdiagramms in Tabellenform angezeigt.

Um von der Zielbereichstabelle zum Zielbereichsdiagramm zurückzukehren, wählen Sie die Option **Diagramm**.



| | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Häufigkeit | |
| 2 | Ausgewählter Messzeitpunkt | |
| 3 | Legende | Kategorien von Blutzuckermesswerten |
| 4 | Zeitskala | |
| 5 | Zielbereichstabelle | |

11.6.2 Anzeigen von Zielbereichsdaten


Hauptmenü > Meine Daten > Zielbereiche

1



Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Meine Daten**.

2




Wählen Sie **Zielbereiche**.

HINWEIS

- ▶ Wenn keine Daten zur Anzeige des Zielbereichsdiagramms und der Zielbereichstabelle vorhanden sind, erscheint die Anzeige **Keine Daten**.
- ▶ Das Zielbereichsdiagramm und die Zielbereichstabelle enthalten keine fehlerhaften Messwerte, Ergebnisse von Funktionskontrollen oder HI- und LO-Messwerte.




3



Um die angezeigte Zeitskala und den angezeigten Messzeitpunkt zu ändern, wählen Sie **Einstellungen**.

4



Wählen Sie die gewünschten Optionen in der Anzeige **Einstellungen** aus und beachten Sie dazu die weiteren Anweisungen in diesem Abschnitt. Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, wählen Sie **Zurück**, um die Änderungen zu speichern und zum Zielbereichsdiagramm bzw. zur Zielbereichstabelle zurückzukehren.

Anzeigen zum Konfigurieren von Zielbereichsdaten

Zeitskala



Wählen Sie eine Zeitskala. Wählen Sie **Speichern**. Um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren, ohne Ihre Änderungen zu speichern, wählen Sie **Abbrechen**.

Messzeitpunkt



Wählen Sie einen Messzeitpunkt. Wählen Sie **Speichern**. Um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren, ohne Ihre Änderungen zu speichern, wählen Sie **Abbrechen**.

11.7 BZ-Durchschnittswerte-Tabelle

Die BZ-Durchschnittswerte-Tabelle zeigt Ihre Blutzucker-Durchschnittswerte und die Standardabweichungen für die von Ihnen gewählte Zeitskala und den Messzeitpunkt an.

HINWEIS

Mit der Standardabweichung wird der Grad der Streuung der Blutzuckermesswerte um den Blutzucker-Durchschnittswert gemessen. Eine hohe Standardabweichung bedeutet, dass die Blutzuckermesswerte stark um den Blutzucker-Durchschnittswert schwanken.




11.7.1 Interpretieren der BZ-Durchschnittswerte-Tabelle

| | mmol/L | SD | Tests |
|---|--------|-----|-------|
| 6 | 6.8 | 1.4 | 47 |
| 5 | 6.9 | 1.4 | 20 |
| 4 | 6.4 | 1.1 | 11 |
| 3 | 6.5 | 1.6 | 5 |
| 2 | 6.8 | 1.4 | 47 |
| 1 | 6.9 | 1.4 | 20 |

Zurück ? Legende Zeitskala

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Symbol „Sonstige“ | Daten für alle Messwerte, die mit „Sonstige“ gekennzeichnet sind |
| 2 | Symbol „Nüchtern“ | Daten für alle Messwerte, die mit „Nüchtern“ gekennzeichnet sind |
| 3 | Symbol „Schlafenszeit“ | Daten für alle Messwerte, die mit „Schlafenszeit“ gekennzeichnet sind |
| 4 | Symbol „Nach Mahlzeit“ | Daten für alle Messwerte, die mit „Nach Mahlzeit“ gekennzeichnet sind |
| 5 | Symbol „Vor Mahlzeit“ | Daten für alle Messwerte, die mit „Vor Mahlzeit“ gekennzeichnet sind |
| 6 | Symbol „Alle“ | Kombinierte Daten aller Messzeitpunkte |




| | | |
|----|---------------------------------|---|
| 7 | Zeitskala | |
| 8 | Nach links bzw. rechts blättern | Springt gemäß der ausgewählten Zeitskala vor bzw. zurück. Beispiel: Wenn Sie bei einer Zeitskala von 7 Tagen nach links blättern, werden die Daten der vorherigen 7 Tage angezeigt. |
| 9 | Blutzucker-Standardabweichung | Für den Messzeitpunkt berechnet |
| 10 | Anzahl der Messungen | Wird zum Berechnen der Durchschnittswerte und der Standardabweichung der einzelnen Messzeitpunkte verwendet |
| 11 | Blutzucker-Durchschnittswert | Für den Messzeitpunkt berechnet |

11.7.2 Anzeigen der BZ-Durchschnittswerte-Tabelle

Hauptmenü > Meine Daten > BZ-Durchschnittswerte



Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Meine Daten**.



Wählen Sie **BZ-Durchschnittswerte**.

HINWEIS

- ▶ Wenn keine Daten zur Anzeige der BZ-Durchschnittswerte-Tabelle für die ausgewählte Zeitskala oder den Messzeitpunkt vorhanden sind, erscheint die Anzeige **Keine Daten**.
- ▶ Die Berechnungen enthalten keine fehlerhaften Messwerte, Ergebnisse von Funktionskontrollen oder HI- und LO-Messwerte.



3

BZ-Durchschnittswerte


10 Mär 14 - 16 Mär 14
7 Tage

| | mmol/L | SD | Tests |
|--|--------|-----|-------|
| | 6.8 | 1.4 | 47 |
| | 6.9 | 1.4 | 20 |
| | 6.4 | 1.1 | 11 |
| | 6.5 | 1.6 | 5 |
| | 6.8 | 1.4 | 47 |
| | 6.9 | 1.4 | 20 |

Zurück ? Zeitskala

Wählen Sie **Zeitskala**, um die Zeitskala der BZ-Durchschnittswerte-Tabelle anzupassen.

HINWEIS

Wählen Sie , um eine Liste mit Symbolen für Messzeitpunkte und deren Erläuterungen anzuzeigen.



4

Zeitskala

☒ 7 Tage

☐ 14 Tage

☐ 30 Tage

☐ 60 Tage

☐ 90 Tage

Abbrechen Speichern

Wählen Sie eine Zeitskala.
Wählen Sie **Speichern**.

5

BZ-Durchschnittswerte

10 Mär 14 - 16 Mär 14
7 Tage

| | mmol/L | SD | Tests |
|--|--------|-----|-------|
| | 6.8 | 1.4 | 47 |
| | 6.9 | 1.4 | 20 |
| | 6.4 | 1.1 | 11 |
| | 6.5 | 1.6 | 5 |
| | 6.8 | 1.4 | 47 |
| | 6.9 | 1.4 | 20 |

Zurück ? Zeitskala

Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Zurück**, um zum Menü **Meine Daten** zurückzukehren.

12

Pflege und Wartung

12.1 Überblick

Das Messgerät bedarf bei normalem Gebrauch praktisch keiner Wartung. Es prüft sich bei jedem Einschalten selbst und weist Sie über eine Meldung darauf hin, wenn etwas nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Wenn das Messgerät auf den Boden gefallen ist oder Sie der Meinung sind, dass es keine genauen Ergebnisse anzeigt, wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche. Versuchen Sie nicht, das Messgerät selbst zu reparieren.

Wenn Sie Fragen zur Pflege und Wartung des Messgeräts haben, wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche.

12.2 Laden der Batterie

Eine Anleitung zum Laden der Batterie finden Sie im Abschnitt **Laden der Batterie** im Kapitel **Inbetriebnahme des Blutzuckermessgeräts** dieser Gebrauchsanweisung.

12.3 Energiespartipps

So erhöhen Sie die Batterieleistung:

- ▶ Schalten Sie das Messgerät nach dem Gebrauch aus, statt die Abschaltautomatik zu nutzen.
- ▶ Aktivieren Sie die Vibration in den Moduseinstellungen nur bei Bedarf. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Moduseinstellungen: Ton- und Vibrationssignal** im Kapitel **Ändern der Messgeräteinstellungen** dieser Gebrauchsanweisung.
- ▶ Aktivieren Sie die Ton- und Vibrationsfunktion für den Touchscreen nur bei Bedarf. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Touchscreen: Ton und Vibration** im Kapitel **Ändern der Messgeräteinstellungen** dieser Gebrauchsanweisung.
- ▶ Stellen Sie die Display-Helligkeit nicht höher als nötig ein. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Helligkeit** im Kapitel **Ändern der Messgeräteinstellungen** dieser Gebrauchsanweisung.
- ▶ Schalten Sie den Flugmodus ein. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Einschalten des Flugmodus** im Kapitel **Reise-Einstellungen** dieser Gebrauchsanweisung.

12.4 Wechseln der Batterie

Die wiederaufladbare Batterie verfügt über eine begrenzte Anzahl an Ladezyklen. Wenn Sie feststellen, dass das Messgerät häufiger geladen werden muss als im Neuzustand, muss möglicherweise die Batterie ersetzt werden. Für das Messgerät wird eine spezielle wiederaufladbare Batterie benötigt, die bei Roche erhältlich ist. Fordern Sie bei der zuständigen Niederlassung von Roche eine Ersatzbatterie an und gehen Sie anschließend wie in diesem Abschnitt beschrieben vor.

HINWEIS

Bei einem Batteriewechsel bleiben alle Patienteneinträge im Tagebuch gespeichert.



1



Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite des Messgeräts, indem Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung schieben und nach oben ziehen.

2




Nehmen Sie die alte Batterie heraus. Setzen Sie die neue Batterie ein und achten Sie darauf, die Pole (+) und (-) wie in der Abbildung dargestellt auszurichten

HINWEIS

Versuchen Sie nicht, die Batterie gewaltsam in das Messgerät einzusetzen. Die Batterie kann nur in eine Richtung eingesetzt werden.

3



Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und schieben Sie ihn in Pfeilrichtung, bis er einrastet.



4



Laden Sie die Batterie.
Weitere Informationen
erhalten Sie im Abschnitt
Laden der Batterie im Kapitel
Inbetriebnahme des
Blutzuckermessgeräts
dieser Gebrauchsanweisung.

5



Wenn die Batterie vollständig
geladen ist, vergewissern Sie
sich im Hauptmenü oder in
der Statusanzeige, ob Datum
und Uhrzeit korrekt eingestellt
sind. Im Abschnitt **Datum,**
Uhrzeit und Zeitformat im
Kapitel **Ändern der**
Messgeräteeinstellungen in
dieser Gebrauchsanweisung
finden Sie Informationen dazu,
wie Sie das Datum bzw. die
Uhrzeit neu einstellen.

12.5 Reinigen des Messgeräts

Halten Sie das Messgerät frei von Staub. Wenn Sie das Messgerät reinigen oder desinfizieren müssen, beachten Sie die folgenden Vorgaben, damit ein optimaler Betrieb gewährleistet ist.



WARNUNG

- ▶ Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Öffnungen des Messgeräts eindringen.
- ▶ Sprühen Sie keine Reinigungslösung direkt auf das Messgerät.
- ▶ Tauchen Sie das Messgerät nicht in Flüssigkeiten ein.

1

Achten Sie darauf, dass das Messgerät ausgeschaltet ist.



Wischen Sie die Oberfläche des Messgeräts vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, das leicht mit einer der folgenden Reinigungslösungen getränkt sein sollte (überschüssige Flüssigkeit zuvor gut auswringen):

- ▶ 70 %iger Isopropylalkohol
- ▶ Mildes Geschirrspülmittel, mit Wasser gemischt
- ▶ 10 %ige Haushaltsbleichlösung (1 Teil Bleichmittel auf 9 Teile Wasser), die am selben Tag zubereitet wurde

HINWEIS

Das Display kann mit einem handelsüblichen Reinigungstuch für Touchscreens gereinigt werden.



12.6 Touchscreen-Kalibrierung

Die Berührungsempfindlichkeit des Messgeräts kann durch Kalibrierung des Touchscreens optimiert werden.

Hauptmenü > Einstellungen > Einstellungen Messgerät > Touchscreen > Anzeigenkalibrierung

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2



Führen Sie einen Bildlauf durch und wählen Sie **Einstellungen Messgerät**.

3



Wählen Sie **Touchscreen**.

4



Wählen Sie **Anzeigenkalibrierung**.

5



Anzeigetext: Drücken Sie kurz auf die Mitte des Ziels. Wiederholen Sie diesen Vorgang, während sich das Ziel innerhalb der Anzeige bewegt.

HINWEIS

Die Anweisungen zur Touchscreen-Kalibrierung werden ausschließlich auf Englisch angezeigt.



6

New calibration settings calculated.
Tap screen anywhere to use new settings.
Wait for 30 seconds to keep old settings.

Restoring old settings in : 30 sec

Anzeigetext: Neue Kalibrierungseinstellungen wurden berechnet. Berühren Sie den Touchscreen an einer beliebigen Stelle, um die neuen Einstellungen zu verwenden. Warten Sie 30 Sekunden, um die alten Einstellungen beizubehalten. Alte Einstellungen werden wiederhergestellt in: 30 Sek. (Countdown-Timer).

12.7 Funktionstest des Messgeräts

Wenn das Messgerätedisplay fehlerhaft ist oder Sie die Vibrations- oder Tonsignale nicht spüren bzw. hören können, kann das Messgerät die Funktionsfähigkeit der Display-, Vibrations- und Signaltonfunktionen überprüfen.

Hauptmenü > Einstellungen > Einstellungen Messgerät > Funktionstest des Messgeräts

1




Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

2




Führen Sie einen Bildlauf durch und wählen Sie **Einstellungen Messgerät**.

3



Wählen Sie **Funktionstest Messgerät**.


4



Berühren Sie den Touchscreen gemäß den Anweisungen.


Anzeigen während des Funktionstests des Messgeräts

Displaytest




Das Display durchläuft eine Sequenz von Farben (Rot, Blau, Grün und Weiß).

Vibrationstest




Das Messgerät vibriert dreimal.

Tontest



Das Messgerät gibt ein Ton-signal aus.

5



Wenn das Messgerät nicht wie im Funktionstest des Messgeräts beschrieben funktioniert, wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche.

13.1 Überblick

Bei den meisten Problemen zeigt das Messgerät eine Meldung mit einer kurzen Beschreibung des Problems und einem Lösungsvorschlag an. In diesem Kapitel werden das Problem, die mögliche Ursache und der Lösungsansatz ausführlicher beschrieben. Die Probleme sind nach der Art des Problems bzw. der Meldung (z. B. „Fehler“ oder „Warnung“) sortiert. Wenn sich das Problem durch die Lösungsvorschläge nicht beheben lässt, wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche.

HINWEIS

- ▶ Tritt ein Problem auf, das hier nicht beschrieben wird, wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche.
- ▶ Wenn das Messgerät auf den Boden gefallen ist oder Sie der Meinung sind, dass es keine genauen Messwerte anzeigt, stellen Sie sicher, dass die Teststreifen und die Kontrolllösung nicht abgelaufen sind, und führen Sie eine Funktionskontrolle durch.
- ▶ Blutzucker wird gelegentlich als BZ abgekürzt, wobei beide Begriffe dasselbe bedeuten.



13.2 Fehlerbehebung am Messgerät

Allgemeine Probleme

| Problem | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
|---|---|---|
| Das Display ist leer oder das Messgerät lässt sich nicht einschalten. | Die Batterie ist schwach. | Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Laden der Batterie im Kapitel Inbetriebnahme des Blutzuckermessgeräts dieser Gebrauchsanweisung. |
| | Die Batterie ist möglicherweise beschädigt. | Tauschen Sie die Batterie aus, wenn das Messgerät sich nicht aufladen lässt. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Wechseln der Batterie im Kapitel Pflege und Wartung dieser Gebrauchsanweisung. |
| | Es liegt ein Elektronikfehler auf dem Messgerät vor. | Setzen Sie das Messgerät zurück, indem Sie die Ein/Aus-Taste für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten. |
| | Das Display ist beschädigt. | Wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche. |
| | Das Messgerät ist defekt. | Wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche. |
| | Die Umgebungstemperatur ist höher oder niedriger als die für das Messgerät empfohlene Betriebstemperatur. | Bringen Sie das Messgerät in einen Bereich mit der richtigen Temperatur. Warten Sie 5 Minuten, bis Sie das Messgerät einschalten. Erhitzen oder kühlen Sie das Messgerät nicht mit Hilfsmitteln. |

| Problem | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
|--|--|--|
| Die Batterie wird nicht aufgeladen, während das Messgerät über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden ist. | Der USB-Port des Computers ist nicht in der Lage, die Batterie des Messgeräts aufzuladen. | Laden Sie die Batterie des Messgeräts über eine Steckdose auf. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Laden der Batterie über eine Steckdose im Kapitel Inbetriebnahme des Blutzuckermessgeräts dieser Gebrauchsanweisung. |
| Die Batterie muss häufiger geladen werden als zu Beginn. | Die aufladbare Batterie verfügt über eine begrenzte Anzahl an Ladezyklen; wurde diese Anzahl überschritten, sinkt die Ladekapazität. | Ersetzen Sie die Batterie. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Wechseln der Batterie im Kapitel Pflege und Wartung dieser Gebrauchsanweisung. |
| Das Display friert ein oder reagiert nicht. | Es liegt ein Elektronikfehler auf dem Messgerät vor. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Setzen Sie das Messgerät zurück, indem Sie die Ein/Aus-Taste für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten, bis die Messgeräteanzeige erlischt. ▶ Entfernen Sie die Batterie aus dem Messgerät und setzen Sie sie erneut ein. |

| Problem | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
|---|---|---|
| Das Display ist fehlerhaft; die Farben werden in der Anzeige nicht korrekt dargestellt. | | Führen Sie den Funktionstest des Messgeräts durch. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Funktionstest des Messgeräts im Kapitel Pflege und Wartung dieser Gebrauchsanweisung. Wenn der Funktionstest des Messgeräts ein Problem mit dem Display anzeigt, wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche. |
| Die Tonwiedergabe ist fehlerhaft; Sie können die Signaltöne nicht hören. | Die Tonwiedergabefunktion ist ausgeschaltet oder die Lautstärke ist zu leise eingestellt. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie, ob die aktive Moduseinstellung (Normal, Vibration, Leise, Laut) eine Tonwiedergabe vorsieht und ob die Lautstärke auf einen hörbaren Pegel eingestellt ist. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Moduseinstellungen: Ton- und Vibrationssignal im Kapitel Ändern der Messgeräteeinstellungen dieser Gebrauchsanweisung. ▶ Prüfen Sie, ob die Option „Signaltöne abschalten“ eingeschaltet und aktiv ist. Die Option „Signaltöne abschalten“ muss möglicherweise ausgeschaltet werden oder die Einstellungen müssen angepasst werden. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Moduseinstellungen: Signaltöne abschalten im Kapitel Ändern der Messgeräteeinstellungen dieser Gebrauchsanweisung. ▶ Führen Sie den Funktionstest des Messgeräts durch. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Funktionstest des Messgeräts im Kapitel Pflege und Wartung dieser Gebrauchsanweisung. Wenn der Funktionstest des Messgeräts ein Problem mit der Tonwiedergabe anzeigt, wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche. |

| Problem | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
|--|--|---|
| Anfangszeit: Die Anfangszeit für den ersten Zeitblock kann nicht geändert werden. | Die Ersteinrichtung (Einrichtungsassistent) wurde bereits abgeschlossen und daher kann die Anfangszeit für den ersten Zeitblock nicht mehr in den Geräteeinstellungen geändert werden. | <p>Um die Anfangszeit für den ersten Zeitblock zu ändern, wählen Sie in der Anzeige „Zeitblöcke“ die Option Zurücksetzen. Nachdem Sie die Zeitblöcke zurückgesetzt haben, müssen Sie alle Informationen zu den Zeitblöcken erneut eingeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wenn der Bolusvorschlag aktiviert ist, erhalten Sie weitere Informationen im Abschnitt Bolusvorschlag: Zurücksetzen aller Zeitblöcke im Kapitel Ändern von Bolusvorschlags-einstellungen dieser Gebrauchsanweisung. ▶ Wenn der Bolusvorschlag deaktiviert ist, erhalten Sie weitere Informationen im Abschnitt Zurücksetzen aller Zeitblöcke im Kapitel Ändern von Bolusvorschlagseinstellungen dieser Gebrauchsanweisung. |
| Der Touchscreen funktioniert nicht ordnungsgemäß. | Der Touchscreen wurde nicht kalibriert. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kalibrieren Sie den Touchscreen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Touchscreen-Kalibrierung im Kapitel Pflege und Wartung dieser Gebrauchsanweisung. Wenn sich das Problem durch die Kalibrierung des Touchscreens nicht beheben lässt, wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche. ▶ Wenn der Touchscreen kalibriert wurde und Sie immer noch der Meinung sind, dass er nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie folgendermaßen erkennen, ob eine Auswahl getroffen wurde: Stellen Sie den Touchscreen so ein, dass ein Ton, eine Vibration oder beides ausgegeben wird. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Touchscreen: Ton und Vibration im Kapitel Ändern der Messgeräteeinstellungen dieser Gebrauchsanweisung. |

| Problem | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
|--|--|---|
| Der Text für die Touchscreen-Kalibrierung ist nicht übersetzt. | Die Anweisungen zur Touchscreen-Kalibrierung werden ausschließlich auf Englisch angezeigt. | <p>Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Touchscreen-Kalibrierung im Kapitel Pflege und Wartung dieser Gebrauchsanweisung.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Erster englischer Anzeigetext: Drücken Sie kurz auf die Mitte des Ziels. Wiederholen Sie diesen Vorgang, während sich das Ziel innerhalb der Anzeige bewegt. ▶ Zweiter englischer Anzeigetext: Neue Kalibrierungseinstellungen wurden berechnet. Berühren Sie den Touchscreen an einer beliebigen Stelle, um die neuen Einstellungen zu verwenden. Warten Sie 30 Sekunden, um die alten Einstellungen beizubehalten. Alte Einstellungen werden wiederhergestellt in: 30 Sek. (Countdown-Timer). |

| Problem | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
|--|--|---|
| <p>Das Vibrationssignal ist fehlerhaft; Sie können die Signalvibrationen nicht spüren.</p> | <p>Die Vibrationsfunktion ist ausgeschaltet.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie, ob die aktive Moduseinstellung (Normal, Vibration, Leise, Laut) ein Vibrationssignal vorsieht. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Moduseinstellungen: Ton- und Vibrationssignal im Kapitel Ändern der Messgeräteeinstellungen dieser Gebrauchsanweisung. ▶ Prüfen Sie, ob die Option „Signaltöne abschalten“ eingeschaltet und aktiv ist. Die Option „Signaltöne abschalten“ muss möglicherweise ausgeschaltet werden oder die Einstellungen müssen angepasst werden. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Moduseinstellungen: Signaltöne abschalten im Kapitel Ändern der Messgeräteeinstellungen dieser Gebrauchsanweisung. ▶ Führen Sie den Funktionstest des Messgeräts durch. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Funktionstest des Messgeräts im Kapitel Pflege und Wartung dieser Gebrauchsanweisung. Wenn der Funktionstest des Messgeräts ein Problem mit dem Vibrationssignal anzeigt, wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche. |

Fehlermeldungen

| Code | Angezeigte Meldung | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
|------|---------------------|--|--|
| E-57 | Elektronikfehler | Es ist ein Elektronikfehler aufgetreten oder, was selten vorkommt, es wurde ein gebrauchter Teststreifen entfernt und wieder eingeführt. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Halten Sie die Ein/Aus-Taste für mindestens 5 Sekunden gedrückt, bis die Messgeräteanzeige erlischt. Lassen Sie die Ein/Aus-Taste los. ▶ Entfernen Sie die Batterie aus dem Messgerät und setzen Sie sie erneut ein. ▶ Wenn sich das Problem durch diesen Lösungsvorschlag nicht beheben lässt, wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche. |
| E-60 | Fehler in Systemuhr | | Wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche. |

Informationsmeldungen

| Angezeigte Meldung | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
|---|--|---|
| Batterie fast leer wird angezeigt, während das Messgerät über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden ist. | Der USB-Port des Computers ist nicht in der Lage, die Batterie des Messgeräts aufzuladen. | Laden Sie die Batterie des Messgeräts über eine Steckdose auf. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Laden der Batterie über eine Steckdose im Kapitel Inbetriebnahme des Blutzuckermessgeräts dieser Gebrauchsanweisung. |
| Bolus liegt über zulässiger Menge HINWEIS: Diese Meldung kann nur auftreten, wenn der Bolusvorschlag aktiviert ist. | Die empfohlene Bolusgesamtmenge ist größer als die maximal zulässige Bolusgesamtmenge. Das Messgerät passt die Bolusgesamtmenge an den maximal zulässigen Boluswert an. Kohlenhydratbolus und Korrekturbolus werden an die Bolusgesamtmenge angepasst. | Prüfen Sie, ob alle Einträge korrekt sind. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Arzt. |

| Angezeigte Meldung | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
|---|---|--|
| Bolus zu hoch HINWEIS: Diese Meldung kann nur auftreten, wenn der Bolusvorschlag deaktiviert ist. | Die Bolusgesamtmenge ist größer als die maximal zulässige Bolusgesamtmenge. Das Messgerät passt die Bolusgesamtmenge an den maximal zulässigen Boluswert an. Kohlenhydratbolus und Korrekturbolus werden an die Bolusgesamtmenge angepasst. | Prüfen Sie, ob alle Einträge korrekt sind. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Arzt. |
| Ungültiger Kohlenhydratfaktor | Der Kohlenhydratfaktor liegt außerhalb des zulässigen Bereichs des Messgeräts. | Prüfen Sie Ihre Einträge und wenden Sie sich an Ihren Arzt, um die richtigen Einstellungen zu bestimmen. |
| Blutzuckerdaten sind ungültig | Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Blutzuckermessung bereits länger als 10 Minuten zurückliegt. | Führen Sie erneut eine Blutzuckermessung durch, um Ihren Blutzuckermesswert zu aktualisieren und einen Bolusvorschlag zu erhalten. |

| Angezeigte Meldung | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
|--|---|--|
| Ungültiger Korrekturfaktor | Der Korrekturfaktor liegt außerhalb des zulässigen Bereichs des Messgeräts. | Prüfen Sie Ihre Einträge und wenden Sie sich an Ihren Arzt, um die richtigen Einstellungen zu bestimmen. |
| Ungültige Zeiten für Bolusvorschlag | Die Dauer der Wirkzeit ist geringer als die Verzögerung. | Die Dauer der Wirkzeit muss gleich oder größer als die Dauer der Verzögerung sein. Setzen Sie die Dauer der Wirkzeit zurück oder korrigieren Sie die Dauer der Verzögerung. |
| Ungültige Einstellung mit der Textbeschreibung Der Unterzuckerungswert (Hypo) muss unterhalb des Zielbereichs für die Zeitblöcke liegen. | Der Warngrenzwert für Unterzuckerung muss kleiner sein als alle Zielbereiche in den Zeitblockeinstellungen. | Setzen Sie entweder den Warngrenzwert für Unterzuckerung zurück, sodass er kleiner ist als alle Zielbereiche in den Zeitblockeinstellungen, oder korrigieren Sie die Zielbereiche für die Zeitblöcke. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Warngrenzwerte: Unter- und Überzuckerung im Kapitel Ändern der Messgeräteeinstellungen in dieser Gebrauchsanweisung. |

| Angezeigte Meldung | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
|---|---|---|
| Ungültige Einstellung mit der Textbeschreibung Der Überzuckerungswert (Hyper) muss oberhalb des Zielbereichs für die Zeitblöcke liegen. | Der Warngrenzwert für Überzuckerung muss größer sein als alle Zielbereiche in den Zeitblockeinstellungen. | Setzen Sie entweder den Warngrenzwert für Überzuckerung zurück, sodass er größer ist als alle Zielbereiche in den Zeitblockeinstellungen, oder korrigieren Sie die Zielbereiche für die Zeitblöcke. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Warngrenzwerte: Unter- und Überzuckerung im Kapitel Ändern der Messgeräteinstellungen in dieser Gebrauchsanweisung. |
| Datum/Uhrzeit ungültig | | Geben Sie das Datum oder die Uhrzeit erneut ein. |

Wartungsmeldungen

| Code | Angezeigte Meldung | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
|------|--------------------|---|---|
| M-51 | Teststreifenfehler | Falls diese Fehlermeldung erscheint, bevor ein Tropfen in den Teststreifen eingesogen wurde: Der Teststreifen ist beschädigt oder nicht korrekt in das Messgerät eingeführt. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Entnehmen Sie den Teststreifen und führen Sie ihn erneut ein oder ersetzen Sie ihn, falls er beschädigt ist. ▶ Erscheint die Fehlermeldung erneut, wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche. |
| | | <p>Falls diese Fehlermeldung erscheint, nachdem ein Tropfen in den Teststreifen eingesogen wurde, kann dies folgende Ursachen haben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Der Tropfen war zu klein. ▶ Ihr Blutzuckerspiegel ist möglicherweise extrem niedrig. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wenn Sie davon ausgehen, dass der Tropfen zu klein war, führen Sie eine weitere Blutzuckermessung mit einem neuen Teststreifen durch. ▶ Wenn Sie eines der üblichen Symptome für einen niedrigen Blutzuckerspiegel feststellen, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt. ▶ Gehen Sie zur Behandlung eines niedrigen Blutzuckerspiegels entsprechend den Ratschlägen Ihres Arztes vor. ▶ Wenn der Messwert nicht Ihrem Befinden entspricht, wiederholen Sie die Blutzuckermessung. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel Blutzuckermessungen dieser Gebrauchsanweisung. |

| Code | Angezeigte Meldung | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
|------|--------------------|--|---|
| M-52 | Code-Chip-Fehler | Der Code-Chip ist fehlerhaft. | <ul style="list-style-type: none"> ► Schalten Sie das Messgerät aus. Entnehmen Sie den Code-Chip und setzen Sie ihn anschließend wieder ein. ► Falls diese Meldung weiterhin erscheint, wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche, um einen neuen Code-Chip zu erhalten. Schalten Sie das Messgerät aus und ersetzen Sie den alten Code-Chip durch den neuen Code-Chip. Wenn sich das Problem durch diesen Lösungsvorschlag nicht beheben lässt, wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche. |
| M-54 | Tropfen zu klein | Es wurde nicht ausreichend Blut bzw. Kontrolllösung für die Messung in den Teststreifen gesogen oder das Blut bzw. die Kontrolllösung wurde erst nach Beginn der Messung mit dem Teststreifen in Berührung gebracht. | Entsorgen Sie den Teststreifen und wiederholen Sie die Blutzuckermessung bzw. die Funktionskontrolle mit einem neuen Teststreifen und einem frischen Tropfen Blut bzw. Kontrolllösung. |

| Code | Angezeigte Meldung | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
|------|---|---|--|
| M-56 | Tropfen zu früh aufgetragen | Das Blut oder die Kontrolllösung wurde in den Teststreifen eingesogen, bevor die Anzeige Tropfen auftragen auf dem Messgerät zu sehen war. | Entsorgen Sie den Teststreifen und wiederholen Sie die Blutzuckermessung bzw. die Funktionskontrolle mit einem neuen Teststreifen und einem frischen Tropfen Blut bzw. Kontrolllösung. |
| M-58 | Temperatur außerhalb des zulässigen Bereiches | Die Temperatur liegt über oder unter dem geeigneten Bereich für eine Blutzuckermessung oder Funktionskontrolle. | Platzieren Sie das Messgerät an einem Ort, dessen Temperatur innerhalb des Bereichs liegt, der laut Packungsbeilage der Teststreifen für die Teststreifen geeignet ist. Warten Sie 5 Minuten, bis Sie das Messgerät einschalten. Wiederholen Sie die Messung. Erhitzen oder kühlen Sie das Messgerät nicht mit Hilfsmitteln. |
| M-63 | Code-Chip fehlt | Der Code-Chip befindet sich nicht im Messgerät. | Schalten Sie das Messgerät aus und setzen Sie den Code-Chip ein. Wenn Sie einen Code-Chip benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche. |

Warnmeldungen

| Code | Angezeigte Meldung | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
|------|---|--|--|
| W-75 | Warngrenzwert für Überzuckerung überschritten | Der Messwert liegt über dem im Messgerät festgelegten Warngrenzwert für Überzuckerung. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gehen Sie zur Behandlung eines hohen Blutzuckerspiegels entsprechend den Ratschlägen Ihres Arztes vor. ▶ Sie sollten Blutzucker, Ketone und Insulin erneut überprüfen. |
| W-76 | Warnung hoher BZ | Ihr Blutzuckermesswert liegt möglicherweise über dem Messbereich des Blutzuckermessgeräts. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wenn Sie eines der üblichen Symptome für einen hohen Blutzuckerspiegel feststellen, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt. ▶ Gehen Sie zur Behandlung eines hohen Blutzuckerspiegels entsprechend den Ratschlägen Ihres Arztes vor. ▶ Sie sollten Blutzucker, Ketone und Insulin erneut überprüfen. |

| Code | Angezeigte Meldung | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
|------|---|---|---|
| W-80 | Warngrenzwert für Unterzuckerung unterschritten | Der Messwert liegt unter dem im Messgerät festgelegten Warngrenzwert für Unterzuckerung. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gehen Sie zur Behandlung eines niedrigen Blutzuckerspiegels entsprechend den Ratschlägen Ihres Arztes vor. ▶ Wenn der Bolusvorschlag aktiviert ist, zeigt das Messgerät eine empfohlene Menge an schnellen Kohlenhydraten an, die Sie zu sich nehmen sollten. Es wird empfohlen, die Blutzuckermessung zu wiederholen. |
| W-81 | Warnung niedriger BZ | Ihr Blutzuckermesswert liegt möglicherweise unter dem Messbereich des Blutzuckermessgeräts. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wenn Sie eines der üblichen Symptome für einen niedrigen Blutzuckerspiegel feststellen, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt. ▶ Gehen Sie zur Behandlung eines niedrigen Blutzuckerspiegels entsprechend den Ratschlägen Ihres Arztes vor. ▶ Sie sollten Ihren Blutzuckerwert erneut überprüfen. |

| Code | Angezeigte Meldung | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
|------|--|---|--|
| W-85 | Daten für Bolusvorschlag zurückgesetzt | <p>Wenn der Bolusvorschlag aktiviert ist, wird diese Meldung angezeigt, wenn entweder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ die Tagebucheinträge gelöscht wurden oder ▶ ein Fehler in Systemuhr (E-60) aufgetreten ist. | <p>Warten Sie 8 Stunden, bis wieder korrekte Daten für den Bolusvorschlag verfügbar sind. Wenden Sie sich an die zuständige Niederlassung von Roche, wenn Sie weitere Hilfe benötigen.</p> |

14 Technische Daten

14.1 Produkteinschränkungen

Um die aktuellsten Informationen zu Produktspezifikationen und -einschränkungen zu erhalten, lesen Sie die Dokumente, die den Teststreifen und der Kontrolllösung beiliegen.

14.2 Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Blutmenge | Siehe Packungsbeilage der Teststreifen. |
| Probentyp | Siehe Packungsbeilage der Teststreifen. |
| Zeitpunkt der Messung | Siehe Packungsbeilage der Teststreifen. |
| Messbereich | Siehe Packungsbeilage der Teststreifen. |
| Lagerbedingungen für die Teststreifen | Siehe Packungsbeilage der Teststreifen. |
| Lagerbedingungen für das Messgerät | -20 °C bis 50 °C |
| Systembetriebsbedingungen | Siehe Packungsbeilage der Teststreifen. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Speicher- kapazität | 2.000 Tagebucheinträge |
| Abschalt- automatik | 2 Minuten |
| Stromversor- gung | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 spezielle Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) ▶ Steckdosenadapter: PHIHONG Schaltnetzteil, Modell PSC03R-050 |
| Display | 76 mm TFT-Farbdisplay mit Touchscreen |
| Abmessungen | 105 x 53 x 19 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 105 g |
| Konstruktion | Handgerät |

| | |
|---|--|
| Schutzklasse | III |
| Gerätetyp | Das Accu-Chek Aviva Insight Blutzuckermessgerät ist für den Dauerbetrieb geeignet. |
| Lagerbedin- gungen für die Kontrolllösung | Siehe Packungsbeilage der Kontrolllösung. |
| Schnittstellen | USB: Micro-B-Stecker; Continua Certified® für einen Continua Certified Manager. |
|  | |

Elektromagnetische Verträglichkeit

Dieses Messgerät erfüllt die Anforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit nach EN ISO 15197 Annex A. Als Grundlage für die Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität diente der Standard IEC 61000-4-2. Darüber hinaus erfüllt das Messgerät die Anforderungen für elektromagnetische Emissionen gemäß DIN EN 61326. Die elektromagnetischen Emissionen des Messgeräts sind dementsprechend gering. Eine Störung bei anderen elektrisch betriebenen Geräten ist nicht zu erwarten.

Leistungsbewertung

Siehe Packungsbeilage der Teststreifen.

Messverfahren

Siehe Packungsbeilage der Teststreifen.

Drahtlose *Bluetooth*®-Technologie

Das Messgerät nutzt die drahtlose *Bluetooth*-Technologie zum Herstellen von Verbindungen und zur Datenübertragung mit anderen Geräten. *Bluetooth* ist eine Form der Hochfrequenztechnologie (HF), die im nicht lizenzierten Band für Industrie, Wissenschaft und Medizin bei 2,4 bis 2,485 GHz arbeitet. Der für die Verbindung zwischen Messgerät und anderen Geräten verwendete HF-Kanal ist nicht offen.

Hochfrequenzkommunikation

Das Messgerät erfüllt die Normen der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC, US-Fernmeldebehörde). Das Messgerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb des Messgeräts unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1. Dieses Messgerät darf keine schädliche Störung verursachen und 2. dieses Messgerät muss jegliche eingehende Störung akzeptieren, einschließlich solcher Störung, die einen unerwünschten Betrieb verursachen kann.

Die Einhaltung dieser Richtlinien bedeutet, dass das Messgerät unter normalen, alltäglichen Bedingungen den Betrieb anderer Geräte nicht beeinträchtigen sollte. Des Weiteren sollte das Messgerät in der Nähe anderer Geräte normal funktionieren.

Falls es zu einer Störung durch ein anderes Gerät kommt, wird empfohlen, den Abstand zwischen den beiden Geräten zu vergrößern. Sie können auch das störungsverursachende Gerät ausschalten.

Durch Änderungen oder Modifizierungen am Messgerät, die nicht ausdrücklich von Roche genehmigt wurden, kann die Betriebszulassung des Benutzers für das Messgerät erlöschen.

Die Prüfung dieses Messgeräts hat ergeben, dass die Grenzwerte für ein digitales Messgerät der Klasse B eingehalten werden. Das Messgerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen.

Konformitätserklärung

Roche Diagnostics erklärt hiermit, dass das Accu-Chek Aviva Insight Blutzuckermessgerät den grundlegenden Anforderungen und weiteren zutreffenden Vorschriften der europäischen Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse hinterlegt:
<http://declarations.accu-chek.com>

14.3 Hinweise zur Produktsicherheit



WARNUNG

- ▶ Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.
- ▶ Starke elektromagnetische Felder können den reibungslosen Betrieb des Messgeräts stören. Verwenden Sie dieses Messgerät nicht in der Nähe von Quellen starker elektromagnetischer Strahlung.
- ▶ Um ein elektrostatisches Entladen zu vermeiden, verwenden Sie das Messgerät nicht in einer sehr trockenen Umgebung, insbesondere nicht, wenn dort synthetische Materialien vorhanden sind.

14.4 Entsorgen des Messgeräts












WARNUNG

- ▶ Während der Blutzuckermessung kann das Messgerät mit Blut in Berührung kommen. Benutzte Geräte bergen daher ein Infektionsrisiko. Entfernen Sie die Batterie(n), bevor Sie das Messgerät entsorgen. Entsorgen Sie benutzte Messgeräte entsprechend den in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Informationen über die richtige Entsorgung erhalten Sie von den örtlichen Behörden.
- ▶ Das Messgerät fällt nicht in den Geltungsbereich der EU-Richtlinie 2002/96/EG – Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).
- ▶ Entsorgen Sie benutzte Batterien entsprechend den in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

14.5 Symbolerklärungen






Folgende Symbole können auf der Verpackung, auf dem Typenschild und in der Gebrauchsanweisung des Messgeräts vorkommen.







| | |
|---|--|
|  | Gebrauchsanweisung beachten. |
|  | Achtung, Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung dieses Produkts beachten. |
|  | Temperaturbegrenzung (Aufbewahrung bei) |
|  | Hersteller |
|  | Bestellnummer |
|  | In-vitro-Diagnostikum |









| | |
|---|--|
|  | Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinie 98/79/EG über In-vitro-Diagnostika. |
|  | Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (R&TTE). |
|  | Spezielle Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) |










14.6 Liste der Symbole









Das Messgerät verwendet folgende Symbole und Symbolbezeichnungen:

| Name des Symbols | Symbol |
|-----------------------|---|
| Abbrechen |  |
| Aktiv |  |
| Aktives Insulin |  |
| Alle |  |
| Basalinsulin |  |
| Basalinsulin gesperrt |  |









| Name des Symbols | Symbol |
|---|---|
| Batterie (Ladezustand) |  |
| Batterie wird geladen (leer) |  |
| Batterie wird geladen (teilweise geladen) |  |
| Batterie wird geladen (vollständig geladen) |  |
| Bolus |  |
| Bolus gesperrt |  |









| Name des Symbols | Symbol |
|---------------------------------|---|
| Bolusmenü |  |
| Bolusvorschlag |  |
| Bolusvorschlag akzeptiert |  |
| Bolusvorschlag nicht akzeptiert |  |
| BZ oder BZ-Messung |  |
| BZ-Durchschnittswerte |  |
| BZ-Messwertbereich Hypo |  |
| BZ-Messwertbereich niedrig |  |









| Name des Symbols | Symbol |
|------------------------------|---|
| BZ-Messwertbereich normal |  |
| BZ-Messwertbereich oberhalb |  |
| Daten |  |
| Daten hinzufügen |  |
| Datum und Uhrzeit |  |
| Diagramm |  |
| Display-Helligkeit |  |
| Einrichtungsmodus |  |
| Einstellungen Bolusvorschlag |  |








| Name des Symbols | Symbol |
|---------------------------|---|
| Einstellungen Touchscreen |  |
| Erinnerung |  |
| Fehler |  |
| Fehlerprotokoll |  |
| Fertig |  |
| Flugmodus |  |
| Flugmodus aus |  |
| Flugmodus ein |  |










| Name des Symbols | Symbol |
|---------------------------------|---|
| Funksignal (HF) |  |
| Funktionskontrolle |  |
| Funktionstest des Messgeräts |  |
| Funkverbindung |  |
| Gerät verbinden |  |
| Geräte |  |
| Geräte verwalten (Verbindungen) |  |
| Geräte- oder Funkverbindung |  |









| Name des Symbols | Symbol |
|---|---|
| Geräteeinstellungen |  |
| Gesamtverlauf |  |
| Gesperrt |  |
| Gesundheitsereignis |  |
| Gesundheitsereignis (benutzerdefiniert) |  |
| Gesundheitsereignis gesperrt |  |
| Großbuchstaben (Tastatur) |  |
| Hauptmenü |  |








| Name des Symbols | Symbol |
|------------------------------|---|
| Hilfe |  |
| Hintergrundfarbe |  |
| Informationen zum Messgerät |  |
| Insulin |  |
| Insulinschritt |  |
| Kein Eintrag (Messzeitpunkt) |  |
| Kohlenhydrate |  |
| Kohlenhydrate akzeptiert |  |

| Name des Symbols | Symbol |
|--------------------------------|---|
| Kohlenhydrate gesperrt |  |
| Kohlenhydrate nicht akzeptiert |  |
| Kohlenhydrateinheit |  |
| Krankheit |  |
| Löschen |  |
| Mahlzeit |  |
| Maximaler Bolus |  |
| Meine Daten |  |

| Name des Symbols | Symbol |
|------------------------|---|
| Messgerät |  |
| Messung läuft |  |
| Messzeitpunkt |  |
| Messzeitpunkt gesperrt |  |
| Mit PC verbinden |  |
| Moduseinstellung |  |
| Nach Mahlzeit |  |






| Name des Symbols | Symbol |
|----------------------|--|
| Namen bearbeiten |  |
| Notiz |  oder  |
| Notiz |  |
| Notiz gesperrt |  |
| Nüchtern |  |
| PC (Computer) |  |
| Pen/Spritze (Bolus) |  |
| Rücktaste (Tastatur) |  |

| Name des Symbols | Symbol |
|--------------------------|---|
| Schlafenszeit |  |
| Snack |  |
| Sonstige (Messzeitpunkt) |  |
| Speichern |  |
| Sport 1 |  |
| Sport 2 |  |
| Sprache |  |
| Standardanzeige |  |

| Name des Symbols | Symbol |
|---------------------|---|
| Statusanzeige |  |
| Stress |  |
| Systemeinstellungen |  |
| Tabelle |  |
| Tagebuch |  |
| Tagebuch gesperrt |  |
| Tagesverlauf |  |

| Name des Symbols | Symbol |
|---------------------------------|---|
| Temperatur |  |
| Ton abspielen |  |
| Ton- und Vibrationssignal |  |
| Tonsignal (Lautstärke) |  |
| Tortendiagramm |  |
| Touchscreen-Kalibrierung |  |
| Über das Gerät oder Information |  |
| Verbindung (neu) |  |

| Name des Symbols | Symbol |
|--|---|
| Vibration |  |
| Vor Mahlzeit |  |
| Vor Periode |  |
| Vorschlagsoptionen (Bolusvorschlag) |  |
| Warngrenzwerte |  |
| Warnung |  |
| Wartungsmeldung |  |

| Name des Symbols | Symbol |
|-------------------------|---|
| Wochenverlauf |  |
| Zeitblöcke zurücksetzen |  |
| Zeitblockeinstellungen |  |
| Zeitskala |  |
| Zielbereichsdaten |  |

14.7 Garantie

Es gelten die Verbraucherrechtsbestimmungen für den Verkauf von Gebrauchsgütern des jeweiligen Landes, in dem das Produkt erworben wurde.

14.8 Nachkauf von Verbrauchsmaterialien

Teststreifen

Accu-Chek Aviva Teststreifen

Kontrolllösungen

Accu-Chek Aviva Kontrolllösungen

14.9 Hinweise für medizinisches Fachpersonal



WARNUNG

Medizinisches Fachpersonal: Befolgen Sie die für Ihre Einrichtung geltenden Vorschriften zur Infektionskontrolle. Weitere Informationen für medizinisches Fachpersonal finden Sie in der Packungsbeilage der Teststreifen.

Handhabung von Proben


Tragen Sie beim Umgang mit durch Blut kontaminierten Gegenständen stets Handschuhe. Halten Sie sich beim Umgang mit Gegenständen, die mit Humanmaterial kontaminiert sein könnten, stets an die vorgeschriebenen Vorgehensweisen. Halten Sie sich an die geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften Ihres Labors oder Ihrer Einrichtung. Bereiten Sie die ausgewählte Blutentnahmestelle entsprechend den Vorschriften Ihrer Einrichtung vor.

Weitere Informationen zu geeigneten Probentypen, Antikoagulanzen und Anweisungen zur Handhabung finden Sie in der Packungsbeilage der Teststreifen.


14.10 Informationen zum Messgerät

Diese Informationen werden hauptsächlich für den technischen Support benötigt und werden gegebenenfalls vom Support-Personal angefordert.


Hauptmenü > Einstellungen > Über das Gerät > Informationen zum Messgerät



Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.



Führen Sie einen Bildlauf durch und wählen Sie **Über das Gerät**.



Wählen Sie **Informationen zum Messgerät**.



Wählen Sie **Weitere Infos**, um weitere Informationen zum Messgerät anzuzeigen.


14.11 Fehlerprotokoll

In der Anzeige **Fehlerprotokoll** sind die 50 letzten Fehler- und Wartungsmeldungen zu sehen, beginnend mit dem neuesten Eintrag.


Hauptmenü > Einstellungen > Über das Gerät > Fehlerprotokoll



Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.





Führen Sie einen Bildlauf durch und wählen Sie **Über das Gerät**.



Wählen Sie **Fehlerprotokoll**.

4




Führen Sie einen Bildlauf durch, um alle Einträge im Fehlerprotokoll anzuzeigen. Wählen Sie einen Eintrag im Fehlerprotokoll aus, um Einzelheiten zu dem Eintrag anzuzeigen.


14.12 Funksignal (HF)

Diese Informationen werden hauptsächlich für den technischen Support benötigt und werden gegebenenfalls vom Support-Personal angefordert.


Hauptmenü > Einstellungen > Über das Gerät > Funksignal



Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.



Führen Sie einen Bildlauf durch und wählen Sie **Über das Gerät**.




Wählen Sie **Funksignal**.

HINWEIS

Wenn das Messgerät nicht mit einem Gerät verbunden ist, ist die Schaltfläche **Funksignal** deaktiviert.





Die Namen der Geräte, von denen die Funksignale ausgehen, werden zusammen mit der jeweiligen Signalstärke angezeigt.

14.13 Grenzwerte und Grundeinstellungen des Messgeräts

| Datentyp | Maßeinheit | MIN. | MAX. | Schritt | Grundeinstellung |
|--|------------|------|------|----------------|---------------------------------|
| Basalinsulin | U | 0 | 99 | Insulinschritt | 0 |
| Benutzerdef. 1, 2 und 3 (Gesundheitsereignis) | % | -50 | 50 | 1 | 0 |
| Blutzuckeranstieg nach Mahlzeit (BZ) | mmol/L | 1.7 | 11.1 | 0.1 | 2.8 |
| Blutzuckermesswert | mmol/L | 0.6 | 33.3 | 1 | Kein Eintrag (- - - mmol/L) |
| Bolusinsulin | U | 0 | 25 | Insulinschritt | 0 |
| BZ-Grenzwert (Erinnerung nach hohem BZ-Messwert) | mmol/L | 5.5 | 19.5 | 0.1 | Warngrenzwert für Überzuckerung |

| Datentyp | Maßeinheit | MIN. | MAX. | Schritt | Grundeinstellung |
|--|------------|-------|-------|---------|-------------------------------------|
| BZ-Grenzwert (Erinnerung nach niedrigem BZ- Messwert) | mmol/L | 3.0 | 5.5 | 0.1 | Warngrenzwert für Unterzuckerung |
| Dauer bis zur Erinnerung nach einer Mahlzeit (Erinnerung nach) | HH:MM | 01:00 | 04:00 | 00:15 | 02:00 |
| Dauer bis zur Erinnerung nach hohem BZ-Messwert (Erinnerung nach) | HH:MM | 01:00 | 06:00 | 00:15 | 04:00 |
| Dauer bis zur Erinnerung nach niedrigem BZ- Messwert (Erinnerung nach) | HH:MM | 00:05 | 00:30 | 00:05 | 00:15 |

| Datentyp | Maßeinheit | MIN. | MAX. | Schritt | Grundeinstellung |
|------------------------------------|------------|------|------|---------|------------------------------|
| Ergebnis der Funktionskontrolle | mmol/L | 0.6 | 33.3 | 1 | Kein Eintrag (- - - mmol/L) |
| Insulinschritt* | U | 0.5 | 1 | | 1 |
| Kohlenhydrate | Gramm | 0 | 240 | 1 | Kein Eintrag (- - - g) |
| | BE | 0 | 20 | 0.1 | Kein Eintrag (- - - BE) |
| | KE | 0 | 24 | 0.1 | Kein Eintrag (- - - KE) |
| | CC | 0 | 16 | 0.1 | Kein Eintrag (- - - CC) |
| Kohlenhydratfaktor (Insulin) | U | 0.1 | 50 | 0.1 | 1 |
| Kohlenhydratfaktor (Kohlenhydrate) | Gramm | 1 | 240 | 1 | Kein Eintrag (- - - g) |
| | BE | 0.1 | 20 | 0.1 | Kein Eintrag (- - - BE) |
| | KE | 0.1 | 24 | 0.1 | Kein Eintrag (- - - KE) |
| | CC | 0.1 | 16 | 0.1 | Kein Eintrag (- - - CC) |
| Korrekturfaktor (BZ) | mmol/L | 0.1 | 55.4 | 0.1 | Kein Eintrag (- - - mmol/L) |

*Der Insulinschritt wird bei der Eingabe von Bolus- und Basalinsulindaten verwendet.

| Datentyp | Maßeinheit | MIN. | MAX. | Schritt | Grundeinstellung |
|---------------------------------|------------|------|------|---|--------------------------|
| Korrekturfaktor (Insulin) | U | 0.1 | 50 | 0.1 | 1 |
| Krankheit (Gesundheitsereignis) | % | -50 | 50 | 1 | 0 |
| Maximaler Bolus | U | 0 | 25 | 1 oder 0.5 (je nach eingestelltem Insulinschritt) | Kein Eintrag (- - - U) |
| Oberer Grenzwert (Zielbereich) | mmol/L | 5.5 | 15.0 | 0.1 | 8.0 |
| Snackgröße (Kohlenhydrate) | Gramm | 0 | 24 | 1 | Kein Eintrag (- - - g) |
| | BE | 0 | 2.0 | 0.1 | Kein Eintrag (- - - BE) |
| | KE | 0 | 2.4 | 0.1 | Kein Eintrag (- - - KE) |
| | CC | 0 | 1.6 | 0.1 | Kein Eintrag (- - - CC) |

| Datentyp | Maßeinheit | MIN. | MAX. | Schritt | Grundeinstellung |
|-----------------------------------|------------|-------|----------|---------|------------------|
| Sport 1 (Gesundheitsereignis) | % | -50 | 50 | 1 | 0 |
| Sport 2 (Gesundheitsereignis) | % | -50 | 50 | 1 | 0 |
| Stress (Gesundheitsereignis) | % | -50 | 50 | 1 | 0 |
| Unterer Grenzwert (Zielbereich) | mmol/L | 2.8 | 8.0 | 0.1 | 4.0 |
| Verzögerung | HH:MM | 00:45 | Wirkzeit | 00:15 | 01:00 |
| Vor Periode (Gesundheitsereignis) | % | -50 | 50 | 1 | 0 |
| Warngrenzwert für Überzuckerung | mmol/L | 10.0 | 19.4 | 0.1 | 16.6 |

| Datentyp | Maßeinheit | MIN. | MAX. | Schritt | Grundeinstellung |
|----------------------------------|------------|-------|-------|---------|------------------|
| Warngrenzwert für Unterzuckerung | mmol/L | 2.8 | 5.0 | 0.1 | 4.0 |
| Wirkzeit | HH:MM | 01:30 | 08:00 | 00:15 | 04:00 |

Anhang A: Überblick über den Bolusvorschlag

Bolusberechnung

Der von der Bolusvorschlagsfunktion des Messgeräts empfohlene Bolus besteht aus zwei Komponenten: einer Empfehlung für einen Kohlenhydratbolus, der Ihre Essensaufnahme deckt, und einer Empfehlung für einen Korrekturbolus zum Anpassen Ihres Blutzuckerspiegels, falls dieser nicht innerhalb des Zielbereichs liegt. Der Korrekturbolus kann positiv sein, wenn Ihr gegenwärtiger Blutzuckerspiegel oberhalb Ihres Zielbereichs liegt, bzw. negativ, wenn er Ihren Zielbereich unterschreitet.

Kohlenhydratbolus

Ein Kohlenhydratbolus entspricht der Insulinmenge, die abgegeben werden muss, um die Kohlenhydratmenge zu kompensieren, die Sie zu sich nehmen möchten. Er wird wie folgt berechnet:

$$\text{Kohlenhydratbolus} = \text{Kohlenhydrataufnahme} \times \text{Kohlenhydratfaktor}$$


Hierbei gilt:

$$\text{Kohlenhydratfaktor} = \text{Insulin} \div \text{Kohlenhydrate}$$

Korrekturbolus

Liegt Ihr gegenwärtiger Blutzuckerspiegel nicht innerhalb Ihres Zielbereichs, so wird ein Korrekturbolus vorgeschlagen.

Blutzuckergrenzwerte



1. Blutzuckermesswert
2. Warngrenzwert für Überzuckerung
3. Oberer Zielgrenzwert
4. Zielbereich
5. Unterer Zielgrenzwert
6. Warngrenzwert für Unterzuckerung

Besprechen Sie die Grenzwerte für Ihren Blutzuckerspiegel mit Ihrem Arzt.

Die Berechnung des vorgeschlagenen Korrekturbolus richtet sich nach Ihrem aktuellen Blutzuckermesswert, Ihrem Korrekturfaktor im aktuellen Zeitblock und danach, ob Sie eine Mahlzeit einplanen.

Beispiele für Bolusvorschlagsberechnungen

| Blutzuckerspiegel | Ohne Nahrungsaufnahme (Keine Kohlenhydrate) | Vor einer Mahlzeit |
|---|---|---|
| Über dem oberen Zielgrenzwert | $(\text{Aktueller BZ} - \text{Ziel-BZ}) \times \text{Korrekturfaktor}$ | $(\text{Aktueller BZ} - \text{Ziel-BZ}) \times \text{Korrekturfaktor} + \text{Kohlenhydratbolus}$ |
| Unterhalb des Warngrenzwerts für Unterzuckerung | Es wird eine Hypo-Warnung angezeigt. Sie erhalten den Ratschlag, schnell wirkende Kohlenhydrate zu essen. Kein Bolusvorschlag verfügbar. | Es wird eine Hypo-Warnung angezeigt. Sie erhalten den Ratschlag, schnell wirkende Kohlenhydrate zu essen. Kein Bolusvorschlag verfügbar. |
| Zwischen oberem und unterem Zielgrenzwert | Kein Korrekturbolus notwendig. | $(\text{Aktueller BZ} - \text{Ziel-BZ}) \times \text{Korrekturfaktor} + \text{Kohlenhydratbolus}$. Ein Korrekturbolus kann negativ sein. |
| Zwischen unterem Zielgrenzwert und Warngrenzwert für Unterzuckerung | Kein Bolus empfohlen. Der Korrekturbolus ist negativ. | $(\text{Aktueller BZ} - \text{Ziel-BZ}) \times \text{Korrekturfaktor} + \text{Kohlenhydratbolus}$. Der Korrekturbolus ist negativ. |


Sonstige Boli

Anschließende Kohlenhydratboli

Wenn Sie vorhaben, mehrere Mahlzeiten oder Snacks innerhalb eines kurzen Zeitraums zu sich zu nehmen, sollten Sie bei jeder Mahlzeit einen Kohlenhydratbolus abgeben. Die Berechnung erfolgt stets wie für einen Kohlenhydratbolus.

Korrekturbolus nach einer Mahlzeit

Ein Anstieg Ihres Blutzuckerspiegels nach einer Mahlzeit ist normal, auch wenn Sie den korrekten Kohlenhydratbolus abgegeben haben. Der zulässige Anstieg des Blutzuckerspiegels wird als „Blutzuckeranstieg nach einer Mahlzeit“ bezeichnet. Nach einem bestimmten Zeitraum, der so genannten Verzögerung, fällt der Blutzuckerspiegel vom Spitzenwert ab, bis er wieder auf Zielniveau ist. Der Zeitraum vom Beginn des Blutzuckeranstiegs bis zur Rückkehr des Blutzuckerspiegels auf Zielniveau wird als Wirkzeit bezeichnet. Während dieses Zeitraums wird ein Korrekturbolus nur empfohlen, wenn die Erhöhung Ihres Blutzuckerspiegels den Wert des zulässigen Blutzuckeranstiegs nach einer Mahlzeit überschreitet.




- ● ● Aktuelle BZ-Werte
- Mahlzeit
- Bolus
- Kein Bolus erforderlich
- Aktuell zulässiger BZ-Wert: Blutzuckeranstieg nach Mahlzeit

1. BZ-Spiegel
2. Hyper
3. Verzögerung
4. Wirkzeit
5. Zielwert
6. Blutzuckeranstieg nach Mahlzeit
7. Zielbereich
8. Hypo
9. Uhrzeit

Die gepunktete Linie gibt an, wie Ihr Blutzuckerspiegel sich möglicherweise nach einem Kohlenhydratbolus verändert. Der Bolusvorschlag toleriert einen Anstieg Ihres Blutzuckerspiegels innerhalb des zulässigen Bereichs für den Blutzuckeranstieg nach einer Mahlzeit (grün), ohne einen zusätzlichen Korrekturbolus zu berechnen. Wenn Sie eine Kohlenhydratmenge eingeben, die größer ist als die Snackgröße, wird die Einstellung für den Blutzuckeranstieg nach einer Mahlzeit zum Blutzuckerzielwert addiert. Die Form des Blutzuckeranstiegs nach einer Mahlzeit (Breite des grünen Bereichs) wird durch die Verzögerung und die Wirkzeit bestimmt.

Anschließende Korrekturboli

Der Unterschied zwischen Ihrem aktuellen Blutzuckerspiegel und Ihrem Blutzuckerzielwert wird als Delta-BZ-Wert bezeichnet. Ein nach den oben genannten Bedingungen abgegebener Korrekturbolus deckt diesen Unterschied eine gewisse Zeit lang ab. Wenn der Korrekturbolus zu wirken beginnt, sollte Ihr aktueller Blutzuckerspiegel fallen und nach der Verzögerung verringert sich der jeweilige Delta-BZ-Wert. Am Ende der Wirkzeit sollte Ihr Blutzuckerspiegel wieder den Zielgrenzwert erreicht haben. Sie erhalten nur dann eine Empfehlung für einen weiteren Korrekturbolus, wenn Ihr aktueller Blutzuckermesswert den aktuellen Delta-BZ-Wert überschreitet.



Anschließende Korrekturboli: Liegt Ihr Blutzuckermesswert im Bereich A des Schaubilds, wird kein Korrekturbolus vorgeschlagen. Liegt Ihr Blutzuckermesswert im Bereich B des Schaubilds, wird ein Korrekturbolus vorgeschlagen.


Beispiele für Bolusvorschlagsempfehlungen

Die folgenden Diagramme zeigen verschiedene Beispiele dafür, wie der Bolusvorschlag unterschiedliche Faktoren bei den Berechnungen berücksichtigt.

Der aktuell zulässige Blutzuckerwert berücksichtigt folgende Faktoren:


- ▶ Durchschnittswert des Zielbereichs
- ▶ Blutzuckeranstieg nach Mahlzeit
- ▶ Korrekturbolus

Nach einem Korrekturbolus



● ● ● Aktuelle BZ-Werte


 Bolus

 Kein Bolus erforderlich


 Aktuell zulässiger BZ-Wert:
Korrigierter BZ

1. BZ-Spiegel
2. Hyper
3. Verzögerung
4. Wirkzeit
5. Korrigierter BZ
6. Zielwert
7. Zielbereich
8. Hypo
9. Uhrzeit

Das obige Diagramm veranschaulicht die Auswirkungen dieser Regel. Der erste Korrekturbolus um 12:00 Uhr mittags bleibt während der Wirkzeit aktiv (Breite des blauen Bereichs). Wenn der Blutzuckerwert um 14:00 Uhr unter den aktuell zulässigen Blutzuckerwert fällt (oberer Rand des blauen Bereichs), wird kein weiterer Korrekturbolus berechnet.



Wenn ein Blutglukosemesswert über dem aktuell zulässigen Blutglukosewert liegt, wird ein Bolus berechnet (hellblau), der nur den Unterschied zwischen dem aktuellen Blutglukosewert (orangefarbene Punkte) und dem aktuell zulässigen Blutglukosewert (oberer Rand des dunkelblauen Bereichs) berücksichtigt.



Anschließende Mahlzeiten

Wenn Sie mehrere Mahlzeiten nacheinander zu sich nehmen, wird der Blutzuckeranstieg nach einer Mahlzeit für jeden neuen Kohlenhydratbolus neu begonnen.

Anhang B: Berechnungen des Bolusvorschlags

Die mathematische Grundlage für Bolusberechnungen

Es folgt eine Liste der wichtigsten Formeln und Berechnungsprinzipien, auf denen der Bolusvorschlag beruht. Es ist schwierig, einen Bolus anhand dieser Formeln selbst exakt zu berechnen, wenn die Wirkzeit und die Verzögerung kürzlich eingenommener Mahlzeiten und abgegebener Korrekturboli berücksichtigt werden müssen.

Kohlenhydratvorschlag

Diese Berechnung erfolgt, wenn der Blutzuckermesswert unter dem Warngrenzwert für Unterzuckerung liegt. Sie basiert auf den anderen für den aktuellen Zeitblock definierten Werten und das Ergebnis wird als Empfehlung zur Kohlenhydrataufnahme berechnet.

Kohlenhydrate =
(Durchschnittswert des Zielbereichs – Aktueller BZ)
× Korrekturfaktor ÷ Kohlenhydratfaktor

Hierbei gilt:

Korrekturfaktor = $\text{Insulin} \div \Delta\text{BZ (Delta-BZ)}$

Kohlenhydratfaktor = $\text{Insulin} \div \text{Kohlenhydrate}$

HINWEIS

- ▶ Es werden stets mindestens 12 g (oder die entsprechenden BE-, KE- oder CC-Einheiten) angegeben. Liegt der berechnete Wert unter 12 g, dann wird als Wert 12 g verwendet.
- ▶ Der Kohlenhydratvorschlag wird in der von Ihnen ausgewählten Kohlenhydratmaßeinheit (Gramm, BE, KE oder CC) angezeigt.



Kohlenhydratbolus

Die folgende Formel wird verwendet, um einen Mahlzeitenbolus zu berechnen:

$$\text{Kohlenhydratbolus} = \text{Kohlenhydrataufnahme} \times \text{Kohlenhydratfaktor}$$

Hierbei gilt:

$$\text{Kohlenhydratfaktor} = \text{Insulin} \div \text{Kohlenhydrate}$$

Aktuell zulässiger Blutzuckerwert

Der in der Berechnung des Korrekturbolus verwendete Durchschnittswert des Zielbereichs (wie unten zu sehen) ändert sich entsprechend der Definition für die Zeitblöcke.

Deshalb wird der aktuell zulässige Blutzuckerwert wie folgt berechnet:

Aktuell zulässiger Blutzuckerwert = Durchschnittswert des Zielbereichs + Blutzuckeranstieg nach Mahlzeit + Summe des durch den Korrekturbolus abgedeckten Blutzuckerbereichs

Hierbei gilt:

Der Blutzuckeranstieg nach einer Mahlzeit resultiert aus der aktuell aktiven Mahlzeit.

Die Summe des durch den Korrekturbolus abgedeckten Blutzuckerbereichs bezieht sich auf aktuell wirkende Korrekturboli.

Wenn aktuell keine Einstellungen für den Blutzuckeranstieg nach einer Mahlzeit oder die Wirkzeit eines Korrekturbolus aktiv sind, werden diese Parameter in der Formel durch „0“ ersetzt.

Korrekturbolus

Generell wird ein Korrekturbolus nur berechnet, wenn der aktuelle Blutzuckerwert über dem Warngrenzwert für Unterzuckerung und außerhalb des Zielbereichs liegt. Liegt der aktuelle Blutzuckerwert über dem Zielbereich, muss auch der aktuell zulässige Blutzuckerwert überschritten sein. Nur ein Korrekturbolus über „0“ löst eine entsprechende Wirkzeit aus.

**Korrekturbolus = (aktueller BZ - aktuell zulässiger BZ)
× Korrekturfaktor**

Hierbei gilt:

Korrekturfaktor = $\text{Insulin} \div \Delta\text{BZ}$ (Delta-BZ)

Der Blutzucker-Korrekturanteil richtet sich nach folgenden Maßgaben:

- ▶ Wenn aktueller BZ > aktuell zulässiger Blutzuckerwert, dann ist der Blutzucker-Korrekturanteil = aktueller BZ – aktuell zulässiger Blutzuckerwert.
- ▶ Wenn aktueller BZ > Warngrenzwert für Unterzuckerung und aktueller BZ < unterer Grenzwert des Zielbereichs, dann ist der Blutzucker-Korrekturanteil = aktueller BZ – Durchschnittswert des Zielbereichs.

Korrekturbolus mit Kohlenhydrataufnahme

Bei jeder Kohlenhydrateingabe wird der entsprechende Kohlenhydratbolus stets gegen einen (auch negativen) Korrekturbolus verschoben.

Bei Verzehr einer Mahlzeit wird der Korrekturbolus auch für Blutzuckermesswerte berechnet, die in den Zielbereich fallen, wenn:

- ▶ der aktuelle Blutzuckermesswert unter dem Durchschnittswert des Zielbereichs liegt oder
- ▶ der aktuelle Blutzuckermesswert über dem derzeit zulässigen Blutzuckerwert liegt.

Mathematisch negative Boli werden als „0“ angezeigt.

Aktives Insulin

Ein berechneter Wert, der die momentan im Körper befindliche Menge Insulin angibt, die zur Senkung des Blutzuckerspiegels verabreicht wurde. Dieser Wert berücksichtigt keine Insulinmengen, die zur Kompensation von Kohlenhydraten verabreicht wurden. Er beinhaltet auch kein Basalinsulin.

Glossar

| Begriff | Definition |
|------------------|--|
| Aktives Insulin | Ein berechneter Wert, der die momentan im Körper befindliche Menge Insulin angibt, die zur Senkung des Blutzuckerspiegels verabreicht wurde. Dieser Wert berücksichtigt keine Insulinmengen, die zur Kompensation von Kohlenhydraten verabreicht wurden. Er beinhaltet auch kein Basalinsulin. |
| Aktuelle Uhrzeit | Die Uhrzeit, die Sie im Menü „Einstellungen“ und anschließend in der Anzeige „Datum und Uhrzeit“ einstellen. |
| am | Ante meridiem: Vormittags (Angabe im 12-Stunden-Format für Uhrzeiten vor 12 Uhr mittags) |
| Anfangszeit | Die Anfangszeit eines Zeitblocks. |
| Basalrate | Die Insulinmenge, die pro Stunde abgegeben wird und nötig ist, um Ihren basalen, von einer Mahlzeit unabhängigen Insulinbedarf zu decken. |
| BE | Broteinheit |

| Begriff | Definition |
|------------------------------|--|
| Blutzucker (BZ) | Der Blutzuckerspiegel |
| Blutzuckeranstieg | Der Anstieg des Blutzuckerspiegels während oder nach einer Mahlzeit, der innerhalb eines bestimmten Bereichs als normal angesehen wird, selbst wenn ein Bolus abgegeben wurde. |
| Blutzuckergrenzwert | Eine Einstellung für Erinnerungen an Blutzuckermessungen: Der obere Blutzuckergrenzwert gilt für Messerinnerungen nach einem hohen Blutzuckermesswert, der untere Blutzuckergrenzwert gilt für Messerinnerungen nach einem niedrigen Blutzuckermesswert. |
| Bolus | Die (zusätzlich zur Basalrate) abgegebene Insulinmenge dient dazu, die Nahrungsaufnahme abzudecken und einen hohen Blutzuckerspiegel zu korrigieren. Die Bolusmenge wird von Ihrem Arzt unter Berücksichtigung Ihres Blutzuckerspiegels, Ihres Essverhaltens, Ihrer körperlichen Betätigung und anderer Faktoren festgelegt. |
| Bolusvorschlag | Wenn diese Funktion aktiviert ist, erhält der Benutzer Vorschläge, wie viel Insulin für eine Mahlzeit und/oder zur Korrektur des Blutzuckerspiegels verabreicht werden sollte. |
| Bolusvorschlagseinstellungen | Faktoren, die einen Einfluss auf die Berechnung des Bolusvorschlags haben. Hierzu zählen der Blutzuckeranstieg durch eine Mahlzeit, die Snackgröße, die Wirkzeit und die Verzögerung. |

| Begriff | Definition |
|---|---|
| °C | Grad Celsius |
| CC | Carbohydrate Choice (Kohlenhydratauswahl) |
| Drahtlose <i>Bluetooth</i> -Technologie | Eine Nahbereichs-Funktechnologie, mit der Geräte zum Informationsaustausch verbunden werden können. |
| Endzeit | Die Endzeit eines Zeitblocks |
| Ergebnis der Funktionskontrolle | Der Wert, der nach einer Funktionskontrolle auf dem Messgerät angezeigt wird. Wenn das Ergebnis der Funktionskontrolle innerhalb des Bereichs liegt, der auf dem Etikett der Teststreifenröhre angegeben ist, funktionieren die Teststreifen und das Blutzuckermessgerät ordnungsgemäß. |
| Erinnern nach | Eine Einstellung für Erinnerungen an die Blutzuckermessung. Der Zeitraum, nach dessen Ablauf Sie bei einem hohen oder niedrigen Blutzuckermesswert oder nach einer Mahlzeit an eine neuerliche Blutzuckermessung erinnert werden möchten. |
| Erinnerung | Wenn diese Funktion aktiviert ist, erinnert Sie das Messgerät an eine Blutzuckermessung, an eine neuerliche Blutzuckermessung oder an ein Ereignis oder eine Aktivität. |

| Begriff | Definition |
|---------------------------------------|--|
| Erinnerung nach einer Mahlzeit | Erinnert Sie daran, erneut eine Blutzuckermessung durchzuführen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird nach einer Mahlzeit eine Erinnerung ausgegeben. Damit diese Erinnerung erfolgen kann, müssen Sie den Messzeitpunkt einer Blutzuckermessung mit „Vor Mahlzeit“ kennzeichnen. |
| Erinnerung nach hohem BZ-Messwert | Erinnert Sie daran, erneut eine Blutzuckermessung durchzuführen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird nach einem hohen Blutzuckermesswert eine Erinnerung ausgegeben. |
| Erinnerung nach niedrigem BZ-Messwert | Erinnert Sie daran, erneut eine Blutzuckermessung durchzuführen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird nach einem niedrigen Blutzuckermesswert eine Erinnerung ausgegeben. |
| Erinnerungen an Blutzuckermessung | Erinnern Sie nach einem hohen oder niedrigen Blutzuckermesswert oder nach einer Mahlzeit an eine neuerliche Blutzuckermessung. |
| °F | Grad Fahrenheit |
| FCC | Federal Communications Commission (US-Fernmeldebehörde) |

| Begriff | Definition |
|-----------------------|--|
| Fehlerhaftes Ergebnis | Ein in der Vergangenheit liegendes Ergebnis, das wegen eines Fehlers nicht vom Messgerät angezeigt werden kann. |
| Flugmodus | Mit dieser Einstellung wird die gesamte drahtlose Kommunikation des Blutzuckermessgeräts deaktiviert, sodass die Vorschriften für Flugreisen eingehalten werden. |
| Funktionskontrolle | Ein Test des Messgeräts unter Verwendung einer Kontrolllösung, anhand dessen sich feststellen lässt, ob das Messgerät und die Teststreifen ordnungsgemäß funktionieren. |
| g | Gramm |
| Gesundheitsereignis | Informationen über Ihren aktuellen Gesundheitszustand oder Ihre Aktivitäten (Sport 1, Sport 2, Stress, Krankheit, Vor Periode oder Benutzerdefiniert). Es können bis zu 4 Gesundheitsereignisse ausgewählt und mit einem Blutzuckermesswert gespeichert werden. Jeder Gesundheitszustand bzw. jede Aktivität (Gesundheitsereignis) steht gemäß Ihren Einstellungen für einen bestimmten Prozentwert und wird für das Anpassen der Bolusvorschlagsempfehlungen verwendet. |
| GHz | Gigahertz |

| Begriff | Definition |
|--------------------|---|
| Grundeinstellungen | Die ursprünglichen Einstellungen des Blutzuckermessgeräts, bevor Sie diese ändern oder benutzerspezifisch anpassen. |
| HI | Wird auf dem Messgerät angezeigt, wenn der Blutzuckermesswert über dem Messbereich des Messgeräts liegt. |
| Hinweis | Zusätzliche Informationen |
| Hyper | Hyperglykämie (Überzuckerung): Ein Zustand, der auftritt, wenn der Blutzuckerspiegel zu hoch ist. |
| Hypo | Hypoglykämie (Unterzuckerung): Ein Zustand, der auftritt, wenn der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist. |
| IC | Industry Canada (kanadische Telekommunikationsbehörde) |
| Ignorieren | Beendet eine Erinnerung. |
| Insulinschritt | Die Menge in Einheiten (U), um die Ihre Insulindosis beim Programmieren eines Bolus oder beim Eingeben eines manuellen Tagebucheintrags angepasst wird. |

| Begriff | Definition |
|--------------------|--|
| ISO | Internationale Organisation für Normung |
| KE | Kohlenhydrateinheit |
| Kohlenhydrate | Kohlenhydrate umfassen Zucker und Stärke. Kohlenhydrate können den Blutzuckerspiegel langsam oder schnell erhöhen. Üblicherweise werden Kohlenhydrate gezählt, um eine Bolusinsulindosis zu berechnen. |
| Kohlenhydratfaktor | Die Insulinmenge, die erforderlich ist, um eine bestimmte Menge an Kohlenhydraten zu kompensieren. |
| Korrekturfaktor | Die Insulinmenge, die zum Absenken des Blutzuckerspiegels um einen bestimmten Wert erforderlich ist. |
| Lanyard | Eine Kordel, die am Handgelenk oder um den Hals getragen wird und an der ein Gegenstand befestigt ist. |
| LCD | Liquid Crystal Display (Flüssigkristallanzeige) |
| LO | Wird auf dem Messgerät angezeigt, wenn der Blutzuckermesswert unter dem Messbereich des Messgeräts liegt. |

| Begriff | Definition |
|--------------------|---|
| Maximaler Bolus | Der maximale Bolus dient als Schutz vor unbeabsichtigten überlangen Boli. Es handelt sich um eine Einstellung auf dem Messgerät, mit der die maximale Insulinmenge festgelegt wird, die in einem beliebigen Bolus abgegeben werden darf. Ein Bolus, der die maximale Bolusmenge übersteigt, muss zusätzlich bestätigt werden. |
| Messgerät | Blutzuckermessgerät |
| Messzeitpunkt | Informationen zum Zeitpunkt eines Blutzuckermesswerts (Vor Mahlzeit, Nach Mahlzeit, Schlafenszeit, Nüchtern oder Sonstige). Die Informationen können aus einem Auswahlménú ausgewählt und zusammen mit einem Blutzuckermesswert gespeichert werden. |
| mmol/L | Millimol pro Liter |
| Notiz | Ein Tagebucheintrag, der direkt aus dem Hauptménú oder der Statusanzeige heraus gespeichert werden kann. |
| Pen/Spritzen-Bolus | Ein Bolus, der mit einem Insulinpen oder einer Insulinspritze abgegeben wird. |

| Begriff | Definition |
|-----------------------|--|
| PIN | Persönliche Identifikationsnummer |
| pm | Post meridiem: Nachmittags (Angabe im 12-Stunden-Format für Uhrzeiten nach 12 Uhr mittags) |
| RF | Funksignal |
| SD | Standard Deviation (siehe „Standardabweichung“) |
| Signaltöne abschalten | Schaltet die Signaltöne des Blutzuckermessgeräts ab, bis die Abschaltzeit verstrichen ist oder das Messgerät eingeschaltet wird. |
| Snackgröße | Die Snackgröße definiert einen Kohlenhydratgrenzwert, bei dessen Überschreiten ein Blutzuckeranstieg berücksichtigt werden soll. |
| Standardabweichung | In dieser Gebrauchsanweisung gibt die Standardabweichung an, wie breit die Blutzuckermesswerte um den BZ-Durchschnittswert herum gestreut sind (d. h., wenn die Blutzuckermesswerte nahe am BZ-Durchschnittswert liegen, ist die Standardabweichung gering). |
| Suchmodus | Wenn Ihr Blutzuckermessgerät „erkennbar“ ist, können andere <i>Bluetooth</i> -Geräte das Messgerät finden, eine Verbindung zu ihm herstellen und mit ihm kommunizieren. |

| Begriff | Definition |
|---------------------------------|--|
| Teststreifen | Ein mit Chemikalien beschichteter Kunststoffstreifen, der in ein Messgerät eingeführt wird und dort mit einem Blutstropfen reagiert, um einen Blutzuckermesswert zu ermitteln. |
| Touchscreen | Ein Bildschirm, über den durch Berührung mit dem Gerät interagiert werden kann. |
| U | „Units“ oder Einheiten (Insulineinheiten) |
| USB | Universal Serial Bus |
| Verbunden | Das Messgerät und ein anderes Gerät kommunizieren exklusiv miteinander und übertragen Informationen, wenn sie miteinander verbunden sind. |
| Verschieben | Plant eine Erinnerung so ein, dass sie nach einem festgelegten Zeitraum (z. B. nach 5 Minuten) erneut ausgegeben wird. |
| Verzögerung | Die Zeitspanne, bevor das Insulin beginnt, den Blutzuckerspiegel zu senken. |
| Warngrenzwert | Siehe „Warngrenzwert für Überzuckerung“ und „Warngrenzwert für Unterzuckerung“. |
| Warngrenzwert für Überzuckerung | Ein im Blutzuckermessgerät eingestellter Grenzwert. Wenn Ihr Blutzuckermesswert über dem Warngrenzwert für Überzuckerung liegt, wird eine Warnung angezeigt. Der Warngrenzwert für Überzuckerung sollte von Ihrem Arzt eingestellt oder mit ihm besprochen werden. |

| Begriff | Definition |
|----------------------------------|---|
| Warngrenzwert für Unterzuckerung | Ein im Blutzuckermessgerät eingestellter Grenzwert. Wenn Ihr Blutzuckermesswert unter dem Warngrenzwert für Unterzuckerung liegt, wird eine Warnung angezeigt. Der Warngrenzwert für Unterzuckerung sollte von Ihrem Arzt eingestellt oder mit ihm besprochen werden. |
| Warnung | Beschreibt Situationen und Bedingungen, die eine Gefahr darstellen und zu Personenschäden führen können. |
| Wecker | Akustischer oder lautloser Alarm (durch Vibration) bei einer Erinnerung, einer Warnung, einem Fehler oder einer Wartungsmeldung. |
| Wirkzeit | Der Zeitraum zwischen dem Beginn der Bolusabgabe und dem Zeitpunkt, an dem der Blutzuckerspiegel voraussichtlich wieder seinen Zielbereich erreichen wird. |
| Zeitblock | Einer von maximal 8 Zeitabschnitten eines Tages. |
| Zeitraum | Der Benutzer legt die Zeitdauer fest. Es gibt eine Anfangs- und eine Endzeit. |
| Zielbereich | Die von Ihrem Arzt festgelegten unteren und oberen Blutzuckergrenzwerte, die vor einer Mahlzeit bzw. in nüchternem Zustand als akzeptabel gelten. |

Stichwortverzeichnis

A

Aktives Insulin 82, 320

B

Basalinsulin

Menge einstellen 53, 80, 213, 216

Batterie

Energiespartipps 14, 248

laden 26

wechseln 248

Batteriefachdeckel 6, 249

Berechnungen des Bolusvorschlags

Beispiele 305

Kohlenhydratbolus 303, 317

Kohlenhydratvorschlag 316

Korrekturbolus 304, 319

Bildlaufleiste 9, 16

Blauer Text 3

Blutzuckeranstieg

Beschreibung 45

einstellen 39, 92, 120

Blutzuckermessung 47

Blutzuckermesswert

Blutzuckermesswert (Anzeige) 50

Informationen hinzufügen 52

Interpretieren von Blutzuckermesswerten 58

Messwert im Detail 51

Statusleiste, Beschreibung 59

ungewöhnliche Blutzuckermesswerte 62

Bolusabgabe

mit Bolusvorschlag 77

ohne Bolusvorschlag 55

Bolusvorschlag

Bolus abgeben 77

Bolusvorschlagsoptionen 39, 45, 120

deaktivieren 122

einstellen 36, 87

Einstellungen für Zeitblöcke 93

Hinzufügen eines Zeitblocks 97

Überblick 43, 73

Zeitblöcke löschen 103

Zurücksetzen aller Zeitblöcke 113

BZ-Durchschnittswerte-Tabelle 243

C

Code-Chip 6, 49, 67
Continua Certified Manager 167, 278
Countdown Timer 83

D

Datum und Uhrzeit 35, 125
Display
 ausschalten 14
 Fehlerbehebung 260
 Helligkeit einstellen 134
 Hintergrundfarbe einstellen 136
Drahtlose *Bluetooth*-Technologie 279

E

Ein/Aus-Taste 5, 13, 33
Einrichtungsassistent 31, 33
Energiespartipps 248
Erinnerungen
 Arztbesuch 168, 176
 Basalinjektion 169, 185
 benutzerdefiniert 168, 180
 Blutzuckermessung nach hohem
 Blutzuckermesswert 168, 172
 Blutzuckermessung nach Mahlzeit 168, 170
 Blutzuckermessung nach niedrigem
 Blutzuckermesswert 168, 174
 BZ-Messung 169, 185
 Labortest 168, 178
 Medikament 168, 187
 Sonstige 169, 185
 Überblick 168
 Wecker 169, 183

F

- Fehlerbehebung
 - Ergebnisse von Funktionskontrollen außerhalb des Zielbereichs 70
 - Messgerät 259
 - ungewöhnliche Blutzuckermesswerte 62
- Fehlermeldungen, Fehlerbehebung 266
- Fehlerprotokoll 293
- Flasche mit Kontrolllösung 7
- Flugmodus 200, 201
- Funktionskontrolle
 - durchführen 66
 - Ergebnisse 69, 70
 - Ergebnisse außerhalb des Zielbereichs 70
- Funktionstest 255

G

- Garantie 291
- Gesamtverlauf, Erläuterung 218
- Gesundheitsereignisse
 - auswählen 53, 80, 212, 216
 - Beschreibung 44
 - Prozentwerte festlegen 38, 92, 118

H

- Haltbarkeitsdatum 22, 48, 65, 66
- Hauptmenü 9, 131
- HI 61
- Hinweis, Beschreibung 3
- Hochfrequenzsignal 280, 295
- Hoher Blutzuckerwert (Symptome) 64
- Hyperglykämie (Symptome) 64
- Hypoglykämie (Symptome) 64

I

- Informationsmeldungen, Fehlerbehebung 267
- Insulinpen-/Insulinspritzen-Bolus 57, 84
- Insulinschritt
 - Beschreibung 41
 - einstellen 35, 163

K

Kohlenhydrate

- Einheit einstellen 35, 166
- Einheiten, Beschreibung 40
- Menge einstellen 53, 80, 212, 215

Kohlenhydratfaktor

- Beschreibung 43
- einstellen 37, 89, 91, 95, 100, 102, 107, 112, 115, 117

Kontrolllösung 65, 67

Korrekturbolus nach einer Mahlzeit 306

Korrekturfaktor

- Beschreibung 44
- einstellen 37, 89, 91, 95, 100, 102, 107, 112, 115, 117

L

Laden der Batterie 26

Lanyard-Befestigung 5

Lautstärketasten 5

LO 61

M

Maximaler Bolus

- Beschreibung 41
- einstellen 36, 164

medizinisches Fachpersonal 291

Meine Daten 203

Messgerät

- ein-/ausschalten 5
- entsorgen 281
- Fehlerbehebung 259
- Funktionstest 255
- Funktionsübersicht 4, 23
- Grenzwerte und Grundeinstellungen 297
- Informationen für technischen Support 292
- reinigen 251
- Sicherheitshinweise 281
- Spezifikationen 277
- Wartung 247
- zurücksetzen 13, 261

Messgerät mit einem PC (USB-Kabel) verbinden 192

Messgerät zurücksetzen 13, 261

Messzeitpunkt 53, 80, 212, 215, 222

Micro-USB-Anschluss 5

Moduseinstellungen

- Signaltöne abschalten 128
- Ton- und Vibrationssignal 126

N

- Navigation 16
- Niedriger Blutzuckerwert (Symptome) 64
- Notizenanzeige 21

P

- Produkteinschränkungen 277

R

- Reinigen des Messgeräts 251

S

- Signaltöne abschalten 128
- Snackgröße
 - Beschreibung 45
 - einstellen 39, 92, 120
- Speichererweiterung (Port) 5
- Spezifikationen
 - Drahtlose *Bluetooth*-Technologie 279
 - Messgerät 277
- Sprache 34, 138

- Standardanzeige
 - Beschreibung 8
 - Hauptmenü oder Statusanzeige festlegen 130
- Startanzeige 33
- Statusanzeige 11, 131
- Steckplatz für den Teststreifen 5, 48, 66
- Symbole 282
- Symbooliste 206, 283
- Symptome
 - niedriger oder hoher Blutzuckerwert 64

T

- Tagebuch
 - Beschreibung 204
 - Daten anpassen 210
 - Daten anzeigen 210
 - Eintrag, Beschreibung 204
 - neue Daten hinzufügen 214
- Tagesverlaufdiagramm 232
- Tagesverlauftabelle 234
- Tastatur 20
- Teststreifen
 - Beschreibung 7
 - Teststreifen verwenden 22

Teststreifenröhre 7, 48, 66

Textfarbe 3

Thermometersymbol 10

Tonsignal

Modus 126

Touchscreen

Display 5

Kalibrierung 253

Ton 132

Vibration 132

U

USB

Anschluss am Messgerät 5

Kabel 26, 29, 192

USB-Kabel, Verbindungseinstellungen 196

V

Verzögerung

Beschreibung 45

einstellen 39, 92, 120

Vibrationssignal

Modus 126

Touchscreen 132

Violetter Text 3

W

Warngrenzwerte

Beschreibung 41

einstellen 35, 161

Warngrenzwert für Überzuckerung 35, 161

Warngrenzwert für Unterzuckerung 35, 161

Warnmeldungen, Fehlerbehebung 274

Warnung, Beschreibung 3

Wartung, Messgerät 247

Wartungsmeldungen 271

Wirkzeit

Beschreibung 45

einstellen 39, 92, 120

Wochenverlaufdiagramm 225

Wochenverlaufstabelle 227

Z

- Zeitblöcke, Bolusvorschlag aktiviert
 - alle Zeitblöcke zurücksetzen 113
 - Anfangszeit, Endzeit, Zielbereich, Kohlenhydratfaktor oder Korrekturfaktor ändern 93
 - Zeitblöcke löschen 103
 - Zeitblock hinzufügen 97
- Zeitblöcke, Bolusvorschlag deaktiviert
 - alle Zeitblöcke zurücksetzen 156
 - Anfangszeit, Endzeit oder Zielbereich ändern 139
 - Zeitblöcke löschen 147
 - Zeitblock hinzufügen 142
- Zeitblöcke, Erläuterung 42
- Zeitformat 34, 125
- Zielbereich 36, 91, 95, 100, 101, 107, 111, 115, 117, 141, 145, 146, 151, 155, 158, 159
- Zielbereichsdiagramm 238
- Zielbereichstabelle 239
- Zubehör 291



