

Accu-Chek® Mobile – За всяко ежедневие.



Измерване в 4 прости стъпки



Отваряне
Отворете предпазителя на върха.
Измервателният уред се включва.



Взимане на кръв
Натиснете ланцетното устройство от страни на върха на пръста. Сега натиснете копчето за активиране докрай: Само 1 щракване за затягане и отпускане.



Измерване
Нанесете капката кръв в средата на тестовото поле. При това докоснете тестовото поле съвсем леко.



Затваряне
След около 5 сек. можете да отчетете резултата. Когато затворите предпазителя на върха, измервателният уред се изключва.

Въвеждане в експлоатация / Смяна на тестовата касета (1–3)



Отворете предпазителя на върха докрай. Само тогава можете да отворите отделението за касети и да поставите тестова касета.



Избутайте отключващото копче за капака на касетата нагоре.



Поставете нова тестова касета в измервателния уред. Затворете капака на отделението за касети и предпазителя на върха.



Изтеглете защитното фолио на батериите назад от измервателния уред. Изтеглете защитното фолио от дисплея.

Подготвяне на ланцета



Подгответе ланцетното устройство за следващото взимане на кръв: Преместете лоста в посока ① и след това обратно в посока ②.



Завъртете капачето, докато желаната дълбочина на пробиване не застане върху маркировката. Започнете със средна дълбочина на пробиване, например 3.



Свалете ланцетния барабан едва след използването на всичките 6 ланцети.



Веднъж свален ланцетен барабан не може да се използва повторно. Той се разпознава по червената ивица.

Смяна на ланцетния барабан



Изтеглете капачето от ланцетното устройство.



Свалете ланцетния барабан.



Поставете нов ланцетен барабан (първо белия край). Сега имате на разположение 6 стерилни ланцети.



Поставете обратно капачето.



www.accu-check.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE и FASTCLIX са марки на Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Всички права запазени.

ACCU-CHEK®