

# Accu-Chek® Mobile – Per la vita di tutti giorni.

## 4 semplici passaggi per eseguire il test



**1**  
**Apertura**  
Aprire lo sportello.  
Il misuratore si accende.



**2**  
**Prelievo di sangue**  
Premere fermamente il pungidito contro il punto di prelievo prescelto. Premere ora il pulsante di scatto completamente fino in fondo.



**3**  
**Misurazione**  
Applicare la goccia di sangue al centro della zona reattiva, delicatamente e in modo uniforme. Non premere la zona reattiva sul dito.



**4**  
**Chiusura**  
Il test si conclude dopo circa 5 secondi. Leggere il risultato e chiudere lo sportello. Il misuratore si spegne.



Cassetta con 50 test

Caricatore di lancette  
con 6 lancette sterili

**Messa in funzione / Sostituzione della cassetta test (1-3)**



Aprire completamente lo sportello fino in fondo. Solo così è possibile aprire poi il vano portacassetta e inserire la cassetta test.



Spingere verso l'alto il tasto cursore per aprire il coperchio del vano portacassetta.



Inserire una nuova cassetta test nel misuratore. Chiudere il coperchio del vano portacassetta e la lo sportello.



Estrarre la pellicola di protezione delle batterie dal misuratore tirando all'indietro. Staccare la pellicola di protezione dal display.

**Preparazione del pungidito**



Preparare il pungidito per eseguire il prossimo prelievo di sangue. Spostare la levetta nella direzione ① e di nuovo indietro nella direzione ②.



Ruotare il cappuccio finchè è sulla profondità di puntura desiderata. Iniziare con una profondità di puntura intermedia, ad es. 3.



Non togliere il caricatore di lancette finchè non sono state utilizzate tutte le 6 lancette.



Una volta rimosso, il caricatore di lancette non può più essere utilizzato. È riconoscibile dalla striscia rossa.

**Sostituzione del caricatore di lancette**



Togliere il cappuccio dal pungidito.



Rimuovere il caricatore di lancette.



Inserire un nuovo caricatore di lancette (con la parte bianca in avanti). Ora sono disponibili 6 lancette sterili.



Rimettere il cappuccio.



[www.accu-chek.de](http://www.accu-chek.de)  
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH  
Sandhofer Straße 116  
68305 Mannheim

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE e FASTCLIX sono marchi di Roche.  
© 2016 Roche Diabetes Care. Tutti i diritti riservati.

**ACCU-CHEK®**