

Accu-Chek® Mobile – izmjerite šećer u krvi kad i gdje god želite.



Mjerenje u 4 jednostavna koraka



1
Otvaranje
Otvorite zaštitu šiljka.
Aparat se uključuje.



2
Vađenje krvi
Snažno pritisnite pribor za ubadanje o bočnu stranu jagodice prsta. Do kraja pritisnite gumb za okidanje: samo 1 klik za zatezanje i okidanje.



3
Mjerenje
Nanesite kapljicu krvi na sredinu testnog polja. Pri tome samo lagano dodirnite testno polje.



4
Zatvaranje
Nakon otprilike 5 sekundi možete očitati rezultat. Kada zatvorite zaštitu šiljka, aparat se isključuje.

Puštanje u rad / zamjena testne kasete (1-3)



1 Potpuno otvorite zaštitu šiljka, sve do graničnika. Samo tako možete otvoriti odgovarajući pretinac i umetnuti testnu kasetu.



2 Gumb za deblokiranje poklopca pretinca za kasetu gurnite prema gore.



3 Umetnite novu testnu kasetu u aparat za mjerenje. Zatvorite poklopac pretinca za kasetu te zaštitu šiljka.



4 Skinite zaštitnu foliju s baterije i izvucite je iz aparata. Skinite zaštitnu foliju sa zaslona.

Priprema lancete



1 Pripremite прибор za ubadanje za sljedeće vađenje krvi: pomaknite polugicu u smjeru ① i zatim natrag u smjeru ②.



2 Okrećite poklopac dok se na pokazivaču ne pojavi željena dubina uboda. Započnite sa srednjom dubinom uboda, primjerice s 3.



3 Bubanj s lancetama izvadite tek nakon što ste utrošili svih 6 lanceta.



Jednom izvađeni bubanj s lancetama ne može se vratiti natrag u aparat. Prazan bubanj prepoznajete po crvenoj oznaci.

Zamjena bubnja s lancetama



1 Skinite poklopac s pribora za ubadanje.



2 Uklonite bubanj s lancetama.



3 Umetnite novi bubanj s lancetama (prvo stranu označenu bijelom bojom). Na raspolaganju vam je 6 sterilnih lanceta.



4 Ponovno postavite poklopac.



www.accu-check.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer StraÙe 116
68305 Mannheim

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE i FASTCLIX zaštićeni su žigovi kompanije Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Sva prava pridržana.

ACCU-CHEK®