

# Accu-Chek® Mobile – Voor elke dag.



## Metten in 4 eenvoudige stappen



**1**

**Openen**  
Open het afdekkapje.  
De meter wordt ingeschakeld.



**2**

**Bloed afnemen**  
Druk de prikpen stevig tegen de zijkant van uw vingertop. Druk nu op de prikknop: slechts 1 klik om te spannen en te prikken.



**3**

**Metten**  
Breng de bloeddruuppel in het midden van het testveld aan. Raak het testveld daarbij slechts heel licht aan.



**4**

**Sluiten**  
Na ongeveer 5 seconden kunt u het meetresultaat aflezen. Wanneer u het afdekkapje volledig sluit schakelt de meter uit.

**Ingebruikname / vervangen van de testcassette (1 - 3)**



1  
Open het afdekkapje. Schuif dit helemaal naar links totdat de meter aangaat.



2  
Schuif de knop voor het cassettecompartimentdeksel omhoog.



3  
Plaats een nieuwe testcassette in de meter. Sluit het cassettecompartimentdeksel en het afdekkapje.



4  
Trek de beschermfolie van de batterijen naar achter uit het meter. Trek de beschermfolie van de display af.

**Lancet voorbereiden**



1  
De prikpen voor bereiden voor de volgende bloedafname: Beweeg het hendeltje naar ① en weer terug naar ② voor een nieuw lancet.



2  
Draai het dopje tot de gewenste prikdiepte op de markering staat. Begin met een gemiddelde prikdiepte, bijv. 3.



3  
Verwijder de lancettenhouder pas als alle 6 lancetten gebruikt zijn.



Een reeds verwijderde lancettenhouder kan niet meer worden ingebracht. Een lege houder is te herkennen aan een rode streep.

**Vervangen van de lancettenhouder**



1  
Haal het dopje van de prikpen af.



2  
Verwijder de lancettenhouder.



3  
Plaats een nieuwe lancettenhouder (met het witte uiteinde eerst). Er zijn nu weer 6 nieuwe lancetten ter beschikking.



4  
Plaats het dopje terug op de prikpen.



[www.accu-check.de](http://www.accu-check.de)  
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH  
Sandhofer Straße 116  
68305 Mannheim

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE en FASTCLIX zijn handelsnamen van Roche.  
© 2016 Roche Diabetes Care. Alle rechten voorbehouden.

**ACCU-CHEK®**