

Accu-Chek® Mobile – pentru fiecare zi

Măsurare în 4 pași simpli



Deschiderea
Deschideți capacul de protecție al vârfului.
Aparatul de măsurare pornește.



Recoltarea sângelui
Apăsați ferm dispozitivul de înțepare pe buricul degetului dumneavoastră. Apăsați acum complet până jos butonul de declanșare: doar 1 clic pentru strângere și declanșare.



Măsurarea
Aplicați picătura de sânge în mijlocul câmpului de testare. Când faceți acest lucru, doar atingeți ușor câmpul de testare.



Închiderea
După aproximativ 5 sec. puteți citi rezultatul.
Când închideți capacul de protecție al vârfului, aparatul de măsurare se închide.



Casetă de testare cu 50 de teste

Tambur de lanțete
cu 6 lanțete sterile

Punerea în funcțiune / Înlocuirea casetei de testare (1-3)



1
Deschideți complet capacul de protecție al vârfului până la opritor.
Doar atunci puteți deschide compartimentul casetei și introduce caseta de testare.



2
Împingeți în sus butonul de deblocare pentru capacul compartimentului casetei.



3
Introduceți o nouă casetă de testare în aparatul de măsurare. Închideți capacul compartimentului casetei și capacul de protecție al vârfului.



4
Trageți înapoi spatele folia de protecție a bateriilor din aparatul de măsurare. Desprindeți folia de protecție de pe ecran.

Pregătirea unei lanțete



1
Pregătiți dispozitivul de înțepare pentru următoarea recoltare a sângelui:
Mișcați maneta în direcția ① și din nou înapoi în direcția ②.



2
Rotați capacul până când pe marcaj este atinsă adâncimea de înțepare dorită. Începeți cu o adâncime medie de înțepare, de ex. 3.



3
Îndepărtați tamburul de lanțete doar după consumarea celor 6 lanțete.



Odată îndepărtat, un tambur de lanțete nu poate fi inserat din nou. Acesta poate fi recunoscut după banda roșie.

Înlocuirea tamburului de lanțete



1
Scoateți capacul de pe dispozitivul de înțepare.



2
Îndepărtați tamburul de lanțete.



3
Introduceți un tambur de lanțete nou (mai întâi capătul alb). Acum vă stau la dispoziție 6 lanțete sterile.



4
Așezați capacul la loc.



www.accu-check.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE și FASTCLIX sunt mărci Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Toate drepturile rezervate.

ACCU-CHEK®