

# Accu-Chek® Mobile – izmerite šećer u krvi kada i gde god želite.

## Merenje u 4 jednostavna koraka



**1**  
**Otvaranje**  
Otvorite zaštitu šiljka.  
Aparat se uključuje.



**2**  
**Vađenje krvi**  
Snažno pritisnite pribor za ubadanje o bočnu stranu jagodice prsta. Do kraja pritisnite dugme za okidanje: samo 1 klik za zatezanje i okidanje.



**3**  
**Merenje**  
Nanesite kapljicu krvi na sredinu testnog polja.  
Pazite da samo lagano dodirnete testno polje.



**4**  
**Zatvaranje**  
Nakon otprilike 5 sekundi možete očitati rezultat.  
Kada zatvorite zaštitu šiljka, aparat se isključuje.



Testna kaseta s 50 testova

Bubanj za lancete  
sa 6 sterilnih lanceta

### Puštanje u rad / zamena testne kasete (1-3)



1  
Sasvim otvorite zaštitu šiljka, sve do graničnika. Samo tako možete otvoriti odgovarajuću pregradu i umetnuti testnu kasetu.



2  
Dugme za deblokiranje poklopca pregrade za kasetu gurnute prema gore.



3  
Stavite novu testnu kasetu u aparat za merenje. Zatvorite poklopac pregrade za kasetu i zaštitu šiljka.



4  
Skinite zaštitnu foliju sa baterija i izvucite je iz aparata. Skinite zaštitnu foliju sa ekrana.

### Priprema lancete



1  
Pripremite pribor za ubadanje za sledeće vađenje krvi: pomerite polugicu prvo u smeru ①, a zatim nazad, u smeru ②.



2  
Okrećite poklopac dok se na pokazivaču ne pojavi željena dubina uboda. Započnite sa srednjom dubinom uboda, na primer sa 3.



3  
Bubanj sa lancetama izvadite tek kada utrošite svih 6 lanceta.



Novi bubanj sa lancetama  
Iskorišćeni, prazan bubanj za lancete  
Crvena oznaka  
Jednom izvađeni bubanj sa lancetama ne može se vratiti nazad u aparat. Prazan bubanj prepoznajete po crvenoj oznaci.

### Zamena bubnja sa lancetama



1  
Skinite poklopac sa pribora za ubadanje.



2  
Uklonite bubanj za lancete.



3  
1 bubanj sa lancetama = 6 lanceta  
Umetnite novi bubanj sa lancetama (prvo stranu označenu belom bojom). Na raspolaganju vam je 6 sterilnih lanceta.



4  
Ponovo stavite poklopac.



www.accu-check.de  
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH  
Sandhofer StraÙe 116  
68305 Mannheim

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE i FASTCLIX su zaštićeni žigovi kompanije Roche.  
© 2016 Roche Diabetes Care. Sva prava zadržana.

ACCU-CHEK®