

Accu-Chek® Mobile – İstedığınız yerde, istediğiniz zaman kan şekeri ölçümü.

4 basit adımda ölçüm



1
Açma
İğne kapağını açın.
Cihaz otomatik olarak devreye girer.



2
Kan alma
Delme tertibatını sıkıca parmak ucunuzun yan tarafına bastırın. Ardından tetik düğmesini sonuna kadar aşağıya bastırın: Kurma ve tetikleme işlemi sadece 1 tık ile gerçekleşir.



3
Ölçme
Kan damlasını ölçüm alanının ortasına aktarın. Bu hareketi test alanına sadece hafifçe dokunarak yapın.



4
Kapatma
Yaklaşık 5 saniye sonra sonucu okuyabilirsiniz. İğne kapağını kapattığınızda cihaz otomatik olarak kapanır.



50 testlik test kaseti

6 steril lanset
içeren lanset şarjörü

İlk çalıştırma / Test kasetini değiştirme (1-3)



İğne kapağını sonuna kadar açın. Şimdi kaset yuvasını açabilir, test kasetini yerleştirebilirsiniz.



Kaset yuvası kapağının kilit düğmesini yukarıya doğru itin.



Yeni bir test kasetini cihazın içine yerleştirin. Kaset yuvası kapağını ve iğne kapağını kapatın.



Pilin koruyucu folyosunu arkaya doğru çekerek cihazdan çıkarın. Göstergenin koruyucu folyosunu çıkarın.

Lanset hazırlama



Delme tertibatını bir sonraki kan alma işlemine hazırlayın: Kolu ① yönünde hareket edin, ardından tekrar ② yönüne geri çevirin.



Arzu edilen delme derinliği işaretin karşısına gelinceye kadar kapağı çevirin. Orta derecede bir delme derinliğiyle, örn. 3. kademeyle başlayın.



Lanset şarjörünü 6 lansetin tümünü kullandıktan sonra değiştirin.



Bir kez çıkarılan lanset şarjörü bir daha cihaza yerleştirilemez. Kullanılmış olduğu üzerinde kırmızı şeritten anlaşılır.

Lanset şarjörünü değiştirme



Delme tertibatının kapağını çekerek çıkarın.



Lanset şarjörünü çıkarın.



Yeni bir lanset şarjörü yerleştirin (beyaz ucu önde olacak şekilde). Artık 6 steril lanset kullanabilirsiniz.



Kapağı tekrar takın.



www.accu-check.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE ve FASTCLIX Roche firmasının ticari markalarıdır.
© 2016 Roche Diabetes Care. Tüm hakları saklıdır.

ACCU-CHEK®