

Wireless adapter



Instructions for use / Gebrauchsanweisung / Instructions d'utilisation
Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Brugsanvisning
Bruksanvisning / Käyttöohje / 取扱説明書



WARNING / WARNUNG / AVERTISSEMENT / AVVERTENZA / WAARSCHUWING / ADVARSEL / VARNING / VAARA / 警告



(EN)

- Choking hazard. Small parts. Keep away from children under the age of 3 years.
- Keep new and used batteries away from children. Ingestion or insertion into the body may cause chemical burns, perforation of soft tissues, and death. Severe burns may occur within 2 hours of swallowing. If you think a battery might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek medical attention immediately.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. Contact Roche.
- Only pair the Wireless adapter in a secure, trusted area. This may reduce the risk of other people connecting to your meter.

(DE)

- Erstickungsgefahr. Kleinteile. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufzubewahren.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Das Verschlucken oder Einführen in den Körper kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichtalgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Wenn Sie annehmen, dass eine Batterie verschluckt oder in den Körper eingeführt wurde, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und halten Sie es von Kindern fern. Wenden Sie sich an Roche.
- Koppeln Sie den Drahtlosadapter nur in einer sicheren, vertrauenswürdigen Umgebung. Dies kann das Risiko verringern, dass andere Personen sich mit Ihrem Blutzuckermessgerät verbinden.

(FR)

- Risque d'étouffement. Petites pièces. Conservez hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Toute ingestion ou insertion dans le corps entraîne un risque de brûlures chimiques ou de perforation des tissus mous, voire un risque de mort. De graves brûlures peuvent survenir dans les 2 heures suivant une ingestion. En cas de suspicion d'ingestion ou d'insertion d'une pile dans une quelconque partie du corps, demandez immédiatement des soins médicaux.
- Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, interrompez toute utilisation du produit et conservez-le hors de portée des enfants. Contactez Roche.
- Ne liez l'adaptateur pour la communication sans fil que dans un environnement sûr et de confiance. Vous pouvez ainsi réduire le risque que d'autres personnes se connectent à votre lecteur.

(IT)

- Pericolo di soffocamento. Parti di piccole dimensioni. Conservare fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.
- Conservare batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione o l'inserzione in orifizi esterni può condurre a ustioni chimiche, perforazione dei tessuti circostanti e morte. Ustioni gravi possono scaturire entro 2 ore dall'ingestione. Nel caso di ingestione o di inserzione in orifizi esterni, certa o anche solo sospetta, consultare immediatamente un medico.

(NL)

- Verstikkingsgevaar. Kleine onderdelen. Buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar bewaren.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen weg van kinderen. Inslijken of inbrengen in het lichaam kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van weke delen en overlijden. Ernstige brandwonden kunnen optreden binnen 2 uur na het inslikken. Als u denkt dat een batterij mogelijk is ingerukt of in het lichaam is ingebracht, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Als het batterijcompartiment niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het weg van kinderen. Neem contact op met Roche.
- Koppel de draadloze adapter alleen in een veilige, vertrouwde omgeving. Dit kan het risico verminderen dat andere mensen verbinding maken met uw meter.

(DA)

- Risiko for kvældning. Indholder små dele. Skal holdes uden for rækkevidde af børn under 3 år.
- Hold nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Indtagelse eller indføring i kroppen kan forårsage kemiske forbrændinger, gennemtrængning af blodt væv og dødsfald. Alvorlige forbrændinger kan forekomme inden for 2 timer efter synkning. Hvis du mistænker, at et batteri kan være slugt eller indført i en kropsdel, skal du straks søge lægehjælp.
- Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt til, må produktet ikke bruges og skal holdes uden for børns rækkevidde. Kontakt Roche.
- Den trådløse adapter må kun pardannes i et sikkert område, som du har tillid til. Dette reducerer risikoen for, at andre personer opretter forbindelse til dit apparat.

(NO)

- Fare for kvelning. Små deler. Må oppbevares utilgjengelig for barn under 3 år.
- Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn. Innat eller innføring i kroppen kan føre til kjemiske brannsår, perforering av bløtvæv og dødsfall. Det kan oppstå alvorlige brannskader innen 2 timer etter svegning. Hvis du tror at et batteri kan ha blitt sveget

eller innført i noen del av kroppen, må du umiddelbart oppsøke legehjelp.

- Hvis batterirummet ikke låses helt, skal du slutte å bruke produktet og oppbevare det utilgjengelig for barn. Kontakt Roche.
- Koble den trådløse adapteren kun i et sikkert og pålitelig område. Dette kan redusere risikoen for at andre personer opretter forbindelse til blodsukkerapparatet ditt.

(SV)

- Kvävningsrisk. Små delar. Förvaras oåtkomligt för barn under 3 år.
- Förvara nya och använda batterier oåtkomligt för barn. Intag eller införande i kroppen kan leda till kemiska brännskador, perforation av mjukvävnaden och döden. Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter sväljning. Om du misstänker att ett batteri kan ha svälts eller förts in i kroppen, ska du omgående söka läkarvård.
- Om det inte går att stänga batterifacket ordentligt, ska du sluta använda produkten och förvara den oåtkomligt för barn. Kontakta Roche.
- Koppla endast den trådlösa adapttern på en säker och tillförlitlig plats. Detta kan minska risiken för att andra personer ansluter till din mätare.

(FI)

- Tukehtumisvaara. Sisältää pieniä osia. Pidä poissa alle 3-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Suuhun tai kehon sisään joutunut paristo voi aiheuttaa kemiallisia palovammoja, pehmytkudosaurioita tai kuolemaa. Nieltä paristo voi aiheuttaa vakavia palovammoja jo 2 tunnin kulussa niemelisestä. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut kehon sisään, ota välittömästi yhteyttä lääkärin.
- Jos paristokoteloi ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käytö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Ota yhteys asiakaspalveluun.
- Yhdistä langaton adaptori vain suojuussa, luotettavassa ympäristössä. Nämä voidaan vähentää riskejä, ettei muut ihmiset muodostavat yhteyden mittarii.




(JA)

- 小さな部品を飲み込むと窒息する恐れがあります。3歳未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 未使用および使用済みの電池はお子様の手の届かない場所に保管してください。飲み込んだり、体内に入れた場合、化学熱傷、軟組織の穿孔および死亡の原因となる可能性があります。また、飲み込んでから2時間以内に重度の熱傷が生じる可能性があります。電池を飲み込んだり、体内に入れたと思われる場合、直ちに医師の診察を受けてください。
- 電池ボックスカバーがしっかりと閉まらない場合、製品の使用を中止し、お子様の手の届かない場所に保管してください。その上で「ロシュにハローーお客様センター」にお問い合わせください。
- ワイヤレスデータ通信アダプターのペアリングは、安全で信頼できる場所でのみ行ってください。これにより、第三者者が自分のメーターに接続するリスクを減らすことができます。

Overview of wireless adapter / Übersicht Drahtlosadapter / Aperçu de l'adaptateur pour la communication sans fil / Panoramica sull'adattatore / Overzicht van de draadloze adapter / Oversigt trådløs adapter / Oversikt trådlös adapter / Översikt över den trådlösa adapttern / Langattoman adapterin päälipirteet / ワイヤレスデータ通信アダプターの一覧



Attaching the wireless adapter / Drahtlosadapter befestigen / Attacher l'adaptateur pour la communication sans fil / Collegamento dell'adattatore al misuratore / Aansluiten van de draadloze adapter / Påsætning af trådløs adapter / Koble trådløs adapter til apparatet / Sätta fast den trådlösa adapttern / Langattoman adapterin kiinnittäminen / ワイヤレスデータ通信アダプターの付着



Pairing the wireless adapter / Drahtlosadapter erstmals koppeln / Première liaison de l'adaptateur pour la communication sans fil / Associazione dell'adattatore / Koppelen van de draadloze adapter / Pardannelse af trådløs adapter for første gang / Koble trådløs adapter første gang / Koppla den trådlösa adapttern första gången / Langattoman adapterin yhdistäminen / ワイヤレスデータ通信アダプターのペアリング

1


2

3

4

5

6



Replacing the battery / Batterie austauschen / Changement de la pile / Sostituzione della batteria / Vervangen van de batterij / Udskiftning af batteri / Bytte batteri
 Byta batteri / Pariston vaihto / 電池の交換



Troubleshooting / Fehler beheben / Dépannage / Risoluzione dei problemi / Oplossen van problemen / Problemlösning / Felsökning / Vianmääritys
 プロブレムシューティング



PRECAUTION / VORSICHTSMASSNAHME / PRÉCAUTION / PRECAUZIONE / VOORZORGSMATREGEL / FORHOLDSREGEL FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD / VAROTOIMENPIDE / 注意

(EN) Used devices carry a risk of infection. Dispose of the used wireless adapter according to local regulations.

(DE) Von benutzten Geräten kann ein Infektionsrisiko ausgehen. Entsorgen Sie den benutzten Drahtlosadapter entsprechend den in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

(FR) Des dispositifs usagés présentent un risque d'infection. Éliminez l'adaptateur pour la communication sans fil usagé conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

(IT) I dispositivi usati possono rappresentare un rischio d'infezione. Eliminare l'adattatore usato secondo le disposizioni locali.

(NL) Gebruikte apparaten vormen een potentieel infectiegevaar. Gooi de gebruikte draadloze adapter weg conform de hiervoor geldende lokale voorschriften.

(DA) Brugte enheder udgør en infektionsrisiko. Bortskaf den brugte trådløse adapter i henhold til lokale bestemmelser.

(NO) Brukte enheter medfører infeksjonsrisiko. Kast den brukte trådløse adapteren i samsvar med bestemmelserne som gjelder i ditt land.

(SV) Använda enheter utgör en infektionsrisk. Kassera den använda trådlösa adaptern i enlighet med lokala regelverk.

(FI) Käytetty laite voi aiheuttaa infektoriskin. Hävitä käytetty langaton adapteri paikallisten määärysten mukaan.

(JA) 使用済みの測定器には感染の可能性があります。使用済みのワイヤレスデータ通信アダプターを各自治体等の規定に従って廃棄してください。

Customer Support / Kundenservice / Service après-vente / Servizio assistenza / Customer Service / Kundeservice / Kundesenter / Kundsupport / Asiakaspalvelu
 ロシュにハローお客様センター

Belgium

Tel: 0800-93626 (Accu-Chek Customer Care)
www.accu-check.be

Danmark

Accu-Chek Kundeservice:
 Tlf. 80 82 84 71
www.accu-check.dk

Deutschland

Accu-Chek Kundenservice:
 Kostenfreie Telefonnummer 0800 4466800
 Montag bis Freitag: 08:00 bis 18:00 Uhr
www.accu-check.de

France

Service après-vente :
 Numéro vert : 0800 27 26 93
www.accu-check.fr

**



Finland

Kundtjänsttelefon: 0800 92066 (kostnadsfri)
www.accu-cheek.fi

Italia

Servizio Assistenza 800 822 189
www.accu-cheek.it

Nederland

Accu-Chek Customer Care
 Tel: 0800 022 05 85
www.accu-cheek.nl

Norge

Accu-Chek Kundesenter: 21 400 100
www.accu-cheek.no

Österreich

Accu-Chek Kunden Service Center:
 0800 012 422
www.accu-cheek.at

Sverige

Accu-Chek Kundsupport:
 Telefon: 020-41 00 42
 E-post: info@accu-cheek.se

www.accu-cheek.se

Switzerland

Accu-Chek Kundenservice 0800 803 303 gebührenfrei
 Service clientèle Accu-Chek 0800 803 303 appel gratuit
 Servizio clienti Accu-Chek 0800 803 303 gratuito
www.accu-cheek.ch

Finnland

Asiakaspalvelupuhelin: 0800 92066 (maksuton)
www.accu-cheek.fi

ロシュDCジャパン株式会社

東京都港区港南1-2-70

フリーダイヤル: 0120-642-860

202-SMG015



ACCU-CHEK and ACCU-CHEK MOBILE
 are trademarks of Roche.

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Roche is under license.

All other product names and trademarks are the property of their respective owners.

© 2024 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH
 Sandhofer Strasse 116
 68305 Mannheim, Germany
www.accu-cheek.com