

Kan şekerinin ölçülmesi



Ölçüm çubuğunu çıkarma

Önden veya arkadan bir ölçüm çubuğunu hafifçe bastırarak yukarı doğru itin. Bu ölçüm çubuğunun üst kısmına da dokunabilirsiniz.



Ölçüm çubu unu yerle tirme

Ölçüm çubu unu ok i areti yönünde ölçüm çubu u yuvasına yerle tirin. E er önceden cihazı açarsanız, otomatik olarak aydınlatma etkinle ir.



Kanı uygulama

Ölçüm çubuğunun sarı ucuyla kan damlasına dokunun ve ekranda "Ölçüm yapılıyor" yazısı belirinceye kadar bekleyin.



Ölçüm çubuğunu çıkarma

Ölçüm çubuğu çıkarma düğmesine basarak veya ölçüm çubuğunu dışarı çekerek, ölçüm çubuğunu atın.



Menü tuşları

Aç/Kapa tuşu

Ölçüm çubuğu çıkarma düğmesi

Ölçüm çubuğu yuvası

Ayrıntılı kullanım bilgileri www.accu-check.de/guide adresindeki ürün videosunda veya ürün paketindeki broşürde verilmiştir.

Hazırlama

Lanset şarjörünü yerleştirme



1. Kapağı çekerek çıkarın

2. Lanset arjörünü yerleştirin

3. Kapağı yerine takın



Arzu edilen delme derinliği işaretin karşısına gelinceye kadar kapağı çevirin.

Kan alma

Sadece 1 tıkl!

Sadece 1 tıkl ile çekin ve tetikleyin



Kan almak için tetik düğmesini sonuna kadar aşağıya bastırın.

Ölçümden sonra

Lanset şarjörünü hazırlama ve çıkarma



1. Kolu önce sonuna kadar aşağı, sonra tekrar yukarı hareket ettirin.

2. Çıkarırken kapağı çekin ve lanset şarjörünü dışarı çekin.

Kullanılmamış lanset şarjörü



Kullanılmış lanset şarjörü



Dikkat: Lanset şarjörlerini tüm lansetler kullanılmadan çıkarmayın. Bir kez çıkarıldıktan sonra, şarjör hijyenik nedenlerden dolayı tekrar kullanılamaz.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK FASTCLIX ve ACCU-CHEK GUIDE Roche'un ticari markalarıdır.

© 2021 Roche Diabetes Care. Tüm hakları saklıdır.

accu-check.de

Roche Diabetes Care Deutschland GmbH

Sandhofer Straße 116

68305 Mannheim