

Accu-Chek Guide simplifie beaucoup de choses.



Retrouvez plus d'informations sur la manipulation en vidéo à l'adresse www.accu-chek.de/guide ou sur la notice d'utilisation.

Réalisation d'une mesure de glycémie



Retrait d'une bandelette réactive

Faites glisser une bandelette réactive à l'avant ou à l'arrière en exerçant une légère pression vers le haut. Vous pouvez aussi toucher l'extrémité supérieure de cette bandelette réactive.



Application de la goutte de sang

Mettez la goutte de sang en contact avec le bord jaune de la bandelette réactive et attendez l'affichage du message « Mesure en cours ».



Insertion d'une bandelette réactive

Introduisez la bandelette réactive dans la fente d'insertion en suivant le sens de la flèche. Si le lecteur est éteint, il s'allumera automatiquement, l'éclairage est automatiquement activé.



Éjection d'une bandelette réactive

Retirez la bandelette réactive en pressant le bouton d'éjection ou en la sortant manuellement.

ACCUCHEK®

Accu-Chek FastClix. Le prélèvement sanguin en un seul clic.

Préparation

Insertion de la cartouche de lancettes



1. Retirez l'embout

2. Introduisez la cartouche

3. Remettez l'embout



Tournez l'embout jusqu'à ce que la profondeur de piqûre souhaitée se trouve en face de la marque.

Prélèvement sanguin

En un seul clic !

Un seul clic pour armer et déclencher



Enfoncez le bouton de déclenchement pour obtenir une goutte de sang.

Élimination

Déverrouillage et retrait de la cartouche de lancettes



1. Poussez le bouton-poussoir vers le bas, puis faites-le remonter.

2. Retirez l'embout pour sortir la cartouche.

Cartouche non utilisée



Cartouche utilisée



Attention : Ne retirez pas la cartouche de lancettes avant d'avoir utilisé toutes les lancettes. Une fois retirée, la cartouche ne peut plus être réinsérée pour des raisons d'hygiène.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE et FASTCLIX sont des marques de Roche.
© 2018 Roche Diabetes Care. Tous droits réservés.



www.accu-chek.de

Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

Vous souhaitez en savoir plus ?

Nos collaborateurs du Service Clients Accu-Chek sont là pour vous !

Numéro vert : 0800 4466800 (du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00).

Ou rendez-vous sur notre site Internet www.accu-chek.de

ACCU-CHEK®