

Die CGM-Lösung im Überblick



Accu-Chek SmartGuide CGM-Sensor

- Sendet Zuckerwerte kontinuierlich³ an das Smartphone
- Schnelles & leichtes Setzen mit dem einfachen Applikator
- Tragedauer: maximal 14 Tage
- Aufwärmphase: 1 Stunde ab Setzen des Sensors



mySugr App

Vorhersagen⁴

- 30 Minuten Vorhersage für niedrigen Glukosewert
- 2 Stunden Glukosevorhersage
- 7 Stunden Vorhersage für nächtliche Unterzuckerung

Weitere Funktionen

- Bolusrechner
- Tagebuch und Mustererkennung
- Kompatibel mit Apple Health und Accu-Chek Blutzuckermessgeräten

Zur Nutzung des vollen Leistungsspektrums von Accu-Chek SmartGuide ist die mySugr App erforderlich.



Jetzt mySugr App herunterladen!



Ihr Weg zu Accu-Chek SmartGuide

Bestellen Sie
Accu-Chek SmartGuide
hier:



Gesetzlich versichert?

Viele Krankenkassen erstatten die Kosten (z.B. bei mehrmals täglicher Insulinabgabe).
In nur drei Schritten zu Ihrem Sensor:
Rezept bei Ihrer Arztpraxis holen, online bestellen und Lieferung direkt nach Hause erhalten. Scannen Sie den QR Code, um ein Musterrezept sowie alle wichtigen Schritte zu sehen.

Privat versichert?

Kostenübernahme mit der Privaten Krankenversicherung klären und Sensoren direkt über den QR-Code bestellen – einzeln oder als bequemes Abo. Die Rechnung reichen Sie danach einfach bei Ihrer Versicherung ein.

Keine Erstattung?

Kein Problem! Bestellen Sie als Selbstzahler die Accu-Chek SmartGuide Sensoren einfach rezeptfrei online über den QR-Code. Die Lieferung kommt direkt zu Ihnen nach Hause.



Alles auf einen Blick

Hilfreiche Videos, persönliche Beratung sowie nützliche Webinare und Veranstaltungen – unser SmartService begleiten Sie Schritt für Schritt bei Ihrem Start:
www.accu-chek.de/services/cgm-smartservice



Sie haben Fragen?


Ihr Accu-Chek Kundenservice ist für Sie da!

- Kontaktformular: www.accu-chek.de/kontakt
- E-Mail: smartguide.de@roche.com
- Telefon: 0800 2231123 (Mo-Fr, von 08:00-18:00 Uhr)


ACCUCHEK, ACCUCHEK SMARTGUIDE und mySugr sind Marken von Roche. Alle anderen Produktnamen und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Die hier abgebildeten Bildschirme können von den tatsächlichen Bildschirmen in der App abweichen.
© 2026 Roche Diagnostics Deutschland
accu-chek.de | Roche Diagnostics Deutschland GmbH | Sandhofer Straße 116 | 68305 Mannheim

ACCUCHEK®
SmartGuide

Roche



Diabetes? Einfach. Smart. Im Griff.



³ Der Sensor liefert nach 60 Minuten Aufwärmzeit alle fünf Minuten Glukosewerte.

⁴ Die mySugr App benachrichtigt Nutzer:innen bei einem voraussichtlich niedrigen Glukosewert innerhalb der nächsten 30 Minuten (Vorhersage für niedrigen Glukosewert), liefert Vorhersagen für die voraussichtliche Glukoseentwicklung in den nächsten 2 Stunden (Glukosevorhersage) und zeigt das voraussichtliche Risiko einer nächtlichen Hypoglykämie in den nächsten 7 Stunden (Vorhersage für nächtliche Unterzuckerung, aktiv zwischen 21:00 und 02:00 Uhr). Für die Nutzung der Vorhersagefunktionen ist eine Internetverbindung erforderlich.

Einfach vorbereitet. Einfach beruhigt.

Unsere Vorhersagefunktionen

Für mehr innere Ruhe und Gelassenheit in Ihrem Diabetesalltag & eine entspannte Nachtruhe.

Bald niedriger Wert vor 5 Min.
Zwischen 12:00 und 12:30 fällt dein Wert vielleicht unter 70 mg/dL.



Benachrichtigung bei niedrigem Glukosewert

30 Minuten Vorhersage für niedrigen Glukosewert

Benachrichtigt Sie über einen wahrscheinlich niedrigen Zuckerwert innerhalb der nächsten 30 Minuten und schlägt konkrete Maßnahmen für die Stabilisierung Ihres Zuckerspiegels vor.

Ihr Vorteil: Rechtzeitiges Handeln könnte dabei helfen, Unterzuckerungen vorzubeugen oder ihre Dauer und Tiefe zu reduzieren.¹



Ihr aktueller Zuckerwert mit Trendpfeil



Leicht verständliche Grafiken


Bestmögliche Prognose der voraussichtlichen Werte

2 Stunden Glukosevorhersage

Zeigt Ihnen in einer leicht verständlichen Grafik, wie sich Ihr Zuckerspiegel in den nächsten zwei Stunden voraussichtlich entwickelt.



Ihr Vorteil: Mit dem Wissen über den voraussichtlichen Verlauf Ihres Zuckerwertes haben Sie die Möglichkeit, potenzielle Schwankungen zu verhindern, bevor sie auftreten.¹



Vorhersage für nächtliche Unt... Jetzt
Sehr hohes Risiko, dass 70 mg/dL zwischen 22:30 und 02:00 unterschritten wird.



Sehen Sie, wann eine potenzielle Unterzuckerung bevorstehen könnte, und erhalten Sie Vorschläge für die Stabilisierung Ihrer Zuckerwerte.

7 Stunden Vorhersage für nächtliche Unterzuckerung

Die Funktion zeigt vor dem Zubettgehen, wie hoch Ihr Risiko für eine nächtliche Unterzuckerung ist und benachrichtigt Sie, wenn das Risiko sehr hoch ist. Sie zeigt zudem den Zeitraum, in dem die Unterzuckerung am wahrscheinlichsten auftritt² und schlägt vor, was Sie zur Stabilisierung Ihres Zuckerspiegels tun können.



Ihr Vorteil: Sie kennen das Risiko für eine nächtliche Unterzuckerung im Voraus, um vor dem Schlafengehen proaktiv Maßnahmen ergreifen zu können.

¹ Glatzer T, Ehrmann D, Gehr B, et al. Clinical Usage and Potential Benefits of a Continuous Glucose Monitoring Predict App. J Diabetes Sci Technol. 2024;18(5):1009-1013. doi:10.1177/19322968241268353

¹ Glatzer T, Ehrmann D, Gehr B, et al. Clinical Usage and Potential Benefits of a Continuous Glucose Monitoring Predict App. J Diabetes Sci Technol. 2024;18(5):1009-1013. doi:10.1177/19322968241268353

² Wenn das Risiko für die erste Nachthälfte (die ersten 3,5 Stunden) und die zweite Nachthälfte (die letzten 3,5 Stunden) unterschiedlich ist, hebt die Vorhersage für nächtliche Unterzuckerung das Zeitfenster mit hohem Risiko in der Benachrichtigung hervor.