

Die CGM-Lösung im Überblick



- Accu-Chek SmartGuide sendet Zuckerwerte kontinuierlich³ an das Smartphone
- Schnelles und leichtes Setzen mit dem einfachen Applikator
- Tragedauer: maximal 14 Tage
- Aufwärmphase: 1 Stunde ab Setzen des Sensors



- Wissen, wo die Zuckerwerte stehen und in welche Richtung sie sich voraussichtlich bewegen⁴
- Intelligente Vorhersagen zeigen die voraussichtliche Entwicklung des Zuckerspiegels für bis zu sieben Stunden⁴
- Individuelle Alarmer für zu hohe oder niedrige Zuckerwerte ein- oder ausschalten
- Leicht verständliche Darstellung aller relevanten Informationen für das Diabetesmanagement

Zur Nutzung des vollen Leistungsspektrums von Accu-Chek SmartGuide sind sowohl die Accu-Chek SmartGuide App als auch die Accu-Chek SmartGuide Predict App erforderlich.



Ihr Weg zu Accu-Chek SmartGuide: Musterrezept für die Versorgung

Gutscheine	Krankenkasse bzw. Kostenträger									
Gutschrift	RVG	Hilfs-mittel	Impf-stand	Spr.-St.-faktor	Begr.-Platz	Apotheken-Nummer/K				
Konto	6	X	8	9	☐					
Sonstige	Zustufung					Gesamt-Bonus				
Unfall	MUSTER									
Arbeitsunfall	geb. am									
	Kassen-Nr.			Versicherten-Nr.			Status			
	Betriebsstätten-Nr.			VK gültig bis			Datum			
	Vertragsarztstempel									

Rp. (Bitte Leeräume durchstreichen)

Accu-Chek SmartGuide rtCGM

Diagnose: Diabetes mellitus Typ 1 **oder** Typ 2

Therapieform: z. B. ICT **oder** CSII

Therapieziel, falls erforderlich: z. B. Vermeidung von Hypoglykämien

Bei Arbeitsunfall auszufüllen!

Abgabedatum in der Apotheke

Unterschrift des Arztes

Jetzt testen! Bestellen Sie unentgeltlich Ihr Accu-Chek SmartGuide Testpaket. Den Weg zu Ihrem Testsensor finden Sie auch unter www.cgm-testen.de



Accu-Chek SmartGuide App und Predict App herunterladen!
Den Link zum Download finden Sie auch unter
www.accu-chek.de/cgm-appstores





Sie haben Fragen?

Ihr Accu-Chek Kundenservice ist für Sie da!

- Kontaktformular: www.accu-chek.de/kontakt
- E-Mail: smartguide.de@roche.com
- Telefon: 0800 2231123 (Mo–Fr, von 08:00–18:00 Uhr)


ACCU-CHEK, ACCU-CHEK SMARTGUIDE und ACCU-CHEK SMARTGUIDE PREDICT sind Marken von Roche. Alle anderen Produkt- und Markenbezeichnungen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Die hier abgebildeten Bildschirme können von den tatsächlichen Bildschirmen in der App abweichen. © 2025 Roche Diagnostics Deutschland
accu-check.de | Roche Diagnostics Deutschland GmbH | Sandhofer Straße 116 | 68305 Mannheim

ACCU-CHEK®
SmartGuide



Accu-Chek SmartGuide

Einfach vorbereitet. Einfach beruhigt.



3 Der Sensor liefert nach 60 Minuten Aufwärmzeit alle fünf Minuten Glukosewerte.

4 Die Accu-Chek SmartGuide Predict App benachrichtigt Nutzer:innen bei einem voraussichtlich niedrigen Glukosewert innerhalb der nächsten 30 Minuten (Vorhersage für niedrigen Glukosewert), liefert Vorhersagen für die voraussichtliche Glukoseentwicklung in den nächsten 2 Stunden (Glukosevorhersage) und zeigt das voraussichtliche Risiko einer nächtlichen Hypoglykämie in den nächsten 7 Stunden (Vorhersage für nächtliche Unterzuckerung, aktiv zwischen 21:00 und 02:00 Uhr). Für die Nutzung der Vorhersagefunktionen ist eine Internetverbindung erforderlich.

10388030990 ④ 0825

Einfach vorbereitet. Einfach beruhigt.

Unsere Vorhersagefunktionen

Für mehr innere Ruhe und Gelassenheit in Ihrem Diabetesalltag & eine entspannte Nachtruhe.



30 Minuten

Vorhersage für niedrigen Glukosewert


Benachrichtigt Sie über einen wahrscheinlich niedrigen Zuckerwert innerhalb der nächsten 30 Minuten und schlägt konkrete Maßnahmen für die Stabilisierung Ihres Zuckerspiegels vor.

Ihr Vorteil: Rechtzeitiges Handeln könnte dabei helfen, Unterzuckerungen vorzubeugen oder ihre Dauer und Tiefe zu reduzieren.¹

Benachrichtigung bei niedrigem Glukosewert



Leicht verständliche Grafiken




Ihr aktueller Zuckerwert
Bestmögliche Prognose der voraussichtlichen Werte

2 Stunden

Glukosevorhersage

Zeigt Ihnen in einer leicht verständlichen Grafik, wie sich Ihr Zuckerspiegel in den nächsten zwei Stunden voraussichtlich entwickelt. So können Sie potenziell bevorstehenden Schwankungen einen Schritt voraus sein.

Ihr Vorteil: Mit dem Wissen über den voraussichtlichen Verlauf Ihres Zuckerwertes haben Sie die Möglichkeit, potenzielle Schwankungen zu verhindern, bevor sie auftreten.¹



Ihr potenzielles Risiko



Vorschläge für die Stabilisierung Ihrer Zuckerwerte
Sehen Sie, wann eine potenzielle Unterzuckerung bevorstehen könnte.

7 Stunden

Vorhersage für nächtliche Unterzuckerung

Die Funktion zeigt vor dem Zubettgehen, wie hoch Ihr Risiko für eine nächtliche Unterzuckerung ist und benachrichtigt Sie, wenn das Risiko sehr hoch ist. Sie zeigt zudem den Zeitraum, in dem die Unterzuckerung am wahrscheinlichsten auftritt² und schlägt vor, was Sie zur Stabilisierung Ihres Zuckerspiegels tun können.

Ihr Vorteil: Sie kennen das Risiko für eine nächtliche Unterzuckerung im Voraus, um vor dem Schlafengehen proaktiv Maßnahmen ergreifen zu können.

¹ Glatzer T, Ehrmann D, Gehr B, et al. Clinical Usage and Potential Benefits of a Continuous Glucose Monitoring Predict App. J Diabetes Sci Technol. 2024;18(5):1009-1013. doi:10.1177/19322968241268353

² Wenn das Risiko für die erste Nachthälfte (die ersten 3,5 Stunden) und die zweite Nachthälfte (die letzten 3,5 Stunden) unterschiedlich ist, hebt die Vorhersage für nächtliche Unterzuckerung das Zeitfenster mit hohem Risiko in der Benachrichtigung hervor.