

Die CGM-Lösung im Überblick



- Accu-Chek SmartGuide sendet Zuckerwerte kontinuierlich³ an das Smartphone
- Schnelles und leichtes Setzen mit dem einfachen Applikator
- Tragedauer: maximal 14 Tage
- Aufwärmphase: 1 Stunde ab Setzen des Sensors



- Wissen, wo die Zuckerwerte stehen und in welche Richtung sie sich voraussichtlich bewegen⁴
- Intelligente Vorhersagen zeigen die voraussichtliche Entwicklung des Zuckerspiegels für bis zu sieben Stunden⁴
- Individuelle Alarme für zu hohe oder niedrige Zuckerwerte ein- oder ausschalten
- Leicht verständliche Darstellung aller relevanten Informationen für das Diabetesmanagement

Zur Nutzung des vollen Leistungsspektrums von Accu-Chek SmartGuide sind sowohl die Accu-Chek SmartGuide App als auch die Accu-Chek SmartGuide Predict App erforderlich.



Ihr Weg zu Accu-Chek SmartGuide: Musterrezept für die Versorgung

Krankenkasse bzw. Kostenträger		HIV-positiv		Implantat		Sex-St. Bedarf		Begr.-Pktz.		Apotheken-Nummer/K	
Name, Vorname des Versicherten		geb. am		Zusatzung		Gesamt-Brutto					
MUSTER											
Kassen-Nr.		Versicherten-Nr.		Status		Anrechnungsfähigkeit/Nr.		Faktor		Taxe	
Betriebsstätten-Nr.		VK gültig bis		Datum		1. Verordnung		2. Verordnung		3. Verordnung	
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)											
Accu-Chek SmartGuide rtCGM											
Diagnose: Diabetes mellitus Typ 1 oder Typ 2											
Therapieform: z. B. ICT oder CSII											
Therapieziel, falls erforderlich: z. B. Vermeidung von Hypoglykämien											
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Abgabedatum in der Apotheke		Unterschrift des Arztes							
Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer									

Sie haben Ihr Rezept bereits erhalten?
Im Video erfahren Sie die einfachen nächsten Schritte zu Accu-Chek SmartGuide!



Accu-Chek SmartGuide App vorab herunterladen! Weitere Informationen finden Sie unter www.mein-cgm.de



Sie haben Fragen?


Ihr Accu-Chek Kundenservice ist für Sie da!

- Kontaktformular: www.accu-chek.de/kontakt
- E-Mail: smartguide.de@roche.com
- Telefon: 0800 2231123 (Mo-Fr, von 08:00-18:00 Uhr)

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK SMARTGUIDE und ACCU-CHEK SMARTGUIDE PREDICT sind Marken von Roche. Alle anderen Produktnamen und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Die hier abgebildeten Bildschirme können von den tatsächlichen Bildschirmen in der App abweichen. © 2025 Roche Diagnostics Deutschland
accu-chek.de | Roche Diagnostics Deutschland GmbH | Sandhofer Straße 116 | 68305 Mannheim


ACCU-CHEK®
SmartGuide

Roche



Accu-Chek SmartGuide

Einfach vorbereitet. Einfach beruhigt.



³ Der Sensor liefert nach 60 Minuten Aufwärmzeit alle fünf Minuten Glukosewerte.

⁴ Die Accu-Chek SmartGuide Predict App benachrichtigt Nutzer:innen bei einem voraussichtlich niedrigen Glukosewert innerhalb der nächsten 30 Minuten (Vorhersage für niedrigen Glukosewert), liefert Vorhersagen für die voraussichtliche Glukoseentwicklung in den nächsten 2 Stunden (Glukosevorhersage) und zeigt das voraussichtliche Risiko einer nächtlichen Hypoglykämie in den nächsten 7 Stunden (Vorhersage für nächtliche Unterzuckerung, aktiv zwischen 21:00 und 02:00 Uhr). Für die Nutzung der Vorhersagefunktionen ist eine Internetverbindung erforderlich.

Einfach vorbereitet. Einfach beruhigt.

Unsere Vorhersagefunktionen

Für mehr innere Ruhe und Gelassenheit in Ihrem Diabetesalltag & eine entspannte Nachtruhe.



30 Minuten


Vorhersage für niedrigen Glukosewert

Benachrichtigt Sie über einen wahrscheinlich niedrigen Zuckerwert innerhalb der nächsten 30 Minuten und schlägt konkrete Maßnahmen für die Stabilisierung Ihres Zuckerspiegels vor.

Ihr Vorteil: Rechtzeitiges Handeln könnte dabei helfen, Unterzuckerungen vorzubeugen oder ihre Dauer und Tiefe zu reduzieren.¹



Leicht verständliche Grafiken



Ihr aktueller Zuckerwert


Bestmögliche Prognose der voraussichtlichen Werte

2 Stunden

Glukosevorhersage

Zeigt Ihnen in einer leicht verständlichen Grafik, wie sich Ihr Zuckerspiegel in den nächsten zwei Stunden voraussichtlich entwickelt. So können Sie potenziell bevorstehenden Schwankungen einen Schritt voraus sein.

Ihr Vorteil: Mit dem Wissen über den voraussichtlichen Verlauf Ihres Zuckerwertes haben Sie die Möglichkeit, potenzielle Schwankungen zu verhindern, bevor sie auftreten.¹



Ihr potenzielles Risiko



Vorschläge für die Stabilisierung Ihrer Zuckerwerte

Sehen Sie, wann eine potenzielle Unterzuckerung bevorstehen könnte.

7 Stunden

Vorhersage für nächtliche Unterzuckerung

Die Funktion zeigt vor dem Zubettgehen, wie hoch Ihr Risiko für eine nächtliche Unterzuckerung ist und benachrichtigt Sie, wenn das Risiko sehr hoch ist. Sie zeigt zudem den Zeitraum, in dem die Unterzuckerung am wahrscheinlichsten auftritt² und schlägt vor, was Sie zur Stabilisierung Ihres Zuckerspiegels tun können.

Ihr Vorteil: Sie kennen das Risiko für eine nächtliche Unterzuckerung im Voraus, um vor dem Schlafengehen proaktiv Maßnahmen ergreifen zu können.

¹ Glatzer T, Ehrmann D, Gehr B, et al. Clinical Usage and Potential Benefits of a Continuous Glucose Monitoring Predict App. J Diabetes Sci Technol. 2024;18(5):1009-1013. doi:10.1177/19322968241268353

¹ Glatzer T, Ehrmann D, Gehr B, et al. Clinical Usage and Potential Benefits of a Continuous Glucose Monitoring Predict App. J Diabetes Sci Technol. 2024;18(5):1009-1013. doi:10.1177/19322968241268353

² Wenn das Risiko für die erste Nachthälfte (die ersten 3,5 Stunden) und die zweite Nachthälfte (die letzten 3,5 Stunden) unterschiedlich ist, hebt die Vorhersage für nächtliche Unterzuckerung das Zeitfenster mit hohem Risiko in der Benachrichtigung hervor.