

CHECKLISTE REZEPTBEDARF

Dank des modularen Aufbaus des Accu-Chek Solo Mikropumpensystems muss nur noch gewechselt werden, was wirklich nötig ist.



Transparentes Reservoir




Infusionseinheit
(= Pumpenhalterung & Kanüle)



Hochwertige Pumpenbasis



Praktische Setzhilfe



Diabetes Manager



Accu-Chek Guide Teststreifen

	Transparentes Reservoir	Infusionseinheit (= Pumpenhalterung & Kanüle)	Hochwertige Pumpenbasis	Praktische Setzhilfe	Diabetes Manager	Accu-Chek Guide Teststreifen
Packungsinhalt:	8 Stück	13 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	50 Teststreifen
Durchschnittlicher Wechsel:	nach 3 – 4 Tagen	nach 3 Tagen	nach 6 Monaten	nach 4 Jahren	Kein Wechsel notwendig	–
Durchschnittlicher Bedarf:	3 Packungen / Quartal	3 Packungen / Quartal	2 Pumpenbasen / Jahr	1 Setzhilfe / 4 Jahre	4 Jahre Garantie	–
PZN:	16 797 288	6 mm: 16 797 302 9 mm: 16 797 319	16 797 325	16 824 677	–	11 664 909
HiMi-Nr.	03.29.06.1002	6 mm: 03.29.06.0001 9 mm: 03.29.06.0002	03.29.06.0003	03.99.99.0006	–	–

Sie wollen mehr erfahren?

Ihr Accu-Chek Kundenservice ist unter der kostenfreien Telefonnummer **0800 4466800** von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr für Sie da! Informationen rund um Diabetes, zu unseren Produkten und Services finden Sie auch online unter www.accu-chek.de sowie auf unserer Facebookseite www.facebook.com/RocheDiabetesCareDE.