

Zum Glück können Injektionen schmerzarm sein!



Sie wollen mehr erfahren?

Ihr Accu-Chek Kundenservice ist unter der kostenfreien Telefonnummer **0800 4466800** von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr für Sie da! Informationen rund um Diabetes, zu unseren Produkten und Services finden Sie auch online unter www.accu-chek.de sowie auf unserer Instagram- und Facebookseite.

ACCU-CHEK und ACCU-FINE sind Marken von Roche.

© 2025 Roche Diagnostics Deutschland

accu-chek.de
Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

Accu-Fine Pen-Nadeln

Für eine schmerzarme Insulinabgabe.

08356599990 @ 0625

Accu-Fine Pen-Nadeln

Für eine schmerzarme Insulinabgabe.

- Schmerzarm durch den **Feinschliff** und die **Gleitbeschichtung**
- Für **alle gängigen Pens** geeignet
- Erhältlich in den **relevanten Längen 4 mm, 5 mm und 8 mm**

Bestandteile der Accu-Fine Pen-Nadel



3 Vorteile der Accu-Fine Pen-Nadeln



Verfügbare Varianten:
Nadeldurchmesser/-länge

PZN/
Artikelnummer

4
mm
32G

0,23 mm (32G)/4 mm

12772535
09504664001

5
mm
31G

0,25 mm (31G)/5 mm

12772541
09504613001

8
mm
31G

0,25 mm (31G)/8 mm

12772558
09504729001

Jetzt kostenfreie Muster* bestellen:

Tel 0800 4466800 oder
accu-fine-testen.de



* Beutel enthält 5 Pen-Nadeln.

② Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

Die Wiederverwendung von Pen-Nadeln beeinträchtigt Qualität und Sicherheit. Nach der Injektion benutzte Nadel abschrauben und sicher entsorgen.



Neue Nadel



Nach zweimaligem Gebrauch



Nach mehrfachem Gebrauch