

# ZUM GLÜCK KÖNNEN INJEKTIONEN SCHMERZARM SEIN!



Sie wollen mehr erfahren?

Ihr Accu-Chek Kundenservice ist unter der kostenfreien Telefonnummer **0800 4466800** von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr für Sie da! Informationen rund um Diabetes, zu unseren Produkten und Services finden Sie auch online unter [www.accu-chek.de](http://www.accu-chek.de) sowie auf unserer Facebookseite [www.facebook.com/RocheDiabetesCareDE](https://www.facebook.com/RocheDiabetesCareDE).

ACCU-CHEK und ACCU-FINE sind Marken von Roche.

© 2022 Roche Diabetes Care Deutschland

[accu-chek.de](http://accu-chek.de)  
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH  
Sandhofer Straße 116  
68305 Mannheim

08356599990 ® 0622

**Accu-Fine Pen-Nadeln**  
Für eine schmerzarme Insulinabgabe.

# ACCU-FINE PEN-NADELN

## FÜR EINE SCHMERZARME INSULINABGABE.

- Schmerzarm durch den Feinschliff und die Gleitbeschichtung
- Für alle gängigen Pens geeignet
- Erhältlich in den relevanten Längen 4 mm, 5 mm und 8 mm

### BESTANDTEILE DER ACCU-FINE PEN-NADEL



**Verschlusskappe:** Bietet Sterilität und erleichtert das Auf- und Abschrauben der Nadel



**Schutzkappe der Nadel:** Schützt die Nadel bis zur Injektion



**Nadelspitze:** Feingeschliffen und mit Gleitbeschichtung

### 3 VORTEILE DER ACCU-FINE PEN-NADELN



**Dreifach-Feinschliff** für sanftes Einführen in die Haut

**Dünne Wand** für schnellen Insulinfluss

**Spezielle Beschichtung** für verbessertes Gleiten

Verfügbare Varianten:  
Nadeldurchmesser/-länge

PZN/  
Artikelnummer

**4**  
mm  
32G

0,23 mm (32G)/4 mm

12772535  
09504664001

**5**  
mm  
31G

0,25 mm (31G)/5 mm

12772541  
09504613001

**8**  
mm  
31G

0,25 mm (31G)/8 mm

12772558  
09504729001

### JETZT KOSTENFREIE MUSTER\* BESTELLEN:

Tel 0800 4466800 oder  
[accu-fine-testen.de](http://accu-fine-testen.de)



\* Beutel enthält 5 Pen-Nadeln.

- ② **Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.**  
Die Wiederverwendung von Pen-Nadeln beeinträchtigt Qualität und Sicherheit. Nach der Injektion benutzte Nadel abschrauben und sicher entsorgen.



● Neue Nadel



● Nach zweimaligem Gebrauch



● Nach mehrfachem Gebrauch