

ACCU-CHEK® Instant

Roche

ES
KANN SO
EINFACH
SEIN



Einfach verstehen dank
der intuitiven Farbskala

Die Werte der Farbskala auf einen Blick



		mg/dl	mmol/l
	HI	>600	>33,3
●	Punkt 9	327-600	18,2-33,3
●	Punkt 8	254-326	14,1-18,1
●	Punkt 7	181-253	10,1-14,0
●	Punkt 6	144-180	8,0-10,0
●	Punkt 5	107-143	5,9-7,9
●	Punkt 4	70-106	3,9-5,8
●	Punkt 3	50-69	2,8-3,8
●	Punkt 2	30-49	1,7-2,7
●	Punkt 1	10-29	0,6-1,6
	LO	<10	<0,6



Bei Fragen zur Konfiguration der Farbskala oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Außendienstmitarbeiter.