

ZUM GLÜCK KÖNNEN INJEKTIONEN SCHMERZARM SEIN!



Sie wollen mehr erfahren?

Ihr Accu-Chek Kundenservice ist unter der kostenfreien Telefonnummer **0800 4466800** von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr für Sie da! Informationen rund um Diabetes, zu unseren Produkten und Services finden Sie auch online unter www.accu-check.de sowie auf unserer Facebookseite www.facebook.com/RocheDiabetesCareDE.

ACCU-CHEK und ACCU-FINE sind Marken von Roche.

© 2021 Roche Diabetes Care Deutschland

accu-check.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

0835659990 0721

Accu-Fine Pen-Nadeln

Für eine schmerzarme Insulinabgabe.

ACCU-FINE PEN-NADELN

FÜR EINE SCHMERZARME INSULINABGABE.


- **Schmerzarm** durch den **Feinschliff** und die **Gleitbeschichtung**
- Für **die gängigen Pens** geeignet
- Erhältlich in den **relevanten Längen**
4 mm, 5 mm und 8 mm

BESTANDTEILE DER ACCU-FINE PEN-NADEL



Verschlusskappe

Bietet Sterilität und erleichtert das Auf- und Abschrauben der Nadel



Schutzkappe der Nadel

Schützt die Nadel bis zur Injektion



Nadelspitze

Feingschliffen und mit Gleitbeschichtung

Verfügbare Varianten:

Nadeldurchmesser/-länge

PZN/

Artikelnummer



0,23 mm (32G)/4 mm

12772535
8254702001



0,25 mm (31G)/5 mm

12772541
8254664001



0,25 mm (31G)/8 mm

12772558
8254672001

Jetzt kostenfreie Muster* bestellen:

Tel 0800 4466800 oder

accu-fine-testen.de



Beutel enthält 5 Pen-Nadeln.

② Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.